

ラウンド プリフォームドアーチ レギュラー ¥5,000 ゴールド ¥7,000 10本入

形態/サイズ	色味	.012	.014	.016	.018
上顎用スモール	レギュラー	432-1012	432-1014	432-1016	432-1018
	レモンゴールド	432-1012L	432-1014L	432-1016L	432-1018L
	ピーチゴールド	432-1012P	432-1014P	432-1016P	432-1018P
上顎用ラージ	レギュラー	433-1012	433-1014	433-1016	433-1018
	レモンゴールド	433-1012L	433-1014L	433-1016L	433-1018L
	ピーチゴールド	433-1012P	433-1014P	433-1016P	433-1018P
下顎用スモール	レギュラー	432-5012	432-5014	432-5016	432-5018
	レモンゴールド	432-5012L	432-5014L	432-5016L	432-5018L
	ピーチゴールド	432-5012P	432-5014P	432-5016P	432-5018P
下顎用ラージ	レギュラー	433-5012	433-5014	433-5016	433-5018
	レモンゴールド	433-5012L	433-5014L	433-5016L	433-5018L
	ピーチゴールド	433-5012P	433-5014P	433-5016P	433-5018P

スクエア・レクタンギュラー プリフォームドアーチ レギュラー ¥6,000 ゴールド ¥8,000 10本入

形態/サイズ	色味	.016x.016	.016x.022	.017x.025	.018x.025	.019x.025
上顎用スモール	レギュラー	434-1616	434-1622	434-1725	434-1825	434-1925
	レモンゴールド	434-1616L	434-1622L	434-1725L	434-1825L	434-1925L
	ピーチゴールド	434-1616P	434-1622P	434-1725P	434-1825P	434-1925P
上顎用ラージ	レギュラー	435-1616	435-1622	435-1725	435-1825	435-1925
	レモンゴールド	435-1616L	435-1622L	435-1725L	435-1825L	435-1925L
	ピーチゴールド	435-1616P	435-1622P	435-1725P	435-1825P	435-1925P
下顎用スモール	レギュラー	434-5616	434-5622	434-5725	434-5825	434-5925
	レモンゴールド	434-5616L	434-5622L	434-5725L	434-5825L	434-5925L
	ピーチゴールド	434-5616P	434-5622P	434-5725P	434-5825P	434-5925P
下顎用ラージ	レギュラー	435-5616	435-5622	435-5725	435-5825	435-5925
	レモンゴールド	435-5616L	435-5622L	435-5725L	435-5825L	435-5925L
	ピーチゴールド	435-5616P	435-5622P	435-5725P	435-5825P	435-5925P

販売名:タイニロイワイヤー 歯列矯正用ワイヤ 管理医療機器 医療機器認証番号:16300BZZ01773000

表示価格は、2017年1月現在のメーカー希望小売価格で消費税は含まれません。\*仕様及び外観の一部を予告なしに変更することがあります。

カスタマーサービス  
受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝祭日を除く)  
☎ 0120-789-123 FAX: 0120-120-659

製造販売元  
デンツプライシロナ株式会社  
本社/〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-10 麻布偕成ビル  
<http://www.dentsply-sankin.com>

# Tynilloy Wire FX


タイニロイ®ワイヤーFX

ワイヤー原線の改良により、  
よりソフトな力で安定した超弾性を実現



# 製品特長

## ① ワイヤー原線の改良により、よりソフトな力で安定した超弾性を実現




[JIS T 6530試験]

## ② スムースな表面性状



スムーズな表面形状を保ちながらメタル特有のキラつきを抑えています。




[自社試験]

## その他特長



ワイヤーはシーリングされた個包装で、かつオートクレーブも可能であるため大変衛生的。



# 症例

両側犬歯が埋まっていることを主訴とする12歳5か月の男児が来院。上顎両側犬歯開窓し、牽引後のレベリングを行うため、タイニロイワイヤーFX(ラウンド .016 ラージ)を上顎に使用した。

## 装着直後

表面性状が滑らかなのでスロットへのスムーズなワイヤー着脱が行えた。また、スロットにしっかりワイヤーが挿入出来るため結紮もしやすかった。叢生の強い部位でもワイヤーが挿入でき、普段よりワンサイズアップしたワイヤーの選択が可能であった。



## 約1か月後

弱く持続的な力で歯牙移動が可能のため、上顎3番レベリング時に他の歯牙への反作用なく排列することができた。



写真提供:よしかわ矯正歯科クリニック(大阪市開業)

## 装着イメージ ゴールドシリーズ



歯牙や歯肉の色になじみやすいゴールドシリーズをご用意しました。



(イメージ)