



ヨーロッパ基準の ハイジーンコンセプト

新たな「院内感染予防対策に関する施設基準届出」がスタートし、これまで以上に重要になった感染予防対策。昨今のマスコミ報道もあり、歯科医療にも徹底された衛生管理の必要性が急速に浸透してきました。患者さん、スタッフ、歯科医師の健康を守る上で非常に重要な衛生管理。デンツプライシロナのトリートメントセンターは、スタンダードプリコーション(「すべての血液、体液、分泌物、汗以外の分泌物、損傷のある皮膚・粘膜は伝染性の感染性病原体を含む可能性がある」という原則に基づき行う感染予防策)の確立を目指し、1980年代から開発コンセプトの一つとして掲げ、現在に至るまでその思想は脈々と受け継がれています。



シーメンス「シロナM1」

1983年に誕生したシーメンス「シロナM1」。当時から清浄水を使用した治療を提供するため、ユニット内の水回路を洗浄するシステムやオートセパレーターを備え、高い清掃性を維持するための継ぎ目の少ない製品デザイン、消毒可能かつバクテリアの繁殖を防ぐ素材の使用、交叉感染を予防するためにハンズフリー操作が可能なフットコントローラーの開発など、枚挙に暇がありません。



現行モデル「Teneo」「Sinius」「Intego」

現在までに開発されたEシリーズ、Sシリーズ、Cシリーズ、C+シリーズから現行シリーズに至るまで、これらの開発コンセプトと理念が変わりはありません。そして、さらに使いやすい機能の進化と深化を続けています。

デンツプライシロナトリートメントセンターは、DGKH(ドイツ病院保健衛生協会)により、ロベルト・コッホ研究所の推奨に準拠した高レベルの衛生安全基準に適合していることが確認されています。



TREATMENT CENTERS REPORT.

2018. August

北海道札幌市 わたなべデンタルクリニック

院長 渡部 智浩先生



デンツプライシロナ株式会社

本社/〒106-0041 東京都港区麻布台1-8-10 麻布借成ビル

支店・営業所

■札幌支店 Tel:011-709-5800	■広島支店 Tel:082-546-2301
■仙台支店 Tel:022-266-4020	■福岡支店 Tel:092-518-1800
■東京支店 Tel:03-5148-7895	■盛岡営業所 Tel:019-604-2340
■横浜支店 Tel:045-440-1521	■庄内営業所 Tel:0235-29-1217
■名古屋支店 Tel:052-251-8467	■埼玉営業所 Tel:048-799-2931
■大阪支店 Tel:06-6243-6636	■静岡営業所 Tel:054-653-2711

BT 6303PD

開業時におけるトータルソリューションという安心感

北海道札幌市 | わたなベデンタルクリニック | 院長 渡部 智浩 先生

北海道大学を卒業後、大学の補綴科、クリニック勤務を経て2017年4月に「わたなベデンタルクリニック」を開業された 渡部 智浩先生。30代半ばという若さでありながら、一般歯科から欠損補綴、外科まで幅広い治療を地域に提供されている。その若さに関わらず、もしくはその若さゆえに、渡部先生のクリニックには一つの強い理念が感じられる。開業準備から現在に至る、クリニック開業という一大イベントの成功要因を紐解く。

今年で開業2年目を迎えられますが、開業準備における設備を選択した基準、理由を教えてください。

歯科治療では、診査と診断が極めて重要であることは言うまでもありません。開業するにあたり、先ずCTの機種選択に重きを置きました。撮影範囲、画質、被ばく線量、ソフト

ウェア、と検討するなかで、デンツプライシロナのOrthophos SL3Dと出会いました。私の欲する機能やスペックを全てクリアしており、この機種を導入したいというより、これでは、次にユニットはどれを選ぶ?と考えると、"デンツプライシロナのトータルソリューション"という言葉思い出したのです。デンツプライシロナなら全てのソリューションと製品が揃う、全てが繋がる、全てが拡張性を持っていることをショールームで説明いただき、結果、開業はデンツプライシロナ有りきで機種選びをしました。



では、開業するまでトリートメントセンターはご存じなかった?

開業する2-3年前に私の師匠である先生のセミナーの中で、デンツプライシロナのトリートメントセンターを使用したことがありました。非常におしゃれで美しいデザイン、だけど高価、と思っていました。考え方によっては、導入器機をメーカー別を選択するのもよいかもかもしれませんが、機器の拡張性や将来のインテグレーションを考えると不安がよぎるの

も確かです。誰も検証しておらず、責任の所在は全て導入者側にかかってきますからね。一つのメーカーで製品とソリューションが揃うというのは、実は大変心強い、最強の強みなのではと思います。また、デンツプライシロナは、営利企業でありながら、研究開発費に莫大な投資をしている、ということを知ったので、それも安心材料の一つでした。

開業後、実際にトリートメントセンターをご使用された率直なご感想、使用感は?

2つ「デザインへのこだわりとその美しさ」「衛生管理への配慮」です。デザインでいえば、よく患者さんから「イタリア製ですか?」と言われますが、それはそれで嬉しいですね(笑)。よく機能美という言葉がありますが、まさに機能に裏打ちされたデザインであることを痛感します。患者さんの姿勢が安定し体動でズレることがほとんどないので、マイクロで視野を外すことがとても少ない。また、何かに触れて操作することを極力減らすことができるワイヤレスフットコントローラーやフットレバー。結果、余計な配線もなく、美しいフォルムが実現するのだな、と。次に衛生管理に

ついてですが、これは他院との差別化でもありアピールポイントでもあります。感染予防という考えが広く浸透している今、必要条件ではなく絶対条件ではないでしょうか。そしてこの機能がビルトインされているので、使い勝手がよく日々の作業が全く苦になりません。1ヶ月に一度サニテーションをしているのですが、それでも汚れが目に見えて排出されます。また、バキュームホースの自動洗浄機能によりホースが本当にきれいになり、簡単に便利です。私よりも歯科衛生士の方がこれらの機能の良さを実感しているかもしれません。



北海道札幌市 わたなベデンタルクリニック
院長 渡部 智浩 先生
(プロフィール)
2008年 北海道大学歯学部卒業
2008年 北海道大学病院 歯科診療センター 第二補綴
2009年 札幌市内 歯科クリニック勤務 副院長
2011年 札幌市内 歯科クリニック勤務 院長
2017年 札幌市清田区 わたなベデンタルクリニック 開設



最後に、読者である先生方へメッセージをお願いします。

歯科医師人生において、開業は最大のビッグイベントです。そこには、何かしらの思いや実現したいことがあるはず。そして、その望みが高ければ高いほど選択肢はどんどん狭まるはず。その狭まった選択肢を実現してくれる、応援してくれる、製品やメーカーを選ぶのがよいと思います。私の場合、デンツプライシロナの製品以外の選択の余地は無かった。医療技術と患者さんのデンタルIQがどんどん上がっているなか、今まで以上に良い治療を提供したい、と誰しもが感じるところです。5年後、10年後、自分がどうなりたいかを考えるとき、都度、材料や機器を選択する必要があります。その時、デンツプライシロナのソリューションは大きく輝いて見えるのです。最後に、知人から冗談半分で「まだユニットは故障しないの?」と聞かれますが、「残念ながら全く」と答えています(笑)。

