

THE DENTAL
SOLUTIONS
COMPANY™



Sinius

Eficiență îmbunătățită

dentsplysirona.com/sinius





Eficiență îmbunătățită pentru un echilibru mai mare în rutina cabinetului stomatologic

Timpul este unul dintre bunurile noastre cele mai de preț. Este excelent să avem la dispoziție Sinius. Dezvoltarea unor soluții eficiente vă permite să vă utilizați timpul în mod optim. Centrul de tratament Sinius nu este doar ultra-compact – acesta oferă avantaje clare și în ceea ce privește duratele de tratament și flexibilitatea, acestea fiind facilitate de operarea intuitivă prin intermediul celei mai recente tehnologii cu ecran tactil și numeroase funcții integrate.



Mai multă flexibilitate a tratamentului datorită fluxurilor de lucru perfecte

Caracterizat de un flux de lucru necomplicat, centrul de tratament Sinius sporește eficiența. Cu funcții de tratament integrate, interfața EasyTouch intuitivă și utilizare optimă a spațiului, Sinius facilitează fluxurile de lucru practice cu mai puțini pași operaționali. Pentru dumneavoastră, aceste caracteristici se traduc în economie de timp și flexibilitate.

Eficient

- Pachete de tratament integrabile pentru implantologie și endodonție
- Funcție de igienizare integrată
- Raport individual preț/performanță

Intuitiv

- Interfață EasyTouch intuitivă
- Trei opțiuni de concepte de tratament care corespund metodelor dumneavoastră personale

Compact

- Utilizarea optimă a spațiului
- Sistem unic de ridicare a fotoliului
- Poziționarea flexibilă a consolei dentistului și asistentei

Sinius TS - design cu braț OTP

- Poziționare ergonomică, cu masă a dentistului și sistem al tăvii cu glisare independentă
- Sistem funcțional cu tavă detașabilă ce poate fi poziționat foarte flexibil
- Spații mari pe masa dentistului și tavă

Perfect compatibil cu metoda dumneavoastră de lucru

Cu trei concepte de tratament, Dentsply Sirona are centrul de tratament potrivit pentru fiecare metodă de lucru.

Sinius – designul cu șină culisantă

- Concept de tratament ergonomic și unic.
- Masa medicului poate fi deplasată ușor în față și în spate, cu mâna
- Masa medicului pivotantă asigură accesibilitate la toate instrumentele



Sinius CS – designul cu furtunuri pe sus

- Masa medicului poate fi rotită cu până la 240° pentru poziționare optimă.
- Distanța maximă dintre masa medicului și instrumente este de 90 cm.
- Ideal pentru cele mai variate situații de tratament când lucrați singur sau cu o echipă.



Ergonomie sporită pentru rezultate perfecte

Programul de ergonomie al Dentspy Sirona se bazează pe zeci de ani de experiență în ergonomie. Programul este caracterizat de o viziune holistică asupra relației dintre ergonomie și fluxul de lucru în rutina cabinetului. În calitate de inovatori în asocierea tehnologiei digitale cu soluțiile de sisteme, continuăm să îmbunătățim acest program.

1 Poziție intuitivă de șezut

- **Mai multă libertate de mișcare**
Viziunea holistică asupra relației dintre ergonomie și fluxul de lucru în rutina cabinetului vă optimizează munca
- **Distanțe de acces optimizate**
Coordonare perfectă și poziționare variabilă a mesei medicului și a consolei asistentei, masa medicului și tava fiind reglabile independent în cazul Sinius și Sinius TS
- **Scaune inteligente pentru medic**
Hugo, Theo, Carl

2 Poziționare confortabilă

- **Reglare perfectă a centrului de tratament**
Reglare flexibilă a înălțimii și înălțime de lucru optimă prin alinierea gurii pe verticală
- **Confort sporit al pacientului**
Cel mai bun suport pentru coloană cu funcția ErgoMotion și de susținere a zonei lombare
Conceput să răspundă perfect nevoilor pacientului, cu ridicare delicată, tapițerie premium termică și lounge

3 Vizibilitate optimă

- **Iluminare optimă**
Iluminare optimă pentru fiecare tratament cu LEDview Plus
- **Tetieră flexibilă**
Tetieră motorizată pentru poziționare delicată și automată sau tetieră cu articulație dublă pentru poziționare ergonomică și confortabilă a pacientului
- **Imagini intra-orale perfecte**
Camera cu auto-focalizare SiroCam AF/AF+ optimizează vizualizarea și documentarea tratamentelor

4 Flux de lucru integrat

- **Funcții integrate ale instrumentelor de pe masă**
Flexibilitatea opțiunilor de tratament grație funcțiilor integrate de Implantologie și Endodonție cu afișare ApexLocator pe monitorul Sivation*
- **Utilizare intuitivă**
Interfață de utilizare EasyTouch cu concept de operare personalizat pentru maximum șase utilizatori
- **Echipamente moderne**
Instrumente inovatoare, sistem Sivation modern de comunicare cu pacientul, interfață USB și Ethernet

Rezultate perfecte

- Perfect din punct de vedere clinic
- Perfect din punct de vedere estetic
- Perfect pentru succesul cabinetului dumneavoastră

*Disponibil cu Sidexis 4



Integrare eficientă

Simplificați-vă fluxul de lucru din cabinet cu ajutorul funcției pentru implantologie și oferiți-vă pacienților dumneavoastră un tratament mai confortabil și multe avantaje.

Funcția integrabilă pentru implantologie este afișată clar pe ecranul tactil. Utilizarea este simplă, nu necesită experiență anterioară sau pedală de comandă suplimentară.

În plus, economisiți timp deoarece nu este necesară reechiparea, iar durata de curățare este redusă.



Implantologie integrată

Prin intermediul funcției integrabile de implantologie, puteți regla viteza, cuplul de torsiune și debitul lichidului steril de răcire în mod individual, în funcție de pașii de lucru obișnuiți.

Motor BL pentru implantologie

Motorul îngust, ușor, fără perii pentru implantologie are un cuplu de torsiune maxim de 5 Ncm, fără scăpări de aer la locul de preparare, și un sistem intern de răcire.



Pompă integrată pentru soluție salină

Pompa integrată pentru soluție salină este cuplată la pedala de comandă pentru a completa sistemul. Cantitatea de agent de răcire steril necesar pentru fiecare etapă a procesului de implantologie poate fi setată individual.




Implant 20 : 1 piesă contraunghi

Cu până la 70 Ncm, Implant 20:1 piesă contraunghi are puterea necesară pentru toate operațiunile de frezare și trepanare. Pentru rezultate extraordinare de precise în chirurgie și implantologie.

Eficiență până la capăt

Noua funcție îmbunătățită de endodonție garantează un flux de lucru mai bun și, prin urmare, un tratament mai precis. Aveți perspectiva întregului flux de lucru și puteți lucra absolut igienic, eficient și în siguranță.



Endodonție integrabilă

Funcția endodontică integrabilă face ca unitățile încastrabile în mobilier să fie de domeniul trecutului și, în plus, controlul precis al cuplului de torsiune este disponibil opțional împreună cu ApexLocator pentru o siguranță clinică maximă.



Modelul Heliodent Plus integrat în unitate

Radiografie intraorală rapidă și fiabilă cu ajutorul modelului Heliodent Plus integrat în unitate. Aparatul de radiologie durabil vă oferă flexibilitate maximă și calitate optimă a imaginii.



Indicator ApexLocator pe monitor

Distanța până la capătul canalului radicular și acul selectat pot fi, de asemenea, vizualizate pe monitor.



Piesă contraunghi T1 Line Endo 6 cu lampă

Vizibilitatea îmbunătățită în timpul tratamentului endodontic crește rata de succes a tratamentului.

Upgrade-ul sistemelor de ace cu mișcare reciprocă

Dentsply Sirona este singurul producător de centre de tratament care integrează sistemele de ace cu mișcare reciprocă Dentsply Maillefer și VDW, accelerând și facilitând utilizarea sistemelor obișnuite de ace. Setul de ace poate fi completat ușor cu alte sisteme de ace.

WaveOne®

WaveOne® Gold
Ace cu mișcare reciprocă

Reciproc®
Endodonție cu un singur ac



Eficient pentru metoda dumneavoastră de lucru

Sinius vă ajută să lucrați fără a obosi și să obțineți cele mai bune rezultate clinice, chiar și în zilele lungi și aglomerate. Indiferent de posturile și metodele dumneavoastră de lucru preferate și de cerințele fizice pe care dumneavoastră sau pacienții dumneavoastră le aveți: Sinius asigură o mișcare sănătoasă și confortul maxim al pacientului.




Tetieră motorizată

Mută automat capul pacientului în poziția de tratament dorită, în mod delicat și fără efort.



Pedală de comandă wireless inovatoare

Poziționare liberă fără cablu, care vă permite să vă mișcați liber.



Șină culisantă manuală

Masa medicului poate fi deplasată manual în poziția corectă cu efort minim.



LEDview Plus

LEDview Plus asigură o combinație perfectă între intensitatea luminoasă, culoarea luminii și dimensiunea câmpului de distribuție a luminii. De asemenea, disponibilă ca plafonieră sau ca o combinație LEDview Plus/Heliodent Plus pentru plafon.



Hugo

Scaun de lucru inteligent care asigură adoptarea unei posturi corecte în mod intuitiv.



Sidexis 4

Sidexis 4 de pe monitorul Sivation vă ajută să explicați radiografiile, imaginile intraorale și ferestrele de planificare în timpul situației de tratament.


Sinius optimizează distanțele de acces

Masă a medicului și consolă a asistentei cu poziționare flexibilă și poziție a tăvii independentă de masa medicului.



Perfect adaptat nevoilor pacienților dumneavoastră

Cu un confort proiectat până la cele mai mici detalii și cea mai recentă tehnologie multimedia, dumneavoastră și Sinius le puteți oferi pacienților dumneavoastră cele mai bune îngrijiri posibile. Confortul suplimentar oferit de Sinius dă rezultate în special în timpul sesiunilor prelungite de tratament. Pacienții sunt relaxați, iar dumneavoastră vă puteți concentra pe tratarea acestora. Cu SiroCam AF/ AF+ și monitorul de 22", pe lângă faptul că vă extindeți perspectiva în calitate de cadru medical, îi ajutați și pe pacienți să înțeleagă și ia decizii informate cu privire la tratament.



Tapițerie Lounge

Material moale cu o suprafață plăcută și umplutură confortabilă pentru relaxare maximă. Suprafață conturată pentru poziționare perfectă.



Echipamente ultramoderne

Camera cu autofocalizare SiroCam AF/AF+ combină calitatea superioară a imaginilor cu ușurința utilizării.



Tapițerie termică premium

Reduce căldura acumulată în zona șezutului și în zona spatelui, relaxând pacientul ca urmare a acestui efect de răcorire.



Gamă de coborâre maximă

Sinius poate fi coborât până la o înălțime de 36 cm pentru a facilita accesul copiilor și al pacienților vârstnici.



Consultație multimedia cu monitor de 22"

Radiografiile, imaginile intraorale și ferestrele de planificare pot fi accesate cu ușurință de pe interfața cu utilizatorul EasyTouch.



Funcția de suport lombar

Spătarul poate fi reglat individual în funcție de forma spatelui fiecărui pacient.

Mai multă eficiență pentru echipa dumneavoastră

Sinius asigură cele mai înalte standarde de igienă și utilizare eficientă a timpului. De la suprafețele netede și ușor de curățat, la componentele detașabile și adaptorul de igienizare integrat, totul este conceput pentru manevrare ușoară și rapidă și eliminare a potențialelor surse de contaminare.



Adaptor integrat de igienizare

Pentru spălare cu regularitate a sistemelor de apă și igienizare lunară, puteți conecta furtunurile instrumentelor la adaptoarele integrate de igienizare și, prin simpla apăsare a unui buton, beneficiați de apă de calitate optimă.



Curățare eficientă a furtunurilor de aspirație

Și furtunurile de aspirație pot fi curățate automat – rapid și ușor.



Dozare automată

Dacă doriți, sistemul de curățare a furtunurilor de aspirație poate fi echipat cu un sistem de dozare automată a substanțelor chimice din lista Sirona de produse de întreținere și dezinfectare.



Cuspidor detașabil

Cuspidorul pivotant poate fi demontat pentru curățare ușoară.



Consolele pot fi dezinfectate termic

Sinius este prevăzut cu suprafețe netede, ușor de curățat. Toate componentele critice din punct de vedere igienic pot fi demontate și sterilizate sau dezinfectate termic.



DGKH (Societatea germană pentru igiena spitalelor) a confirmat faptul că Sirona respectă cele mai înalte standarde de siguranță a igienei în conformitate cu recomandările Institutului Robert Koch.

Informații suplimentare: www.krankenhaushygiene.de

Formă și nuanță

Premiile prestigioase pentru design, precum premiul iF pentru comunicare și premiul red dot pentru design, sunt mărturia calității excepționale a centrelor de tratament Sirona. Sinius oferă o gamă foarte variată de opțiuni de design pentru cabinetul dumneavoastră, în trei scheme diferite de culori. Dați frâu liber imaginației și realizați combinația perfectă.

Culori disponibile pentru tapițerie

Atmosfera elegantă

Carbon*

Merlot*

Platinum

Pacific*

Combinatii clasice atemporale pentru un aspect cu adevărat sofisticat.

Atmosfera naturală

Umbra*

Saphirre

Basalt*

Cherry

Nuanțe delicate și calde pentru o atmosferă liniștitoare de tratament.

Atmosfera vitală

Aloe

Aqua


Flamingo


Orchid*


Culori vii și tonuri luminoase pentru o atmosferă modernă, plină de viață.

*Culori disponibile pentru tapițeria Lounge.


Culorile cusăturilor











Standard

Roșu

Gri închis

Albastru deschis

Roz

Culori

Roz

Argintiu platinat

Auriu mat

Alb neutru

Calitate fără compromis



Tapițerie Thermo premium

Reduce căldura acumulată în zona șezutului și în zona spatelui, relaxând pacientul ca urmare a acestui efect de răcorire.



Tapițerie Lounge

Materialul inovator conferă mai multă moliciune acestei opțiuni de tapițerie – pentru un plus de confort.

Configurație individuală

Aveți posibilitatea să asamblați centrul de tratament așa cum vă doriți și apoi să adăugați sistematic elemente ulterior. În acest fel, plătiți doar pentru ceea ce aveți nevoie.

Unitatea de bază	Pachet de aplicații	Pachete de opțiuni
Sinius Cu șină culisantă 	Start - Sprayvit M la masa medicului 1 motor BL ISO E - LEDview Plus Advance - Sprayvit M la masa medicului - Un motor BL (taxă suplimentară pentru BL ISO C) - SiroSonic TL - LEDview Plus - Pedale de comandă wireless Innovation - Sprayvit M la masa medicului și consola asistentei - Două motoare BL (taxă suplimentară pentru BL ISO C) - SiroSonic TL - LEDview Plus - Pedale de comandă wireless	Endo - Funcție de tratament endodontic, inclusiv sisteme de ace cu mișcare reciprocă - ApexLocator - Suport pentru ApexLocator - Piesă contraunghi T1 Line Endo 6L cu lampă - Adaptor ISO cu lampă în combinație cu motor BL Implant - Funcție pentru implantologie - Pompă integrată pentru soluție salină - Motor electric BL pentru implantologie - Implant 20: 1 piesă contraunghi Comfort - Primul scaun de lucru (orice variantă) - Al doilea scaun de lucru la preț de pachet - Tetieră motorizată - Funcția de suport lombar - Tapițerie Thermo premium - Disponibil și cu tapițeria Lounge (în locul tapițeriei termice Premium) Sivision - Monitor de 22" - Poziție a monitorului selectabilă în mod liber - SiroCam AF (taxă suplimentară pentru SiroCam AF+) - Alimentare cameră la masa medicului
Sinius CS Cu furtunuri pe sus 		
Sinius TS Cu braț de susținere OTP 		
Completări funcționale ale echipamentelor de bază. Pachetele nu pot fi combinate.		
Toate pachetele de opțiuni pot fi combinate liber între ele.		

Opțiuni individuale

Aici veți găsi o listă completă a tuturor opțiunilor individuale și veți putea vedea care echipamente fac deja parte din unitățile de bază.

Opțiuni de echipamente pentru unitatea de bază

Opțiuni pentru fotoliul pacientului			
Tetieră cu articulație dublă	■	■	■
Tetieră motorizată	□	□	□
Tapiteria Premium	■	■	■
Tapiserie Thermo premium	□	□	□
Tapiserie Lounge, la cerere cu cusătură colorată	□	□	□
Funcția de suport lombar	□	□	□
Cotieră pivotantă, la partea dreaptă sau stângă	□	□	□
Pedală cu 4 direcții	■	■	■
Pedală, varianta cu cablu	■	■	■
Pedală de comandă wireless	□	□	□
Conexiune la dispozitivele externe	□	□	□
Pernă de înălțare pentru pacienți mici de statură (pernă pentru șezut C)	□	□	□
Placă de montare pentru nivelarea pardoselilor denivelate	□	□	□

Opțiuni pentru masa medicului (poziții pentru 5 piese de mână, mâner și suport pentru instrumente detașabile)			
Seringă Sprayvit E cu lampă	□	□	□
Primul dispozitiv de acționare (pentru motor sau turbină)	■	■	■
Al doilea dispozitiv de acționare (pentru motor sau turbină)	■	■	■
Al treilea dispozitiv de acționare (pentru motor sau turbină)	□	□	□
Motor electric BL	□	□	□
Motor electric BL ISO C	□	□	□
Motor electric BL pentru implantologie	□	□	□
Implant 20: 1 piesă contraunghi	□	□	□
Furtun turbină	□	□	□
Piesă de mână cu ultrasunete SiroSonic TL	□	□	□
Operare fără mâini prin intermediul cursorului	■	■	■
Funcție pentru implantologie	□	□	□
Pompă de soluție salină	□	□	□
Funcție de tratament endodontic, inclusiv sisteme de ace cu mișcare reciprocă	□	□	□
Piesă contraunghi T1 Line Endo 6 L cu lampă	□	□	□
Funcție ApexLocatort cu afișare pe monitorul SIVISION	□	□	□
Suport pivotant pentru 1 sau 2 tăvi de dimensiuni standard		□	□
Ecran pentru vizualizarea radiografiilor panoramice			□

Opțiuni pentru consola asistentei (cu 4 poziții, mâner detașabil și protecție din silikon)			
Lampă de fotopolimerizare Satelec mini LED	□	□	□
Dispozitiv de aspirație chirurgicală	□	□	□
Al doilea kit pentru aspirator de volum mare	□	□	□
Seringă Sprayvit E cu lampă	□	□	□
Dispozitiv de aspirație	■	■	■
Aspirator de salivă	■	■	■

Opțiuni de echipamente pentru unitatea de bază

Opțiuni pentru unitatea de apă			
Dispozitiv de dezinfecție cu funcție permanentă de dezinfectare și igienizare	■	■	■
Curățarea furtunului de aspirație cu apă	■	■	■
Curățarea furtunului de aspirație cu substanțe chimice	□	□	□
Valvă cuspidor pentru sistemul de aspirație umedă	■	■	■
Separator automat	□	□	□
Separator de amalgam	□	□	□
Cuspidor pivotant	■	■	■
Fără cuspidor	□	□	□
Tavă cu tavă clipsabilă și mâner	□		

Opțiuni pentru Sivision digital			
SiroCam AF	□	□	□
SiroCam AF+	□	□	□
Monitor de 22" pe tavă, inclusiv tavă	□		□
Monitor de 22" pe cadrul de susținere a lămpii	□	□	□
Suport suplimentar pentru cameră	□		□
Alimentare cu curent a camerei la masa medicului	□	□	□
Alimentare cameră în consola asistentei		□	□
Kit de instalare compatibil cu Sivision cu interfață USB	□	□	□
Set de cabluri pentru conectarea computerului	□	□	□

Scaun de lucru Hugo (arc pneumatic lung sau scurt opțional)			
Hugo Freehand (acționare cu pedală)	□	□	□
Hugo Manual (acționare manuală)	□	□	□
Hugo Manual Plus (cu acționare manuală și inel de picior)	□	□	□

Scaun de lucru Carl (arc pneumatic lung sau scurt opțional)			
Carl Manual (acționare manuală)	□	□	□
Carl Manual Plus (arc pneumatic lung sau scurt opțional)	□	□	□

Scaun de lucru Theo (arc pneumatic lung sau scurt opțional)			
Scaun șa Theo	□	□	□

Lampă chirurgicală			
Lampă chirurgicală LEDview Plus (braț de susținere cu trei articulații și senzor)	□	□	□
LEDview Plus - model montat pe plafon	□	□	□
Adaptare pentru combinație Heliodent Plus pentru plafon	□	□	□
Adaptare pentru modelul Heliodent Plus integrat în unitate	□	□	□

VB Sinius (varianta cu șină culisantă)
CS Sinius CS (varianta cu furtunuri pe sus)
TS Sinius TS (varianta OTP)
■ Inclus în unitatea de bază
□ Opțional



Hugo Freehand



Hugo Manual



Monitor de 22" pe tavă



Monitor de 22" pe cadrul de susținere a lămpii



Pompă integrată pentru soluție salină



Model Heliodent Plus



Cotiere



Dispozitiv de aspirație chirurgicală



Tapiserie Lounge



Pernă de înălțare pentru pacienții mici de statură



Conexiune dispozitive externe



Interfață USB la masa medicului



SiroCam AF+ în suportul suplimentar



Lampă de fotopolimerizare Satelec mini LED



Carl Manual



Theo



Tavă suplimentară pentru consola asistentei (protecție din silikon)



Tavă pivotantă (pentru Sinius TS)



Suport pivotant pentru tavă (pentru Sinius CS)



Tavă Dentsply Sirona (pentru Sinius)

Dentsply Sirona

Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31, 64625 Bensheim, Germania
dentsplysirona.com

Soluții de tratamente

Preventive
Restaurative
Ortodonție
Endodonție
Implanturi
Protetică

Tehnologii generice

CAD/CAM
Imagistică
Centre de tratament
Instrumente