

Spectrum[®] TPH[®] 3

Микрогибридный композит



6:30



7:00



8:00-18:00


Просто некоторые вещи работают.
Каждый день.

Spectrum® TPH® 3


Микрогибридный композит

- Более 18 лет клинического использования композита Spectrum® TPH® 3
- Высокая износостойкость
- Исключительная устойчивость к сколам

Высокая износостойкость ($\times 10^{-2} \text{мм}^3$)



Отличная устойчивость к сколам (МПа* м1/2)



Постоянные пользователи доверяют Spectrum® TPH® 3 как универсальному композиту для полостей всех классов. Каждый день.

¹ Не являются зарегистрированными торговыми марками Dentsply Sirona.



Spectrum® TPH® 3

Микрогибридный композит

Натуральная эстетика каждый день

За более чем 18 лет клинического опыта, материал закрепил за собой звание надежного партнера в ежедневной стоматологической практике. Долговечные эстетические реставрации отличает естественный эмалевый блеск.



До:
Боковая группа зубов. Кариес



После:
Реставрация одним оттенком
Клинический случай от
Др. Джеффа Т. Бланка



До:
Скол



После:
Реставрация выполнена одним
оттенком боди, режущий край
выполнен оттенком эмаль
Клинический случай от
Др. Фрэнка Дж. Мильнара

Проверенная долговечность

Материал демонстрирует исключительную устойчивость к сколам и высокую износостойкость.



До



Готовая реставрация
Клинический случай
Др. Майкла Голдфогеля



Реставрация 5 лет спустя


Удобство в работе

Пластичная консистенция
и отсутствие прилипания
к инструменту

Превосходная адаптация
в полости

Новая форма шприца:

- Эргономичный дизайн
- Не требует усилия для извлечения материала
- Лазерная маркировка



Информация для заказа

Spectrum® TPH® 3 Стартовый набор (в компьютерных) 606.05.120

52 компьютеры Spectrum® TPH® 3 (0,25 г каждая = 13 г):
1 пистолет для компьютеров Compules® Tip Gun
7 компьютеров каждого оттенка A2/A3/A3,5/C2
3 компьютеры каждого оттенка O-A2/O-A3,5/A4/B1/I-B1/B2/B3/C3
1 шкала оттенков
1 адгезив Prime&Bond® NT (4,5 мл)
50 шт. аппликаторов
1 кондиционер DeTrey® Conditioner 36 (3 мл)
25 шт. игл-аппликаторов
1 Инструкция по эксплуатации
1 Иллюстрированное руководство пользователя



Spectrum® TPH® 3 Стартовый набор (в шприцах) 606.05.336

50 шт. аппликаторов
6 шприцов Spectrum® TPH® 3 (4,5 г каждый):
по 1 шприцу следующих оттенков A2/A3/A3,5/O-A2/O-A3,5/B2
1 адгезив Prime&Bond® NT (4,5 мл)
1 кондиционер DeTrey® Conditioner 36 (3 мл)
25 шт. игл-аппликаторов
1 Инструкция по эксплуатации
1 x Иллюстрированное руководство пользователя




Spectrum® TPH® 3 Дополнительная упаковка (в компьютерных)

Стандартные оттенки

606.05.201	A1 (20)	606.05.207	B2 (20)
606.05.201	A1 (20)	606.05.211	C2 (20)
606.05.202	A2 (20)	606.05.212	C3 (20)
606.05.203	A3 (20)	606.05.208	B3 (20)
606.05.204	A3,5 (20)	606.05.213	C4 (20)
606.05.205	A4 (20)	606.05.215	D3 (20)
606.05.206	B1 (20)		

Специальные оттенки

606.05.220	O-A2, opaque (10)
606.05.221	O-A3,5, opaque (10)
606.05.222	I-B1, incisal (10)



Spectrum® TPH® 3 Дополнительная упаковка (в шприцах)

1 шприц (4,5 г каждый)

606.05.301	A1	606.05.308	B3
606.05.302	A2	606.05.312	C3
606.05.303	A3	606.05.311	C2
606.05.304	A3,5	606.05.321	O-A3,5
606.05.305	A4	606.05.322	I-B1
606.05.306	B1	606.05.323	O-A2
606.05.307	B2		



Spectrum® TPH® 3 Шкала оттенков 606.05.230

Dentsply Sirona
ООО «Дентсплай Сирона»
115432, Москва,
пр-т Андропова д. 18, корп. 6
«Немецкий центр промышленности
и торговли», этаж 9, оф. 9-01
тел.: (495) 725-10-87
факс: (495) 725-10-86
www.dentsplycis.com