



Astra Tech Implant System®

Produktkatalog

Astra Tech Implant System® EV



Enkelt utan kompromisser

Tanken bakom utformningen av Astra Tech Implant System EV bygger på den naturliga tanduppsättningen utifrån en sätesspecifik crown down-princip tillsammans med ett intuitivt kirurgiskt protokoll och ett enkelt protetiskt arbetsflöde, för att alla i behandlingsteamet ska känna sig ännu tryggare och nöjdare.

- Mångsidig implantatdesign – bland annat rakt, koniskt, sluttande, kort, smalt och brett – med en enda kirurgisk bricka
- Flexibla borrhprotokoll som möjliggör önskad primärstabilitet
- Bland protetikkomponenterna finns bland annat runda och triangulära alternativ som gör det enklare att forma mjukvävnaden
- Unik kontaktyta för enpositionsplacering för:
 - Atlantis patientspecifika distanser
 - Självguidande avtryckskomponenter som möjliggör korrekt placering med bara en hand

Grunden för detta banbrytande steg är fortfarande det unika Astra Tech Implant System BioManagement Complex vars långvariga bevarande av den marginala bennivån och estetiska resultat är väldokumenterade.

Astra Tech Implant System®

INNEHÅLL

Översikt

Produktöversikt 3.0	4
Produktöversikt 3.6	6
Produktöversikt 4.2	8
Produktöversikt 4.8	10
Produktöversikt 5.4	12

Kirurgi

Implantat - OsseoSpeed® EV	16
Täckskruvar	17
Läkdistanser	
- HealDesign™ EV/Healing Uni EV	18

Protetik

Temporär konstruktion

TempDesign™ EV/TempAbutment EV	
- implantatnivå	21
Distanssruvar	21

Cementretinerade konstruktioner

TiDesign™ EV	22
ZirDesign™ EV	23
CastDesign™ EV	23
TitaniumBase EV	24
Avtryckskomponenter och laboratoriekomponenter - implantatnivå	25
Direct Abutment™ EV	27

Skruvretinerade konstruktioner

Uni Abutment EV	29
Angled Abutment EV	31

Attachmentretinerade konstruktioner

Locator™ EV	32
Ball Abutment EV	33

Instrument

Brickor	36
Washtray EV	38
Borr	39
Kirurgiska instrument	43
Kirurgiska enheter	45
Protetiska instrument	46
Laboratorietekniska produkter	48

OsseoSpeed® Profile EV

Produktöversikt P4.2	50
Produktöversikt P4.8	52
Implantat - OsseoSpeed® Profile EV	54
Kirurgiska instrument	55
Läkdistanser	56
Temporära distanser	57
Cementretinerade konstruktioner	
- TiDesign™ Profile EV	58
Skruvretinerade konstruktioner	58
Avtryckskomponenter och laboratoriekomponenter - implantatnivå	59

Guidad kirurgi

Brickor för guidad kirurgi	61
Punch/Initial Drill	62
Borr	63
Implant Driver EV-GS	66
PositioningAid	66
Fixeringssystem	67
Hylsor	67

Reparation och borttagning

Kompatibilitetstabell	69
Ta bort/hämta upp skruvfragment	70
Rengöra inre gängor	71
Ta bort/ta ut Uni Abutments EV/implantat	72
Allmänna instrument	73

Appendix

Index: enligt artikelnummer	74
Index: alfabetisk ordning	79
Guide för vridmoment	84
Förklaring av symbolerna på etiketter och bruksanvisning	84

Mer information finns i anvisningarna från tillverkaren:

Zest Anchors

- Bruksanvisning - Locator® implant attachment system
- Locator® Implant Attachment System, teknisk manual för detaljerad hantering av Locator™ distans

Cendres Métaux

- Bilaga för protetisk tandvård om detaljerad hantering av Dalbo®-Plus Female

Alla produkter kan komma att ändras utan förvarning. Alla produkter är eventuellt inte regulatoriskt godkända/utgivna/licensierade på alla marknader. Kontakta din lokala representant för Dentsply Sirona Implants för aktuellt produktsortiment och tillgänglighet.

För att texten ska vara lättläst för våra kunder använder Dentsply Sirona inte * eller ™ i löpande text.

Dentsply Sirona avstår dock inte från någon rätt till varumärket, och inget som står i detta dokument ska tolkas på annat sätt.

Alla varumärken och företagsnamn tillhör sina respektive ägare.

Produktbilder är inte skalnlaga.

Produktöversikt

3.0

GRÖN



Endast en position



Sex positioner



Indexfri



Rund

Implantat

OsseoSpeed® EV
3.0 S



8 mm 25212
9 mm 25213
11 mm 25214
13 mm 25215
15 mm 25216

Täckskruv



0 mm 25280

Läkdistanser

HealDesign™ EV 3.0



○ Ø 3.5 2,5 mm 25901
○ Ø 3.5 3,5 mm 25298
○ Ø 3.5 4,5 mm 25297
○ Ø 3.5 6,5 mm 25795

Healing Uni EV 3.0



Ø 4 2 mm 25574
Ø 4 3 mm 25575
Ø 4 4 mm 25576
Ø 4 6 mm 25577

Cementretinerat

Temporära distanser

TempDesign™ EV



Ø 6 5 mm 25503

Temp Abutment EV



Ø 3.3 1 mm 26251

Distanser

TiDesign™ EV 3.0



○ Ø 4.0 2,5 mm 25330
○ Ø 4.0 1,5 mm 25331
○ Ø 4.0 15° 1,5 mm 25332

Atlantis® distanser



Patientspecifika
distanser och kronor



Skruvretinerat

Distanser

Uni Abutment EV 3.0



2 mm 25555
3 mm 25556
5 mm 25557

Atlantis® CustomBase
Atlantis® Crown abutment



Patientspecifika
distanser och kronor

Läkhättor

Uni Abutment EV
Heal Cap



Ø 4.3 Kort 25952
Ø 4.3 25616
Ø 5.5 Kort 25953
Ø 5.5 25617

Avtryck

Uni Abutment EV
Pick-up



Ø 4.3 Kort 26245
Ø 4.3 26247
Ø 5.5 Kort 26246
Ø 5.5 26248

Obs! Atlantis har även patientspecifika protetiska lösningar.
Kontakta din lokala representant för Dentsply Sirona Implants om du vill veta mer.

Direct Abutment™ EV 3.0



Ø 3.3 1 mm 25361
 Ø 3.3 2 mm 25362
 Ø 3.3 3 mm 25363

TitaniumBase EV 3.0



Ø 4.0 1 mm 25924
 Ø 4.0 2 mm 25925

Avtryck implantatnivå

Implant Pick-Up EV



Lång 26231

Implant Transfer EV



Lång 25534

Implant Pick-Up Design EV



26239

Laboratorieprodukter

Lab Abutment
Screw EV

25476
 3 st

Lab Pin Design EV



25528

Implant Replica EV



25543

distansnivå

Uni Abutment EV
Transfer

26249

Laboratorieprodukter

Uni Abutment EV
Replica

25615

Lab Abutment
Pin EV

Kort 25643
 Medel 25644
 Lång 25645

Lab Bridge
Screw EV

25656
 3 st

Broskruv

Bridge Screw EV



25481

Atlantis®
suprakonstruktioner

Patientspecifika
suprakonstruktioner

Cylindrar

Uni Abutment EV
Temporary Cylinder

26250

Uni Abutment EV
Semi-Burnout Cylinder

25647


Uni Abutment EV
Burnout Cylinder

25649

Produktöversikt

3.6

LILA



Implantat

OsseoSpeed® EV 3.6 S

6 mm	25221
8 mm	25222
9 mm	25223
11 mm	25224
13 mm	25225
15 mm	25226
17 mm	25227

Täckskruv



0 mm 25281

Läkdistanser

HealDesign™ EV 3.6

Ø 4	2.5 mm	25902
Ø 4	3.5 mm	25300
Ø 4	4.5 mm	25299
Ø 4	6.5 mm	25796
Ø 5	2.5 mm	25903
Ø 5	3.5 mm	25920
Ø 5	4.5 mm	25904
Ø 5	6.5 mm	25905
Ø 6	3.5 mm	25906
Ø 6	4.5 mm	25907
Ø 5	3.5 mm	25301

Healing Uni EV 3.6

Ø 4	2 mm	25285
Ø 4	3 mm	25578
Ø 4	4 mm	25286
Ø 4	6 mm	25287

Cementretinerat

Temporära distanser

TempDesign™ EV

Ø 7	5 mm	25504
-----	------	-------

Temp Abutment EV

Ø 4.0	1 mm	26252
-------	------	-------

Distanser

TiDesign™ EV 3.6

Ø 4.5	2,5 mm	25334
Ø 4.5 20°	1,5 mm	25335
Δ 5.5	1,5 mm	25333

CastDesign™ EV 3.6

Ø 4.1	1 mm	25326
-------	------	-------

ZirDesign™ EV 3.6

Ø 4.5	2,5 mm	25316
Ø 4.5 20°	1,5 mm	25317
Δ 5.5	1,5 mm	25315

Atlantis® distanser



Skruvretinerat

Distanser

Uni Abutment EV 3.6

1 mm	25558
2 mm	25559
3 mm	25560
5 mm	25561

Angled Abutment EV 3.6 20°

Ø 4.2	1 mm	25619
Ø 4.2	2 mm	25620
Ø 4.2	1 mm	25621
Ø 4.2	2 mm	25622

Atlantis® CustomBase



Atlantis® Crown abutment



Patientspecifika distanser och kronor

Läkhättor

Uni Abutment EV Heal Cap



Ø 4.3	Kort	25952
Ø 4.3		25616
Ø 5.5	Kort	25953
Ø 5.5		25617

Angled Abutment EV Heal Cap



25650

Avtryck

Uni Abutment EV Pick-up



Ø 4.3	Kort	26245
Ø 4.3		26247
Ø 5.5	Kort	26246
Ø 5.5		26248

Angled Abutment EV Pick-Up



26244

Attachementretinerat

Distanser

Locator™ Abutment EV 3.6

1 mm	25657
2 mm	25658
3 mm	25659
4 mm	25660
5 mm	25661

Ball Abutment EV 3.6

1 mm	25684
2 mm	25685
3 mm	25686
4 mm	25687
5 mm	25688
7 mm	25689

Avtryck distansnivå

Locator™ Abutment Pick-up



24484

Obs! Atlantis har även patientspecifika protetiska lösningar.
Kontakta din lokala representant för Dentsply Sirona Implants om du vill veta mer.

Direct Abutment™ EV 3.6  Ø 4 1 mm 25364 Ø 4 2 mm 25365 Ø 4 3 mm 25366 TitaniumBase EV 3.6  Ø 4.1 1 mm 25926 Ø 4.1 2 mm 25927	Avtryck implantatnivå Implant Pick-Up EV  Kort 26227 Lång 26232 Implant Transfer EV  Kort 25535 Lång 25536 Implant Pick-Up Design EV  Kort 26235 Lång 26240	Laboratorieprodukter Lab Abutment Screw EV  25477 3 st Lab Pin Design EV  25528 Implant Replica EV  25544
--	---	---


distansnivå Uni Abutment EV Transfer  26249	Laboratorieprodukter Uni Abutment EV Replica  25615 Lab Abutment Pin EV  Kort 25643 Medel 25644 Lång 25645 Angled Abutment EV Replica  25652 Lab Bridge Screw EV  25656 3 st	Broskruv Bridge Screw EV  25481 Atlantis® suprakonstruktioner  Patientspecifika suprakonstruktioner	Cylindrar Uni Abutment EV Temporary Cylinder  26250 Angled Abutment EV Temporary Cylinder  25654 Uni Abutment EV Semi-Burnout Cylinder  25647 Angled Abutment EV Semi-Burnout Cylinder  25653 Uni Abutment EV Burnout Cylinder  25649 Angled Abutment EV Burnout Cylinder  25655
---	--	---	--

Replikor Locator™ Abutment Replica  24485 Ball Abutment EV Replica  25826	Attachementkomponenter Dalbo Plus Female Part TE Basic, komplett  25834 Locator™ Process Kit  24483 Locator™ Insert – Male  Blå 24488 Rosa 24487 Ofärgad 24486 Locator™ Insert – Extended Range Male  Grå 25679 Röd 24492 Orange 25843 Grön 24489 OD Cylinder EV  25638
---	--

Produktöversikt

4.2

GUL



Implantat

OsseoSpeed® EV 4.2 S



6 mm	25231
8 mm	25232
9 mm	25233
11 mm	25234
13 mm	25235
15 mm	25236
17 mm	25237

OsseoSpeed® EV 4.2 C



8 mm	25262
9 mm	25263
11 mm	25264
13 mm	25265
15 mm	25266
17 mm	25267

Täckskruv



0 mm 25282

Läkdistanser

HealDesign™ EV 4.2



Ø 5.0	2,5 mm	25908
Ø 5.0	3,5 mm	25501
Ø 5.0	4,5 mm	25302
Ø 5.0	6,5 mm	25797
Ø 6.5	2,5 mm	25909
Ø 6.5	3,5 mm	25910
Ø 6.5	4,5 mm	25911
Ø 6.5	6,5 mm	25912



Δ Ø 5	3,5 mm	25303
Δ Ø 6.5	3,5 mm	25304

Healing Uni EV 4.2



Ø 4	2 mm	25288
Ø 4	3 mm	25579
Ø 4	4 mm	25289
Ø 4	6 mm	25290

Cementretinerat

Temporära distanser

TempDesign™ EV



Ø 9 5 mm 25505

Temp Abutment EV



Ø 4.5 1 mm 26253

Distanser

TiDesign™ EV 4.2



Ø 5.5	2,5 mm	25338
Ø 5.5 20°	1,5 mm	25339
Δ Ø 5.5	1,5 mm	25336
Δ Ø 7.0	1,5 mm	25337

CastDesign™ EV 4.2



Ø 4.1 1 mm 25327

ZirDesign™ EV 4.2




Ø 5.5	2,5 mm	25320
Ø 5.5 20°	1,5 mm	25321
Δ Ø 5.5	1,5 mm	25318
Δ Ø 7.0	1,5 mm	25319

Atlantis® distanser



Patientspecifika distanser och kronor



Skruvretinerat

Distanser

Uni Abutment EV 4.2



1 mm	25562
2 mm	25563
3 mm	25564
5 mm	25565

Angled Abutment EV 4.2 20°



Ø 4.2	1 mm	25625
Ø 4.2	2 mm	25626
Ø 4.2	1 mm	25627
Ø 4.2	2 mm	25628

Atlantis® CustomBase



Atlantis® Crown abutment



Patientspecifika distanser och kronor

Läkhättor

Uni Abutment EV Heal Cap



Ø 4.3	Kort	25952
Ø 4.3		25616
Ø 5.5	Kort	25953
Ø 5.5		25617

Angled Abutment EV Heal Cap



25650

Avtryck

Uni Abutment EV Pick-up



Ø 4.3	Kort	26245
Ø 4.3		26247
Ø 5.5	Kort	26246
Ø 5.5		26248

Angled Abutment EV Pick-up



26244

Attachementretinerat

Distanser

Locator™ Abutment EV 4.2



1 mm	25662
2 mm	25663
3 mm	25664
4 mm	25665
5 mm	25666

Ball Abutment EV 4.2



1 mm	25690
2 mm	25691
3 mm	25692
4 mm	25693
5 mm	25694
7 mm	25695

Avtryck distansnivå

Locator™ Abutment Pick-up



24484

Obs! Atlantis har även patientspecifika protetiska lösningar.
Kontakta din lokala representant för Dentsply Sirona Implants om du vill veta mer.

Direct Abutment™ EV 4.2



Ø 5	1 mm	25367
Ø 5	2 mm	25368
Ø 5	3 mm	25369
Ø 6	1 mm	25494
Ø 6	2 mm	25495
Ø 6	3 mm	25496

TitaniumBase EV 4.2



Ø 4.7	1 mm	25928
Ø 4.7	2 mm	25929

Avtryck implantatnivå

Implant Pick-Up EV



Kort 26228
Lång 26233

Implant Transfer EV



Kort 25537
Lång 25538

Implant Pick-Up Design EV



Kort 26236
Lång 26241

Laboratorieprodukter

Lab Abutment Screw EV



25478
3 st

Lab Pin Design EV



25530

Implant Replica EV



25545

distansnivå

Uni Abutment EV Transfer



26249

Laboratorieprodukter

Uni Abutment EV Replica



25615

Lab Abutment Pin EV



Kort 25643
Medel 25644
Lång 25645

Angled Abutment EV Replica



25652

Lab Bridge Screw EV



25656
3 st

Broskruv

Bridge Screw EV



25481

Atlantis® suprakonstruktioner



Patientspecifika
suprakonstruktioner

Cylindrar

Uni Abutment EV Temporary Cylinder



26250

Angled Abutment EV Temporary Cylinder



25654

Uni Abutment EV Semi-Burnout Cylinder



25647

Angled Abutment EV Semi-Burnout Cylinder



25653

Uni Abutment EV Burnout Cylinder



25649

Angled Abutment EV Burnout Cylinder



25655

Replikor

Locator™ Abutment Replica



24485

Ball Abutment EV Replica



25826

Dalbo Plus Female Part TE Basic, komplett



25834

Locator™ Process Kit



24483

Locator™ Insert - Male



Blå 24488
Rosa 24487
Ofärgad 24486

Locator™ Insert - Extended Range Male



Grå 25679
Röd 24492
Orange 25843
Grön 24489

OD Cylinder EV




25638

Produktöversikt

4.8

BLÅ



Implantat

OsseoSpeed® EV 4.8 S



6 mm	25241
8 mm	25242
9 mm	25243
11 mm	25244
13 mm	25245
15 mm	25246
17 mm	25247

OsseoSpeed® EV 4.8 C



8 mm	25272
9 mm	25273
11 mm	25274
13 mm	25275
15 mm	25276
17 mm	25277

Täckskruv



0 mm 25283

Läkdistanser

HealDesign™ EV 4.8



Ø 5.0	2,5 mm	25913
Ø 5.0	3,5 mm	25502
Ø 5.0	4,5 mm	25914
Ø 5.0	6,5 mm	25915
Ø 6.5	2,5 mm	25916
Ø 6.5	3,5 mm	25917
Ø 6.5	4,5 mm	25306
Ø 6.5	6,5 mm	25798
Ø 7.5	3,5 mm	25918
Ø 7.5	4,5 mm	25919



Δ Ø 5.0	3,5 mm	25305
Δ Ø 6.5	3,5 mm	25307

Healing Uni EV 4.8



Ø 4	2 mm	26219
Ø 4	3 mm	26220
Ø 4	4 mm	26221
Ø 4	6 mm	26222

Cementretinerat

Temporära distanser

TempDesign™ EV



Ø 10 5 mm 25506

Temp Abutment EV



Ø 5.0 1 mm 26254

Distanser

TiDesign™ EV 4.8



Ø 7.0	2,5 mm	25342
Ø 5.5 20°	1,5 mm	25343
Δ Ø 5.5	1,5 mm	25340
Δ Ø 7.0	1,5 mm	25341

ZirDesign™ EV 4.8



Ø 7.0	2,5 mm	25324
Ø 5.5 20°	1,5 mm	25325
Δ Ø 5.5	1,5 mm	25322
Δ Ø 7.0	1,5 mm	25323

CastDesign™ EV 4.8




Ø 5.1 1 mm 25328

Atlantis® distanser



Patientspecifika distanser och kronor



Skruvretinerat

Distanser

Uni Abutment EV 4.8



1 mm	25566
2 mm	25567
3 mm	25568
5 mm	25569

Angled Abutment EV 4.8 20°



Ø 4.2	1 mm	25631
Ø 4.2	2 mm	25632
Ø 4.2	1 mm	25633
Ø 4.2	2 mm	25634

Atlantis® CustomBase



Atlantis® Crown abutment



Patientspecifika distanser och kronor

Läkhättor

Uni Abutment EV Heal Cap



Ø 4.3	Kort	25952
Ø 4.3		25616
Ø 5.5	Kort	25953
Ø 5.5		25617

Angled Abutment EV Heal Cap



25650

Avtryck

Uni Abutment EV Pick-up



Ø 4.3	Kort	26245
Ø 4.3		26247
Ø 5.5	Kort	26246
Ø 5.5		26248

Angled Abutment EV Pick-up



26244

Attachementretinerat

Distanser

Locator™ Abutment EV 4.8



1 mm	25667
2 mm	25668
3 mm	25669
4 mm	25670
5 mm	25671

Ball Abutment EV 4.8



1 mm	25696
2 mm	25697
3 mm	25698
4 mm	25699
5 mm	25700
7 mm	25701

Avtryck distansnivå

Locator™ Abutment Pick-up



24484

Obs! Atlantis har även patientspecifika protetiska lösningar. Kontakta din lokala representant för Dentsply Sirona Implants om du vill veta mer.

Direct Abutment™ EV 4.8  Ø 5 1 mm 25370 Ø 5 2 mm 25371 Ø 5 3 mm 25372 Ø 6 1 mm 25497 Ø 6 2 mm 25498 Ø 6 3 mm 25499 TitaniumBase EV 4.8  Ø 5.0 1 mm 25930 Ø 5.0 2 mm 25931	Avtryck implantatnivå Implant Pick-Up EV  Kort 26229 Lång 26234 Implant Transfer EV  Kort 25539 Lång 25540 Implant Pick-Up Design EV  Kort 26237 Lång 26242	Laboratorieprodukter Lab Abutment Screw EV  25479 3 st Lab Pin Design EV  25530 Implant Replica EV  25546
---	---	---


distansnivå Uni Abutment EV Transfer  26249	Laboratorieprodukter Uni Abutment EV Replica  25615 Lab Abutment Pin EV  Kort 25643 Medel 25644 Lång 25645 Angled Abutment EV Replica  25652 Lab Bridge Screw EV  25656 3 st	Broskruv Bridge Screw EV  25481 Atlantis® suprakonstruktioner  Patientspecifika suprakonstruktioner	Cylindrar Uni Abutment EV Temporary Cylinder  26250 Angled Abutment EV Temporary Cylinder  25654 Uni Abutment EV Semi-Burnout Cylinder  25647 Angled Abutment EV Semi-Burnout Cylinder  25653 Uni Abutment EV Burnout Cylinder  25649 Angled Abutment EV Burnout Cylinder  25655
---	--	---	--

Replikor Locator™ Abutment Replica  24485 Ball Abutment EV Replica  25826	Attachementkomponenter Dalbo Plus Female Part TE Basic, komplett  25834 Locator™ Process Kit  24483 Locator™ Insert - Male  Blå 24488 Rosa 24487 Ofärgad 24486 Locator™ Insert - Extended Range Male  Grå 25679 Röd 24492 Orange 25843 Grön 24489 OD Cylinder EV  25638
---	---

Produktöversikt

5.4

BRUN



Implantat

OsseoSpeed® EV
5.4 S



6 mm 25251
8 mm 25252
9 mm 25253
11 mm 25254
13 mm 25255
15 mm 25256

Täckskruv



0 mm 25284

Läkdistanser

HealDesign™ EV 5.4



○ Ø 6.5 2,5 mm 25921
○ Ø 6.5 3,5 mm 25309
○ Ø 6.5 4,5 mm 25308
○ Ø 6.5 6,5 mm 25799
○ Ø 7.5 3,5 mm 25922
○ Ø 7.5 4,5 mm 25923

Healing Uni EV 5.4



Ø 4 2 mm 26223
Ø 4 3 mm 26224
Ø 4 4 mm 26225
Ø 4 6 mm 26226

Cementretinerat


Temporära distanser

TempDesign™ EV



Ø 10 5 mm 25507

Temp Abutment EV



Ø 5.5 1 mm 26255

Distanser

TiDesign™ EV 5.4



○ Ø 7.0 2,5 mm 25344
○ Ø 7.0 1,5 mm 25345

CastDesign™ EV 5.4



Ø 5.1 1 mm 25329

Atlantis® distanser

Patientspecifika
distanser och kronor



Skruvretinerat

Distanser

Uni Abutment EV 5.4



1 mm 25570
2 mm 25571
3 mm 25572
5 mm 25573

Atlantis® CustomBase Atlantis® Crown abutment



Patientspecifika
distanser och kronor

Läkhättor

Uni Abutment EV
Heal Cap



Ø 4.3 Kort 25952
Ø 4.3 25616
Ø 5.5 Kort 25953
Ø 5.5 25617

Avtryck

Uni Abutment EV
Pick-up



Ø 4.3 Kort 26245
Ø 4.3 26247
Ø 5.5 Kort 26246
Ø 5.5 26248

Obs! Atlantis har även patientspecifika protetiska lösningar.
Kontakta din lokala representant för Dentsply Sirona Implants om du vill veta mer.

Direct Abutment™ EV 5.4

Ø 6 1 mm 25373
 Ø 6 2 mm 25374
 Ø 6 3 mm 25375

TitaniumBase EV 5.4

Ø 5.5 1 mm 25932
 Ø 5.5 2 mm 25933

Avtryck implantatnivå**Implant Pick-Up EV**

Kort 26230

Implant Transfer EV

Kort 25541
 Lång 25542

Implant Pick-Up Design EV

Kort 26238
 Lång 26243

Laboratorieprodukter**Lab Abutment Screw EV**

25480
 3 st

Lab Pin Design EV

25530

Implant Replica EV

25547

distansnivå**Uni Abutment EV Transfer**

26249

Laboratorieprodukter**Uni Abutment EV Replica**

25615

Lab Abutment Pin EV

Kort 25643
 Medel 25644
 Lång 25645

Lab Bridge Screw EV

25656
 3 st

Broskruv**Bridge Screw EV**

25481

Atlantis® suprakonstruktioner

Patientspecifika
 suprakonstruktioner

Cylindrar**Uni Abutment EV Temporary Cylinder**

26250

Uni Abutment EV Semi-Burnout Cylinder

25647

Uni Abutment EV Burnout Cylinder

25649

Introduktion



Designfilosofin bakom Astra Tech Implant System EV bygger på den naturliga tanduppsättningen och tillämpar en sätesspecifik crowdown-princip med stöd av ett intuitivt kirurgiskt protokoll och ett enkelt protetiskt arbetsflöde.

Det mångsidiga implantatsortimentet kan uppfylla behoven för varje individuellt säte. Detta stöds ytterligare av motsvarande protetiska komponenter som är utformade för optimal hantering av mjukvävnaden och långsiktig funktion och estetik.

Ø 3.0	Ø 3.6	Ø 4.2	Ø 4.8	Ø 5.4
3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
Grön	Lila	Gul	Blå	Brun

Rekommenderad(e) implantatstorlek(ar) i förhållande till tandpositionen, förutsatt att det finns tillräckligt med benvolym och utrymme i förhållande till angränsande tanduppsättning.



Grunden för detta banbrytande steg är fortfarande det unika **Astra Tech Implant System BioManagement Complex**, vars långvariga bevarande av den marginala bennivån och estetiska resultat är väldokumenterade.

Dentsply Sironas garantiprogram* – med oss kan du känna dig trygg

IMPLANTAT OCH
KOMPONENTER



LIVSTID

ZIRKONIA



5 ÅR

INSTRUMENT



3 ÅR

*Fullständiga villkor hittar du i de separata garantifoldarna.

Kirurgi

Mångsidigt implantatsortiment

OsseoSpeed EV implantat finns i ett antal olika former, diametrar och längder för alla indikationer, även för fall med begränsat utrymme och/eller benkvantitet.




Flexibelt borrarprotokoll som möjliggör önskad primärstabilitet

Förenklad borrarprocedur tack vare färgkodning och enkelt numreringssystem.



Sätesspecifika komponenter

Omfattar runda och triangulära läkdistanser.



Färgkodat sortiment

Varje storlek på anslutning mellan implantat och distans kännetecknas av en viss färg som används konsekvent i hela systemet. Färgerna sitter direkt på komponenterna och instrumenten samt på förpackningar och informationsmaterial, om tillämpligt.



Tre klisteretiketter medföljer för patientens behandlingsjournal och för kommunikation med protetikteamet.

Detaljerad information om den specifika proceduren finns i respektive manual.

Implantat

OsseoSpeed® EV

Titan, steril

OsseoSpeed EV implantat finns i ett antal olika former, diametrar och längder för alla indikationer, även för fall med begränsat utrymme och/eller benkvantitet.



S = Straight
(rakt)




C = Conical
(koniskt)



Specifika färger har också tilldelats de olika storlekarna på anslutningar mellan implantat och distans och används konsekvent i hela systemet.



- Implantat för alla indikationer i både det anteriora och det posteriora området.
- Mer information finns i bruksanvisningen och kirurgimanualen.
- Alla våra implantat är tillverkade i kommersiellt ren titan, grad 4.
- OsseoSpeed ytbehandling över hela implantatet till övre delen av den första MicroThread-gängan.
- På koniska implantat är kroppen 0,6 mm smalare.



3.0 OsseoSpeed® EV 3.0 S



Ø mm		3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
Längd mm		8	9	11	13	15
Artikelnummer		25212	25213	25214	25215	25216

3.6 OsseoSpeed® EV 3.6 S



Ø mm	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
Längd mm	6	8	9	11	13	15	17
Artikelnummer	25221	25222	25223	25224	25225	25226	25227

4.2 OsseoSpeed® EV 4.2 S



Ø mm	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
Längd mm	6	8	9	11	13	15	17
Artikelnummer	25231	25232	25233	25234	25235	25236	25237

4.2 OsseoSpeed® EV 4.2 C



Ø mm		4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
Kropp Ø mm		3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
Längd mm		8	9	11	13	15	17
Artikelnummer		25262	25263	25264	25265	25266	25267

4.8 OsseoSpeed® EV 4.8 S

Ø mm	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
Längd mm	6	8	9	11	13	15	17
Artikelnummer	25241	25242	25243	25244	25245	25246	25247

4.8 OsseoSpeed® EV 4.8 C

Ø mm		4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8
Kropp Ø mm		4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
Längd mm		8	9	11	13	15	17
Artikelnummer		25272	25273	25274	25275	25276	25277

5.4 OsseoSpeed® EV 5.4 S

Ø mm	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4	5.4
Längd mm	6	8	9	11	13	15
Artikelnummer	25251	25252	25253	25254	25255	25256

Cover Screw EV

3.0

3.6

4.2

4.8

5.4

Artikelnummer	25280	25281	25282	25283	25284
---------------	-------	-------	-------	-------	-------

Cover Screw EV

Titan, steril




Läkdistanser

HealDesign™ EV

Titan, steril

- För formning av mjukvävnaden under läkningstiden.
- Kan användas till både enstegs kirurgi och tvåstegs kirurgi
- Designen är främst anpassad till distanserna TiDesign EV och ZirDesign EV
- Höjd och diameter överensstämmer med de permanenta distanserna och tandpositionen
- Runda former är indikerade för samtliga positioner i munnen.
- △ Triangulära former är utformade för anteriora implantatsäten och för att efterlikna den specifika formen på incisiver och hörntänder. Triangular HealDesign™ EV är en tvådelad distans.
- Märkt med diameter och höjd



*Kompatibel med
OsseoSpeed Profile EV 4.2 och
OsseoSpeed Profile EV 4.8

3.0 HealDesign™ EV 3.0

				
	○	○	○	○
Ø mm	3.5	3.5	3.5	3.5
Höjd mm	2.5	3.5	4.5	6.5
Artikelnummer	25901	25298	25297	25795

3.6 HealDesign™ EV 3.6

											
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△
Ø mm	4	4	4	4	5	5	5	5	6	6	5
Höjd mm	2.5	3.5	4.5	6.5	2.5	3.5	4.5	6.5	3.5	4.5	3.5
Artikelnummer	25902	25300	25299	25796	25903	25920	25904	25905	25906	25907	25301

4.2 HealDesign™ EV 4.2

										
	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△
Ø mm	5	5	5	5	6.5	6.5	6.5	6.5	5	6.5
Höjd mm	2.5	3.5	4.5	6.5	2.5	3.5	4.5	6.5	3.5	3.5
Artikelnummer	25908*	25501*	25302*	25797*	25909*	25910*	25911*	25912*	25303	25304

4.8 HealDesign™ EV 4.8

												
	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△
Ø mm	5	5	5	5	6.5	6.5	6.5	6.5	7.5	7.5	5	6.5
Höjd mm	2.5	3.5	4.5	6.5	2.5	3.5	4.5	6.5	3.5	4.5	3.5	3.5
Artikelnummer	25913*	25502*	25914*	25915*	25916*	25917*	25306*	25798*	25918*	25919*	25305	25307

5.4 HealDesign™ EV 5.4

						
	○	○	○	○	○	○
Ø mm	6.5	6.5	6.5	6.5	7.5	7.5
Höjd mm	2.5	3.5	4.5	6.5	3.5	4.5
Artikelnummer	25921	25309	25308	25799	25922	25923

3.0 Healing Uni EV 3.0

Ø mm	4	4	4	4
Höjd mm	2	3	4	6
Artikelnummer	25574	25575	25576	25577

3.6 Healing Uni EV 3.6

Ø mm	4	4	4	4
Höjd mm	2	3	4	6
Artikelnummer	25285	25578	25286	25287

4.2 Healing Uni EV 4.2

Ø mm	4	4	4	4
Höjd mm	2	3	4	6
Artikelnummer	25288*	25579*	25289*	25290*

4.8 Healing Uni EV 4.8

Ø mm	4.3	4.3	4.3	4.3
Höjd mm	2	3	4	6
Artikelnummer	26219*	26220*	26221*	26222*


5.4 Healing Uni EV 5.4

Ø mm	4.8	4.8	4.8	4.8
Höjd mm	2	3	4	6
Artikelnummer	26223	26224	26225	26226

Healing Uni EV

Titan, steril

- Underlättar formning av mjukvävnad, främst för Uni Abutment EV
- Laseretsade band för djupmätning
- Märkt med höjd



*Kompatibel med
OsseoSpeed Profile EV 4.2 och
OsseoSpeed Profile EV 4.8

Protetik

Sätesspecifika protetiska komponenter

Omfattar runda och triangulära alternativ.



Självguidande avtryckskomponenter

Stöder alla indexeringsalternativ: endast en position, sex positioner och indexfri.

Ett system – ett vridmoment

Alla slutliga distanser är utformade för samma vridmoment för åtdragning (25 Ncm) för att göra det enklare.



En kontaktyta – tre indexeringslösningar



Endast en position



Sex positioner



Indexfri

Implantatet OsseoSpeed EV har en unik kontaktyta för enpositionsplacering för protetiska procedurer och komponenter, däribland Atlantis patientspecifika distanser. Kontaktytan möjliggör också flexibel indexeringslösning av prefabricerade distanser i sex positioner, och indexfria distanser kan sättas i valfri rotationsposition.

Detaljerad information om den specifika proceduren finns i respektive manual.

Temporära distanser

TempDesign™ EV




Ø mm	6	7	9	10	10
Kanthöjd mm	5	5	5	5	5
Vert. höjd mm	10	12	12	12	10
Artikelnummer	25503	25504	25505	25506	25507


TempDesign™ EV

Titan/PEEK-plast, osteril, levereras med en distanssskruv

- Anatomiskt predesignad för reduktionsteknik
- För både cement- och skruvretinerade konstruktioner
- Kan bearbetas i laboratoriet eller i behandlingsstolen
- Temporär användning: max 180 dagar
- Skruvretinerade konstruktioner endast för singeltand
- Indexerade distanser kan sättas i sex olika positioner.



Temp Abutment EV




Ø mm	3.3	4.0	4.5	5.0	5.5
Kanthöjd mm	1	1	1	1	1
Vert. höjd mm	9	9	9	9	9
Artikelnummer	26251	26252	26253	26254	26255


Temp Abutment EV

Titan, osteril, levereras med en distanssskruv

- Utformad för uppbyggnadsteknik
- För stora flertandskonstruktioner och/eller långvariga temporära konstruktioner
- För både cement- och skruvretinerade konstruktioner
- Bearbetas huvudsakligen i laboratoriet
- Skruvretinerade konstruktioner endast för singeltand
- Indexerade distanser kan sättas i sex olika positioner.



Abutment Screw EV



	M1.4	M1.6	M1.8	M2.0	M2.0
Artikelnummer	25203	25204	25205	25206	25207

Abutment Screw EV

Titan, osteril


Obs! En motsvarande Abutment Screw EV medföljer alla temporära distanser och tvådelade slutliga distanser. För beställning av ytterligare skruvar se avsnittet Abutment Screw EV till vänster.

Cementretinerade konstruktioner

TiDesign™ EV

Titan, osteril, levereras med en distansskruv

-  Rund – utformad för de flesta typer av konstruktioner
-  Triangulär – främst avsedd för incisiver och hörntänder med triangulär form: låg kant, 1,5 mm ovanför implantatnivå
- Vinklad utformning för förskjutningar som kompenserar för implantat i konstruktionsmässigt ofördelaktiga positioner
-  Indexerade distanser kan sättas i sex olika positioner.
- Markerad med Ø



A = buck. höjd
B = lingual höjd



Obs! En motsvarande Abutment Screw EV medföljer alla tvådelade slutliga distanser. För beställning av ytterligare skruvar se avsnittet Abutment Screw EV (sid. 21).

3.0 TiDesign™ EV 3.0




Ø mm	4	4	4
A - buck. höjd mm	2.5	1.5	1.5
B - ling. höjd mm	3.5	2.5	2.5
Vertikal höjd mm	8	7	7
Artikelnummer	25330	25331	25332

3.6 TiDesign™ EV 3.6




Ø mm	4.5	4.5	5.5
A - buck. höjd mm	2.5	1.5	1.5
B - ling. höjd mm	3.5	2.5	2.5
Vertikal höjd mm	10	9	9
Artikelnummer	25334	25335	25333

4.2 TiDesign™ EV 4.2



Ø mm	5.5	5.5	5.5	7
A - buck. höjd mm	2.5	1.5	1.5	1.5
B - ling. höjd mm	3.5	2.5	2.5	2.5
Vertikal höjd mm	10	9	9	9
Artikelnummer	25338	25339	25336	25337

4.8 TiDesign™ EV 4.8



Ø mm	7	5.5	5.5	7
A - buck. höjd mm	2.5	1.5	1.5	1.5
B - ling. höjd mm	3.5	2.5	2.5	2.5
Vertikal höjd mm	10	9	9	9
Artikelnummer	25342	25343	25340	25341

5.4 TiDesign™ EV 5.4



Ø mm	7	7
A - buck. höjd mm	2.5	1.5
B - ling. höjd mm	3.5	2.5
Vertikal höjd mm	10	9
Artikelnummer	25344	25345

3.6 ZirDesign™ EV 3.6

Ø mm	4.5	4.5	5.5
A - buck. höjd mm	2.5	1.5	1.5
B - ling. höjd mm	3.5	2.5	2.5
Vertikal höjd mm	10	9	9
Artikelnummer	25316	25317	25315


4.2 ZirDesign™ EV 4.2

Ø mm	5.5	5.5	5.5	7
A - buck. höjd mm	2.5	1.5	1.5	1.5
B - ling. höjd mm	3.5	2.5	2.5	2.5
Vertikal höjd mm	10	9	9	9
Artikelnummer	25320	25321	25318	25319

ZirDesign™ EV

Zirkonia, osteril, levereras med en distansskruv


- Rund - utformad för de flesta typer av konstruktioner
- Triangulär - främst avsedd för incisiver och hörntänder med triangulär form: låg kant, 1,5 mm ovanför implantatnivå
- Vinklad utformning för förskjutningar som kompenserar för implantat i konstruktionsmässigt ofördelaktiga positioner
- Indexerade distanser kan sättas i sex olika positioner.



A = buck. höjd
B = lingual höjd

4.8 ZirDesign™ EV 4.8

Ø mm	7	5.5	5.5	7
A - buck. höjd mm	2.5	1.5	1.5	1.5
B - ling. höjd mm	3.5	2.5	2.5	2.5
Vertikal höjd mm	10	9	9	9
Artikelnummer	25324	25325	25322	25323




CastDesign™ EV

Metallbas: Au 60 %, Pd 20 %, Pt 19 %, Ir 1 %
Cylinder: Urbränningsbar PMMA-plast, osteril, levereras med en distansskruv

För fall som kräver kompensation för vinklingar upp till 30° med hjälp av vanliga uppaxningstekniker och gjutningstekniker

- För både cement- och skruvretinerade konstruktioner
- Skruvretinerade konstruktioner endast för singeltand
- Indexerade distanser kan sättas i sex olika positioner.



CastDesign™ EV


Ø mm	4.1	4.1	5.1	5.1
Höjd mm	1	1	1	1
Vertikal höjd mm	11	11	11	11
Artikelnummer	25326	25327	25328	25329

Cementretinerade konstruktioner

TitaniumBase EV

Titan, osteril,
levereras med en distansskruv

- För temporära och slutliga cement- och skruvretinerade konstruktioner – Skruvretinerade konstruktioner endast för singeltand
- Singeltands- och partiella situationer, alla positioner i munnen
- TitaniumBase EV levereras med två platta sidor som ger anti-rotation
-  Indexerade distanser kan sättas i sex olika positioner



3.0 TitaniumBase EV 3.0



Ø mm	4	4
Kanthöjd mm	1	2
Vertikal höjd mm	5	6
Artikelnummer	25924	25925

3.6 TitaniumBase EV 3.6



Ø mm	4.1	4.1
Kanthöjd mm	1	2
Vertikal höjd mm	5	6
Artikelnummer	25926	25927

4.2 TitaniumBase EV 4.2



Ø mm	4.7	4.7
Kanthöjd mm	1	2
Vertikal höjd mm	5	6
Artikelnummer	25928	25929

4.8 TitaniumBase EV 4.8



Ø mm	5	5
Kanthöjd mm	1	2
Vertikal höjd mm	5	6
Artikelnummer	25930	25931

5.4 TitaniumBase EV 5.4



Ø mm	5.5	5.5
Kanthöjd mm	1	2
Vertikal höjd mm	5	6
Artikelnummer	25932	25933

Komponenter och instrument för skanning av OsseoSpeed® EV implantat

Atlantis® FLO

För labbaserad skanning av OsseoSpeed EV implantat



	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
FLO-kod	P-01	P-02	P-03	P-04	P-05
Artikelnummer	34593	34594	34595	34596	34597

Atlantis® FLO skruvmejsel

Krävs för Atlantis FLO, används vid labbaserad skanning



Artikelnummer	34601
---------------	-------

Atlantis® IO FLO


För intraoral skanning av OsseoSpeed EV implantat. Används tillsammans med Hex Screwdriver EV.



	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
IO FLO-kod	IO P-01	IO P-02	IO P-03	IO P-04	IO P-05
Artikelnummer	35243	35244	35245	35246	35247

Avtryckskomponenter och laboratoriekomponenter – implantatnivå

Implant Pick-Up EV, kort




Ø mm	3.8	4.6	4.6	5.4
Höjd mm	16.5	16.5	16.5	16.5
Artikelnummer	26227	26228	26229	26230

Implant Pick-Up EV/ Implant Pick-Up Design EV


Titan, osteril

- Självguidande placering
- Utformad med hex vid stifthuvudet
- Möjlighet att avbilda mjukvävnadens form exakt för bästa möjliga estetiska resultat
- Stöder alla indexeringsalternativ: endast en position, sex positioner och indexfri
- Möjligheter till splinting

Implant Pick-Up EV, lång



Ø mm	3.3	3.8	4.6	4.6
Höjd mm	22	22	22	22
Artikelnummer	26231	26232	26233	26234



Implant Pick-Up Design EV, kort



Ø mm	3.6	4.2	4.8	5.4
Höjd mm	16.7	16.7	16.7	16.7
Artikelnummer	26235	26236	26237	26238



Implant Pick-Up Design EV, lång




Ø mm	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
Höjd mm	22	22	22	22	22
Artikelnummer	26239	26240	26241	26242	26243

Implant Transfer EV

Titan, steril

- Självguidande placering
- Måste återställas till det unika sätet i avtrycket
- Utformad med en hex vid stifthuvudet



Implant Transfer EV, kort



3.6 4.2 4.8 5.4

Ø mm		3.6	4.2	4.8	5.4
Höjd mm		11	11	11	11
Artikelnummer		25535	25537	25539	25541

Implant Transfer EV, lång



3.0 3.6 4.2 4.8 5.4

Ø mm	3.5	3.6	4.2	4.8	5.4
Höjd mm	14	14	14	14	14
Artikelnummer	25534	25536	25538	25540	25542

Implant Replica EV

Titan, steril

Tack vare den justerbara spetsen kan replikan tas bort från mastermodellen utan att behöva sektioneras

Implant Replica EV



3.0 3.6 4.2 4.8 5.4

Höjd mm	16.5	16.5	16.5	16.5	16.5
Artikelnummer	25543	25544	25545	25546	25547

Lab Pin Design EV

Rostfritt stål, steril

- Håller skruvkanalen öppen under den laboratorietekniska proceduren
- Friktionspassning till Lab Abutment Screw EV-skruvhålet

Lab Abutment Screw EV

Titan, steril 3 st

Endast avsedd för användning tillsammans med Implant Replica EV

Lab Pin Design EV



3.0 3.6 4.2 4.8 5.4

Höjd mm	25	25
Artikelnummer	25528	25530

Lab Abutment Screw EV



3.0 3.6 4.2 4.8 5.4

Artikelnummer	25476	25477	25478	25479	25480
---------------	-------	-------	-------	-------	-------

3.0 Direct Abutment™ EV 3.0



Ø mm	3.3	3.3	3.3
Kanthöjd mm	1	2	3
Vert. höjd mm	6	7	8
Artikelnummer	25361	25362	25363

3.6 Direct Abutment™ EV 3.6




Ø mm	4.0	4.0	4.0
Kanthöjd mm	1	2	3
Vert. höjd mm	6	7	8
Artikelnummer	25364	25365	25366

Direct Driver EV Ø 3.3 Ø 4



Längd mm	26
Artikelnummer	25764



Direct Abutment™ EV

Titan, steril

- Säljs separat, ingår inte i Direct EV API™-kitet
- Indexfria distanser kan sättas i valfri rotationsposition.
- Markerad med Ø

4.2 Direct Abutment™ EV 4.2



Ø mm	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0
Kanthöjd mm	1	2	3	1	2	3
Vert. höjd mm	6	7	8	6	7	8
Artikelnummer	25367*	25368*	25369*	25494*	25495*	25496*

Direct Driver EV Ø 3.3 Ø 4

Rostfritt stål, osteril

Krävs endast för förflyttning och installation av Direct Abutment EV Ø 3.3 och Ø 4.0.

Hex Driver EV

Rostfritt stål, osteril

Använd Hex Driver EV till Direct Abutment™ EV Ø 5.0 och Ø 6.0.

4.8 Direct Abutment™ EV 4.8



Ø mm	5.0	5.0	5.0	6.0	6.0	6.0
Kanthöjd mm	1	2	3	1	2	3
Vert. höjd mm	6	7	8	6	7	8
Artikelnummer	25370*	25371*	25372*	25497*	25498*	25499*

5.4 Direct Abutment™ EV 5.4




Ø mm	6.0	6.0	6.0
Kanthöjd mm	1	2	3
Vert. höjd mm	6	7	8
Artikelnummer	25373	25374	25375



*Kompatibel med OsseoSpeed Profile EV 4.2 och OsseoSpeed Profile EV 4.8

Direct EV API™

Icke-steril



Innehåller alla motsvarande komponenter för arbete med Direct Abutment EV

- Separata fack för kliniska komponenter och laboratoriekomponenter
- Direct Abutment EV måste beställas separat

Cementretinerade konstruktioner

Direct EV API™



Ø mm	3.3	4	5	6
Artikelnummer	25346	25347	25348	25349

Direct Abutment™ EV HealCap

Polykarbonatplast, osteril

- Temporär användning: max 30 dagar

Direct Abutment™ EV HealCap



Ø mm	3.3	4	5	6
Artikelnummer	25310	25311	25312	25313

Direct Abutment™ EV Pick-Up

Polypropylenplast, osteril

- DA EV Pick-Up Ø 3.3 och Ø 6 – transparent
- DA EV Pick-Up Ø 4 – vit
- DA EV Pick-Up Ø 5 – grå

Direct Abutment™ EV Pick-Up



Ø mm	3.3	4	5	6
Artikelnummer	25396	25397	25398	25399

Direct Abutment™ EV Replica

Titan, osteril

Direct Abutment™ EV Replica



Ø mm	3.3	4	5	6
Artikelnummer	25401	25402	25403	25404

Direct Abutment™ EV Burnout Cap

Urbränningsbar PMMA-plast, osteril

Direct Abutment™ EV Burnout Cap



Ø mm	3.3	4	5	6
Artikelnummer	25406	25407	25408	25409

Skruvretinerade konstruktioner

3.0 Uni Abutment EV 3.0



A/B - Ø mm	3.6	3.6	3.6
Höjd mm	2	3	5
Vertikal höjd mm	3.2	4.2	6.2
Artikelnummer	25555	25556	25557

Uni Driver EV



Längd mm	21.5
Artikelnummer	25708

Uni Driver EV

Rostfritt stål, osteril

- För placering och borttagning av Uni Abutment EV
- Används tillsammans med Restorative Driver Handle och Torque Wrench EV
- Uni Driver EV har en sexhörning i mitten av skaftet för att klara vridmomenten vid borttagning.



3.6 Uni Abutment EV 3.6



A/B - Ø mm	3.6	3.6	3.6	3.6
Höjd mm	1	2	3	5
Vertikal höjd mm	2.2	3.2	4.2	6.2
Artikelnummer	25558	25559	25560	25561

Uni Abutment EV


Titan, steril

- Endast för flertandskonstruktioner
- Utformningen underlättar för icke-parallella implantatsituationer upp till 66°
- Samma toppkon för alla plattformar
- Indexfria distanser kan sättas i valfri rotationsposition
- Uni Driver EV krävs för förflyttning, installation och borttagning

4.2 Uni Abutment EV 4.2



A/B - Ø mm	3.6	3.6	3.6	3.6
Höjd mm	1	2	3	5
Vertikal höjd mm	2.2	3.2	4.2	6.2
Artikelnummer	25562*	25563*	25564*	25565*



4.8 Uni Abutment EV 4.8



A - Ø mm	3.6	3.6	3.6	3.6
B - Ø mm	4.3	4.3	4.3	4.3
Höjd mm	1	2	3	5
Vertikal höjd mm	2.2	3.2	4.2	6.2
Artikelnummer	25566*	25567*	25568*	25569*

5.4 Uni Abutment EV 5.4



A - Ø mm	3.6	3.6	3.6	3.6
B - Ø mm	4.8	4.8	4.8	4.8
Höjd mm	1	2	3	5
Vertikal höjd mm	2.2	3.2	4.2	6.2
Artikelnummer	25570	25571	25572	25573




*Kompatibel med OsseoSpeed Profile EV 4.2 och OsseoSpeed Profile EV 4.8

Skruvretinerade konstruktioner

Uni Abutment EV Heal Cap

Titan, steril, en del

- Märkt med diameter




Uni Abutment EV Heal Cap, kort Heal Cap Heal Cap, kort Heal Cap

				
Ø mm	4.3	4.3	5.5	5.5
Vert. höjd mm	3.4	4.4	3.4	4.4
Artikelnummer	25952	25616	25953	25617

Uni Abutment EV Pick-Up och Transfer

Rostfritt stål, osteril



Uni Abutment EV Pick-Up kort Pick-Up Pick-Up kort Pick-Up Transfer

					
Ø mm	4.3	4.3	5.5	5.5	4.7
Vert. höjd mm	14.7	17.6	14.7	17.6	9.7
Artikelnummer	26245	26247	26246	26248	26249

Uni Abutment EV Replica

Rostfritt stål, osteril, en del

Temporär cylinder Titan, osteril

Semi-Burnout Cylinder

Metallbas: Au 60 %, Pd 20 %, Pt 19 %, Ir 1 %
Cylinder: Urbränningsbar PMMA-plast, osteril

Burnout Cylinder

Urbränningsbar PMMA-plast, osteril

Obs! Broskruvar måste beställas separat.

Uni Abutment EV Replica Temporary Cylinder Semi-Burnout Cylinder Burnout Cylinder

				
Ø mm	3.6	4.4	4.4	4.2
Artikelnummer	25615	26250	25647	25649

Bridge Screw EV

Titan, osteril

- M1.8, anodiserad (ljusblå), endast hex

Lab Bridge Screw EV

Titan, osteril 3 st

Lab Abutment Pin EV

Rostfritt stål, osteril

- Håller skruvkanalen öppen
- Passar till Uni Abutment EV Replica

Bridge Screw EV Lab Bridge Screw EV Lab Abutment Pin EV Kort Medel Lång

						
Höjd skruvskalle, mm	M1.8	M1.8				
	1.6	1.6				
Skruvhuvud Ø mm	2.35	2.35				
Artikelnummer	25481	25656				
Längd mm				14	18	22
Artikelnummer				25643	25644	25645

3.6 Angled Abutment EV 3.6, 20°

				
Kanthöjd mm	1	2	1	2
Vertikal höjd mm	6	7	6	7
Artikelnummer	25619	25620	25621	25622


Angled Abutment EV

Titan, steril, levereras med en distansskruv

- Endast för flertandskonstruktioner
- Samma toppkon för alla plattformar
-  Indexerade distanser kan sättas i sex olika positioner.
-  Indexfria distanser kan sättas i valfri rotationsposition.

4.2 Angled Abutment EV 4.2, 20°

				
Kanthöjd mm	1	2	1	2
Vertikal höjd mm	6	7	6	7
Artikelnummer	25625	25626	25627	25628



Obs! En motsvarande distansskruv medföljer alla Angled Abutment EV. För beställning av ytterligare skruvar se avsnittet Abutment Screw EV (sid. 21).

4.8 Angled Abutment EV 4.8, 20°

				
Kanthöjd mm	1	2	1	2
Vertikal höjd mm	6	7	6	7
Artikelnummer	25631	25632	25633	25634

Angled Abutment EV

Heal Cap

Pick-Up

Replica

			
Vertikal höjd mm	9	12	17
Artikelnummer	25650	26244	25652

Angled Abutment EV Heal Cap

Titan, steril, två delar

Angled Abutment EV Pick-Up

Rostfritt stål, osteril, två delar

Angled Abutment EV Replica

Rostfritt stål, osteril

Angled Abutment EV

Temporary Cylinder

Semi-Burnout Cylinder

Burnout Cylinder

			
Artikelnummer	25654	25653	25655

Temporary Cylinder

Titan, osteril

Semi-Burnout Cylinder

Metallbas: Au 60 %, Pd 20 %, Pt 19 %, Ir 1 %
Cylinder: Urbränningsbar PMMA-plast, osteril

Burnout Cylinder

Urbränningsbar PMMA-plast, osteril


Obs! Broskruvar måste beställas separat.

Attachementretinerade konstruktioner

Locator™ Abutment EV

Titan, belagd med TiN, osteril

- Locator Core Tool krävs
-  Indexfria distanser kan sättas i valfri rotationsposition.



3.6 Locator™ Abutment EV 3.6

					
A - Ø mm	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85
B - Ø mm	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
Höjd mm	1	2	3	4	5
Artikelnummer	25657	25658	25659	25660	25661

4.2 Locator™ Abutment EV 4.2

					
A - Ø mm	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85
B - Ø mm	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
Höjd mm	1	2	3	4	5
Artikelnummer	25662*	25663*	25664*	25665*	25666*



*Kompatibel med
OsseoSpeed Profile EV 4.2 och
OsseoSpeed Profile EV 4.8

4.8 Locator™ Abutment EV 4.8

					
A - Ø mm	3.85	3.85	3.85	3.85	3.85
B - Ø mm	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
Höjd mm	1	2	3	4	5
Artikelnummer	25667*	25668*	25669*	25670*	25671*

Locator™ Core Tool

Rostfritt stål, osteril

Innehåller hållare/hylsa för
manuell placering av distansen.

Locator™ Abutment Pick-up

Aluminium, osteril

4 st

Locator™ Abutment Replica

Aluminium, osteril

4 st

Locator™ Abutment Pick-up Abutment Replica Driver Core Tool

				
Total längd, mm			23	
Artikelnummer	24484	24485	25766	24482

Locator™ Process Kit



Artikelnummer	24483
---------------	-------

Locator™ Process Kit

2 st set

Locator™ Insert Male

Blå



Rosa



Ofärgad



Gram	680	1361	2268
Retentionskraft, kg	0.7	1.4	2.3
Artikelnummer	24488	24487	24486

Locator™ Insert – Male

Nylon, osteril

De ofärgade, rosa och blåa retentionsinläggen möjliggör divergens upp till 10° för singelimplantat och 20° mellan implantat.

4 st

Locator™ Insert Extended Range Male

Grå



Röd



Orange



Grön



Gram	0	226-680	907	1361-1814
Retentionskraft, kg	0	0.5	0.9	1.8
Artikelnummer	25679	24492	25843	24489

Locator™ Insert – Extended Range Male

Nylon, osteril

De grå, röda, orange och gröna retentionsinläggen möjliggör divergens på 10–20° för singelimplantat och upp till 40° mellan implantat.

Det grå inlägget används temporärt för att skydda distanserna vid långtidsbehandling.

4 st

3.6 Ball Abutment EV 3.6




A/B Ø mm	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
Höjd mm	1	2	3	4	5	7
Vert. höjd mm	3.9	4.9	5.9	6.9	7.9	9.9
Artikelnummer	25684	25685	25686	25687	25688	25689

Ball Abutment EV

Titan, steril

- Kulans diameter är 2,25 mm
- Indexfria distanser kan sättas i valfri rotationsposition.



4.2 Ball Abutment EV 4.2



A/B Ø mm	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
Höjd mm	1	2	3	4	5	7
Vert. höjd mm	3.9	4.9	5.9	6.9	7.9	9.9
Artikelnummer	25690*	25691*	25692*	25693*	25694*	25695*



*Kompatibel med
OsseoSpeed Profile EV 4.2 och
OsseoSpeed Profile EV 4.8

Attachementretinerade konstruktioner

4.8 Ball Abutment EV 4.8



*Kompatibel med
OsseoSpeed Profile EV 4.2 och
OsseoSpeed Profile EV 4.8

A Ø mm	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
B Ø mm	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3
Höjd mm	1	2	3	4	5	7
Vert. höjd mm	3.9	4.9	5.9	6.9	7.9	9.9
Artikelnummer	25696*	25697*	25698*	25699*	25700*	25701*

Ball Abutment EV Replica

Rostfritt stål, osteril

Ball Abutment Driver EV

Rostfritt stål, osteril

Ball Abutment Driver EV krävs
för installation och borttagning.

Ball Abutment EV Replica



Artikelnummer	25826
---------------	-------

Ball Abutment Driver EV



Total längd	22.7
Artikelnummer	25768

Dalbo Plus Female Part Basic innehåller:

- **Dalbo Plus attachment**
Titan, osteril
- **Lamellae retention Insert E**
Guldlegering, osteril
- **Dalbo Plus Duplicating Aid**
Plast, osteril

Dalbo Plus Screwdriver/Activator

Rostfritt stål, osteril

Används tillsammans med Ball Abutment
till kullösningar.

Dalbo Plus

Female Part TE Basic, komplett



Lamellae retention Insert E



Duplicating Aid



Screwdriver/ Activator



Artikelnummer	25834	25844	25827	25835
---------------	-------	-------	-------	-------

OD Cylinder EV

Material: Au 68,6 %, Ag 11,85 %, Cu 10,6 %, Pd 3,95 %, Zn 2,5 %, Pt 2,45 %, Ir 0,05 %
Icke-steril

Används tillsammans med
Uni Abutment EV till barlösningar.

- Kompatibel med de flesta
barsystem på marknaden

OD Cylinder EV



Artikelnummer	25638
---------------	-------

Instrument

Ett användarvänligt bricksortiment som kan anpassas efter kliniska preferenser

Den flexibla brickan är försedd med utbytbara inlägg så att du kan anpassa den efter dina kliniska preferenser. Varje inlägg har en intuitiv utformning för att underlätta för dig under proceduren. Wash Tray är avsedd för automatiserad rengöring och omsterilisering av kirurgiska instrument och passar perfekt för större mottagningar och sjukhus som eftersträvar ett kostnadseffektivt kliniskt arbetsflöde.




Small Tray EV

En flexibel, kompakt och bekväm bricka i mindre storlek som kan användas till protetiska och kirurgiska procedurer samt till förvaring.

Borr med utmärkta skäregenskaper

Borren kan användas flera gånger men levereras i en steril förpackning för att ge möjlighet till engångsanvändning. Utöver diametern är alla borrar färgkodade och märkta med nummer/bokstav som gör dem enklare att känna igen och referera till.



Användarvänlig förpackning som är utformad för att vara lätthanterlig.*

*Patentsökt



Mångsidig utformning av Torque Wrench

Få delar och en utformning som underlättar hantering och rengöring. Utbytbara Driver Handles tillgodoser många olika kirurgiska och konstruktionsmässiga behov.



Brickor

En kirurgibricka – utbytbara inlägg

- Kirurgibrickan är försedd med utbytbara inlägg så att du kan anpassa den efter dina kliniska preferenser.
- Färgkodat och intuitivt upplägg.
- PPSU-plast, hållare av silikon, osterila

Inlägg 1

- Förenklat innehåll för de mest använda raka implantaten.



Stor EV-bricka, visas med inlägg 1



Mått i mm	Längd 290	Bredd 178	Höjd 54
Artikelnummer	25769		

Inlägg 2

- Utformat för att rymma hela sortimentet av diametrar för raka och koniska implantat.




Inlägg 2



Inlägg 3

- Plats för hela implantatsortimentet inklusive korta implantat och implantat av typen OsseoSpeed Profile EV.



Inlägg 3



	Inlägg 1	Inlägg 2	Inlägg 3
Artikelnummer	25721	25722	25723



Small Tray EV inklusive inlägget Restorative

Artikelnummer	25982*
---------------	--------

Small Tray EV inklusive inlägget Surgical

Artikelnummer	25983*
---------------	--------

Small Tray EV inklusive inlägget Storage

Artikelnummer	25984*
---------------	--------



Small Tray EV utan inlägg

Mått i mm	Längd	Bredd	Höjd
	160	95	46
Artikelnummer	25770		

Inlägget Restorative



Inlägget Surgical



Inlägget Storage



Inlägg	Konstruktion	Kirurgi	Storage
Artikelnummer	25724*	25725*	25845*

Small Tray EV

En flexibel, kompakt och bekväm bricka i mindre storlek som kan användas till protetiska och kirurgiska procedurer samt till förvaring.

Konstruktion

- Bekväm förvaring av protetiska instrument bidrar till ett effektivt arbetsflöde
- Ett enda inlägg som enkelt kan passas till alla protetiska procedurer: både cement-, skruv- och attachmentretinerade

Kirurgi

- Mångsidigt inlägg som kan anpassas till arbetsflödet för olika procedurer
- Lätt att anpassa efter kliniska preferenser så att enbart nödvändiga instrument finns med samtidigt som man undviker onödig rengöring
- Perfekt för singeltandsprocedurer

Storage

- Flexibla förvaringslösningar för borrar och instrument som används mer sällan minskar onödigt slitage
- Tilläggslösning eller komplement till Large Tray EV

Small Tray EV med inlägg

- Kirurgibrickan är försedd med tre utbytbara inlägg så att du kan anpassa den efter dina kliniska preferenser.
- PPSU-plast, hållare av silikon, osterila

*Instrument ingår inte.

Washtrays

Washtray

- En bricka för samtliga steg i ombearbetningsprocessen: mer tids- och kostnadseffektivt
- Instrumenten sitter fästa i rätt ordning från behandlingsstolen genom hela processen och tillbaka till stolen
- Steriliseringsbehållare för enkel, snabb och säker hantering kan beställas separat

Obs! Inlägget måste separeras från Washtray före rengöring och monteras på igen före sterilisering. Se Dentsply Implants anvisningar för sterilisering och instrumentvård!

Washtray Astra Tech Implant System EV

- Inklusive metallbricka med instrumenthållare, inlägg och guide
- Det avtagbara inlägget har en utformning som liknar inlägg nr 3 i det befintliga kirurgiska kitet av plast

Material

Bricka: Rostfritt stål

Inlägg: Aluminium

Gula delar: Silikon

Hållare: PEEK-plast med fjäder av metall

Reservdelar	Artikelnummer
Washtray Overlay Astra Tech Implant System EV, aluminium	31071001
Instrumenthållare för ISO-skaft, PEEK-plast med fjäder av metall	31071004
Instrumenthållare för insats till spärrnyckel, silikon	31071006

Washtray GS Astra Tech Implant System EV

- Inklusive metallbricka med instrumenthållare, inlägg och guide
- Det avtagbara inlägget har en utformning som liknar inlägget Proline i det befintliga kirurgiska kitet av plast

Material

Bricka: Rostfritt stål

Inlägg: Aluminium

Gula delar: Silikon

Hållare: PEEK-plast med fjäder av metall

Reservdelar	Artikelnummer
Washtray Overlay GS Astra Tech Implant System EV, aluminium	3107 1021
Instrumenthållare för ISO-skaft, PEEK-plast med fjäder av metall	31071004
Instrumenthållare medium, PEEK-plast med fjäder av metall	31071005
Instrumenthållare för insats till spärrnyckel, silikon	31071006

Steriliseringsbehållare för Washtray Astra Tech Implant System EV

- Inklusive två återanvändbara filter, kan användas till 1 000 cykler.

Material

Behållare: Aluminium


Reservdelar	Artikelnummer
Filter ster.behållare Washtray 2 st	31071003

Washtray Astra Tech Implant System EV



Mått i mm	Längd	Bredd	Höjd
Artikelnummer	275	176	64
	3107 1000		

Washtray GS Astra Tech Implant System EV



Mått i mm	Längd	Bredd	Höjd
Artikelnummer	275	176	64
	3107 1020		

Steriliseringsbehållare för Washtray Astra Tech Implant System EV



Utvändiga mått i mm	Längd	Bredd	Höjd
Invändiga mått i mm	312	190	92
Artikelnummer	280	180	78
	3107 1002		

Initial drills

Guide Drill EV



Precision Drill EV



Ø mm	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Artikelnummer	25160	25161

Rostfritt stål, TiN-beläggning

- Levereras steril
- Kan användas flera gånger, utom Precision Drill EV som endast är avsedd för engångsbruk

Obs! Precision Drill EV är mycket vasst och ska aldrig hanteras manuellt efter att det tagits ut ur förpackningen

Preparation av spongiöst ben

Twist Drill EV, 6-13 mm

Step Drill EV, 6-13 mm

①



②



③



④



⑤



⑥



Ø mm	1.9
Artikelnummer	25163

Ø mm	1.9/2.5	2.5/3.1	3.1/3.7	3.7/4.3	4.3/4.9
Artikelnummer	25165	25169	25173	25177	25181

Rostfritt stål, TiN-beläggning

- Laseretsade djupmarkeringar
- Levereras steril
- Flergångsbruk
- Märkta med borrhåldiameter och motsvarande nummer/bokstav
- Borr för preparation av spongiöst ben är färgkodade i vitt ① - ⑥



Borrdjup

Borrdjupet mäts från borrhåldens bredaste del upp till indikationslinjen.

Extra spetsdjup är max 1 mm oavsett borrets diameter.

Twist Drill EV, 6-17 mm

Step Drill EV, 6-17 mm

①



②



③



④



⑤



⑥



Ø mm	1.9
Artikelnummer	25162

Ø mm	1.9/2.5	2.5/3.1	3.1/3.7	3.7/4.3	4.3/4.9
Artikelnummer	25164	25168	25172	25176	25180



Preparation av kortikalt ben – raka implantat

Preparation av kortikalt ben – raka implantat

Används för obligatorisk preparation av det kortikala lagret för att reducera spänningen i benet runt implantathalsen.

- Borr för preparation av kortikalt ben är färgkodade enligt anslutningen mellan implantat och distans.
- Flergångsbruk
- Färg: motsvarar implantatstorleken
- Märkningar: diameter och borrarbokstav
- **A** – tunt kortikalt ben < 2 mm
- **B** – tjockt kortikalt ben ≥ 2 mm
- Längd: ett alternativ

Obs! Det finns separata kortikalborr som är specifika för 6 mm-implantatet.

A – Cortical Drill EV

					
	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
Ø mm	2.5/2.7	3.1/3.3	3.7/3.9	4.3/4.5	4.9/5.1
Artikelnummer	25423	25488	25490	25492	25431

B – Cortical Drill EV

					
	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
Ø mm	2.5/3.0	3.1/3.6	3.7/4.2	4.3/4.8	4.9/5.4
Artikelnummer	25193	25195	25197	25199	25201


A 6mm – Cortical Drill EV

				
	3.6	4.2	4.8	5.4
Ø mm	3.1/3.3	3.7/3.9	4.3/4.5	4.9/5.1
Artikelnummer	25487	25412	25420	25422

B 6 mm – Cortical Drill EV



Ø mm	3.1/3.6	3.7/4.2	4.3/4.8	4.9/5.4
Artikelnummer	25411	25419	25421	25424



Preparation av kortikalt ben – koniska implantat

A/B – Conical Drill EV



Ø mm		3.1/4.2	3.7/4.8
Artikelnummer		25188	25190

Preparation av kortikalt ben – koniska implantat

Används för obligatorisk preparation av det kortikala lagret för att reducera spänningen i benet runt implantathalsen.


Markeringslinjens apikala kant indikerar det minsta djup som behövs för att implantatet ska passa.

(A) I tunt kortex: borra till djupmarkeringens apikala kant.

(B) I tjockt kortex: borra till djupmarkeringens övre kant.

Se till att sätespreparationen är tillräckligt djup för hela implantatet.

- Flergångsbruk
- Färg: motsvarar implantatet
- Märkningar: diameter och borrarbokstav
- Längd: ett alternativ



Alternativ preparation av spongiöst ben

Alternativ preparation av spongiöst ben

V-Twist Drill - extra apikal preparation

Efter öppning av det marginala kortikala skiktet med kortikalborr (A) (B) eller koniskt borr (A_B) används (V) borret till att avlasta stödet mot det apikala benet när detta stöd inte behövs.

- Färg: motsvarar implantatet
Obs! för koniska implantat avser den här färgen implantatkroppens diameter.
- Märkningar: diameter och (V)
- Längd: kort (6-13 mm)
lång (6-17 mm)



V - Twist Drill EV, 6-13 mm

	(V)	(V)	(V)	(V)	(V)
	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
Ø mm	2.5	3.1	3.7	4.3	4.9
Artikelnummer	25985	25986	25987	25988	25989


V - Twist Drill EV, 6-17 mm

	(V)	(V)	(V)	(V)	(V)
	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
Ø mm	2.5	3.1	3.7	4.3	4.9
Artikelnummer	25780	25781	25782	25783	25784

X-Step Drill - utvidgad preparation

Efter öppning av det marginala kortikala skiktet med kortikalborr (B) eller koniskt borr (A_B) (X) används borret, utöver att avlasta stödet mot det apikala benet, även till att vidga hela implantatsätet i situationer med hårdare ben, t ex i underkäken.

- Färg: motsvarar implantatet
Obs! för koniska implantat avser den här färgen implantatkroppens diameter.
- Märkningar: diameter och (X)
- Längd: kort (6-13 mm)
lång (6-17 mm)



X - Step Drill EV, 6-13 mm

	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)
	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
Ø mm	2.5/2.85	3.1/3.45	3.7/4.05	4.3/4.65	4.9/5.25
Artikelnummer	25482	25483	25484	25485	25486

X - Step Drill EV, 6-17 mm

	(X)	(X)	(X)	(X)	(X)
	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4
Ø mm	2.5/2.85	3.1/3.45	3.7/4.05	4.3/4.65	4.9/5.25
Artikelnummer	25990	25991	25992	25993	25994


Kirurgiska instrument

Implant Driver EV kort



Total längd, mm		23.5	23.5	24	24
Artikelnummer		25378	25380	25382	25384

Implant Driver EV, lång




Total längd, mm	33.5	33.5	34.0	34.0	34.0
Artikelnummer	25377	25379	25381	25383	25385

Implant Driver EV

Rostfritt stål, osteril

- För upphämtning och installation av implantat.
- Märkt med djup och diameter
- Fördjupningarna underlättar korrekt placering

Obs! Används tillsammans med vinkelstycke eller Torque Wrench EV Surgical Driver Handle



Referenspunkten ("0") för djupmarkeringarna är den avsedda bennivån, d v s fasens lägsta punkt.

Direction Indicator EV



Implant Driver Extender EV-GS




Implant Depth Gauge EV



Artikelnummer	25765	26021	25710
---------------	-------	-------	-------

Direction Indicator EV

- Används efter borrar ① och borrar ③



Implant Driver Extender EV-GS

Rostfritt stål, osteril

Obs! För förlängning av borrar.

Implant Depth Gauge EV

Titan, osteril

- En sida motsvarar implantatlängderna 6-17 mm
- En sida fungerar som mätsond med 0-15 mm-markeringar

Titanskål

Titan



Artikelnummer	22137
---------------	-------

Pincett

Titan



Längd	94 mm
Artikelnummer	22437

Torque Wrench EV

Rostfritt stål, osteril

Används tillsammans med Surgical Driver Handle

För implantatinstallation och justering av implantatpositionen

Torque Wrench EV Surgical Driver Handle

Rostfritt stål, osteril

Torque Wrench EV**Torque Wrench EV Surgical Driver Handle**

Artikelnummer	25774	25775
---------------	-------	-------

Hex Driver EV för maskin

Rostfritt stål, osteril

Används tillsammans med vinkelstycke eller Torque Wrench EV Surgical Driver Handle eller Torque Wrench EV Restorative Driver Handle

Hex Driver EV för maskin**Kort****Medel****Lång**

Total längd, mm	20	24	35
Artikelnummer	25790	25727	25728

Hex Driver EV manuell

Rostfritt stål, osteril

Hex Driver EV manuell**Kort****Medel****Lång**

Total längd, mm	20	31	38
Artikelnummer	25771	25772	25773

Mucosal Punch EV

Steril

Endast för engångsbruk

5 st

Mucosal Punch EV

Ø	3.5	4	4.5	5	5.5	6.5
Artikelnummer	25711	25712	25713	25714	25715	25731

Kirurgiska enheter

Implantatenhet

SI 915
115 V



Artikelnummer 24360

SI 923
230 V



24412

Implantatenheten innehåller:

- Kontrollenhet
- Fotkontroll
- Motor med 1,8 m kabel inklusive 5 klämmor
- Huvudkabel
- Motorstöd
- Stativ
- Låsstift
- Spolslang (3 st), endast för engångsbruk.

Obs! Vinkelstycke måste köpas separat.

Vinkelstycke W&H

WS-75 E/KM



Kan demonteras

Artikelnummer 22903

WI-75 E/KM



Kan inte demonteras

24350

20:1 Vinkelstycke för Implant Unit och ImplantMED Drill Unit

Obs! Var noga med att justera vinkelstycket rätt på din drivenhet.

Spolset



Artikelnummer 22176

Spolslang



22177

Engångsspolset, W&H

Inklusive pumpsegment. 2,2 m, steril, avsedd för ImplantMED och rekommenderad för Implant Unit. 6 st

Spolslang, W&H, för engångsbruk, 2,2 m, steril, avsedd för ElcoMED 100 och ImplantMED. 10 st

Sugslang

Medena 2,0 m



Artikelnummer 68108

Medena 3,5 m



68130

Medena 2,0 m med dubbelböjt sugmunstycke



68118

Sugslang

Medena
Ø 5.5 mm/8 mm, 2,0 m, 1 st
För engångsbruk, steril.

Medena
Ø 5.5 mm/8 mm, 3,5 m, 1 st
För engångsbruk, steril.

Medena
Ø 5.5 mm/8 mm, 2,0 m, 1 st
Inklusive dubbelböjt sugmunstycke.
För engångsbruk, steril.

Radiographic Implant Guides EV



Artikelnummer 25500

Bone Trap™



Artikelnummer 22179

Radiographic Implant Guides EV

- Planeringsverktyg som används vid implantatinstallation
- Används tillsammans med röntgen av patientens käke
- Förstoringsområdet är från 1.0 till 1.8 presenteras i 9 separata ark

Bone Trap™

- Underlättar insamling och användning av autologt ben
- För engångsbruk, levereras steril
1 st

Protetiska instrument

Hex Driver EV manuell

Rostfritt stål, osteril

Hex Driver EV manuell

Kort



Medel



Lång



Total längd, mm	20	31	38
Artikelnummer	25771	25772	25773

Hex Driver EV för maskin

Rostfritt stål, osteril

Används tillsammans med vinkelstycke eller Torque Wrench EV Surgical Driver Handle eller Torque Wrench EV Restorative Driver Handle

Hex Driver EV för maskin

Kort



Medel



Lång



Total längd, mm	20	24	35
Artikelnummer	25790	25727	25728

Direct Driver EV

Rostfritt stål, osteril

Krävs för förflyttning och installation av Direct Abutment EV Ø 3.3 och Ø 4

Uni Driver EV

Rostfritt stål, osteril

- För placering och borttagning av Uni Abutment EV
- Används tillsammans med Restorative Driver Handle och Torque Wrench EV
- Uni Driver EV har en sexhörning i mitten av skaftet för att klara vridmomenten vid borttagning.

Locator™ Driver EV

Rostfritt stål, osteril

För placering och borttagning av Locator-distanser

Direct Driver EV Ø 3.3 Ø 4



Uni Driver EV



Locator™ Driver EV



Total längd, mm	26	21.5	23
Artikelnummer	25764	25708	25766

Atlantis® skruvmejsel för vinklad skruvkanal

- Måste användas tillsammans med Atlantis suprakonstruktioner för implantat som har utformats och tillverkats med vinklad skruvkanal vid en eller flera kopplingar
- Alla kopplingar med den nya vinklade skruvkanalen levereras med tillhörande Atlantis protetiskskruv.
- Den vinklade skruvkanalen gör att den protetiska skruvhålsgenomgången kan vinklas upp till 30 grader mot implantatets/distansens axel – allt för att uppnå optimal funktion och ett estetiskt resultat.

Atlantis® skruvmejsel för vinklad skruvkanal



Total längd, mm	18	24	32
Artikelnummer	36030	36031	36032

Protetiska instrument

Ball Abutment Driver EV



Dalbo Plus Screwdriver/Activator



Locator™ Core Tool



Total längd, mm	22.7		
Artikelnummer	25768	25835	24482

Ball Abutment Driver EV

Rostfritt stål, steril

För placering och borttagning av Ball Abutment EV

Direct, Uni, Locator och Ball Abutment Drivers passar till Torque Wrench EV Driver Handles.

Dalbo Plus Screwdriver/Activator

Rostfritt stål, steril

Locator™ Core Tool

Rostfritt stål, steril

Innehåller hållare/hylsa för manuell placering av distansen

Abutment Depth Gauge EV



Artikelnummer	25792
---------------	-------



Artikelnummer	25793
---------------	-------




Artikelnummer	25726
---------------	-------

Abutment Depth Gauge EV

Titan, steril

- Laseretsade band som används för mätning av slemhinnans höjd ovanför implantatet i millimeter.
- Midja vid 4-5 mm-indikeringen för bättre visuell orientering.



Torque Wrench EV



Artikelnummer	25774
---------------	-------

Torque Wrench EV

Rostfritt stål, steril

Används tillsammans med Restorative Driver Handle för att dra åt distans och/eller broskruv.

Torque Wrench EV Restorative Driver Handle Låg



4 x 4 Låg



Artikelnummer	25776	25777	25730
---------------	-------	-------	-------

Torque Wrench EV Restorative Handles

Rostfritt stål, steril

4 x 4 Låg

För kompatibilitet med instrument som har en fyrkantig anslutning på 4 x 4 mm

Laboratorietekniska produkter

Lab Abutment Screw EV

Titan, osteril

3 st

Endast avsedd för användning tillsammans med Implant Replica EV

Lab Abutment Screw EV



Artikelnummer	25476	25477	25478	25479	25480
---------------	-------	-------	-------	-------	-------

Lab Pin Design EV

Rostfritt stål, osteril

- Håller skruvkanalen öppen under den laborietekniska proceduren
- Friktionspassning till Lab Abutment Screw EV-skruvhålet

Lab Pin Design EV



3.0 3.6 4.2 4.8 5.4

Ø mm	3.0/3.6	4.2/4.8/5.4
Höjd mm	25	25
Artikelnummer	25528	25530

Lab Abutment Pin EV

Rostfritt stål, osteril

- Håller skruvkanalen öppen
- Passar till Uni Abutment EV Replica

Lab Abutment Pin EV

Kort

Medel

Lång

Lab Bridge Screw EV



Längd mm	14	18	22
Artikelnummer	25643	25644	25645

Höjd skruvskalle, mm	1.6
Skruvhuvud Ø mm	2.35
Artikelnummer	25656

Lab Bridge Screw EV

Titan, osteril

3 st

Polishing Protector Uni EV

Rostfritt stål, osteril

3 st

Sliphandtag



Artikelnummer	22740
---------------	-------

Polishing Protector Uni EV



Artikelnummer	25778
---------------	-------

OsseoSpeed® Profile EV

Ett unikt implantat utformat för sluttande alveoler

OsseoSpeed Profile EV är särskilt utformat för effektiv användning av befintligt ben i situationer med sluttande alveoler.



Enpositionsplacering av alla indexerade komponenter

Den unika enpositionsplaceringen gör hela behandlingen enkel och förutsägbar, från placering av implantat till den slutliga distansanslutningen.




Stort utbud av implantatalternativ

Finns i raka och koniska implantatdesigner i längderna 8-17 mm.

Självguidande avtryckskomponenter för ett exakt och förutsägbart arbetsflöde

Den innovativa designen gör installationsproceduren tidseffektiv och ger ett förutsägbart arbetsflöde mellan klinikern och tandteknikern.



Produktöversikt



Implantat

OsseoSpeed® Profile EV 4.2 PS



8 mm	25440
9 mm	25441
11 mm	25442
13 mm	25443
15 mm	25444
17 mm	25445

OsseoSpeed® Profile EV 4.2 PC



8 mm	25452
9 mm	25453
11 mm	25454
13 mm	25455
15 mm	25456
17 mm	25457

Täckskruv

Cover Screw Profile EV 4.2



0 mm 25582

Läkdistanser

HealDesign™ Profile EV 4.2



□ Ø 5.0	3 mm	25587
□ Ø 5.0	4 mm	25584
△ Ø 5.0	3 mm	25585
△ Ø 6.5	3 mm	25586

HealDesign EV 4.2



□ Ø 5.0	2,5 mm	25908
□ Ø 5.0	3,5 mm	25501
□ Ø 5.0	4,5 mm	25302
□ Ø 5.0	6,5 mm	25797
□ Ø 6.5	2,5 mm	25909
□ Ø 6.5	3,5 mm	25910
□ Ø 6.5	4,5 mm	25911
□ Ø 6.5	6,5 mm	25912

Healing Uni EV 4.2



□ Ø 4	2 mm	25288
□ Ø 4	3 mm	25579
□ Ø 4	4 mm	25289
□ Ø 4	6 mm	25290

Cementretinerat


Temporära distanser

TempDesign™ Profile EV



Ø 7 1 mm 25756

Temp Abutment Profile EV



Ø 4.5 1 mm 26256

Distanser

TiDesign™ Profile EV 4.2



○ Ø 5.5	15°	2 mm	25595
○ Ø 5.5		3 mm	25594
△ Ø 5.5		2 mm	25592
△ Ø 7.0		2 mm	25593

Atlantis® distanser



Patientspecifika distanser och kronor

Skruvretinerat

Distanser

Uni Abutment EV 4.2



1 mm	25562
2 mm	25563
3 mm	25564
5 mm	25565

Angled Abutment Profile EV



1 mm	25890
2 mm	25891

Atlantis® CustomBase



Atlantis® Crown abutment



Patientspecifika distanser och kronor

Läkhåttor

Uni Abutment EV Heal Cap



Ø 4.3	Kort	25952
Ø 4.3		25616
Ø 5.5	Kort	25953
Ø 5.5		25617

Angled Abutment EV Heal Cap



25650

Avtryck

Uni Abutment EV Pick-up



Ø 4.3	Kort	26245
Ø 4.3		26247
Ø 5.5	Kort	26246
Ø 5.5		26248

Angled Abutment EV Pick-up



26244

Attachementretinerat

Distanser

Locator™ Abutment EV 4.2



1 mm	25662
2 mm	25663
3 mm	25664
4 mm	25665
5 mm	25666

Ball Abutment EV 4.2



1 mm	25690
2 mm	25691
3 mm	25692
4 mm	25693
5 mm	25694
7 mm	25695

Avtryck distansnivå

Locator™ Abutment Pick-up



24484

Direct Abutment™ EV 4.2  Ø 5 1 mm 25367 Ø 5 2 mm 25368 Ø 5 3 mm 25369 Ø 6 1 mm 25494 Ø 6 2 mm 25495 Ø 6 3 mm 25496 Direct EV API™  Ø 5 25348 Ø 6 25349	Avtryck implantatnivå Implant Pick-Up Profile EV  Kort 26258 Lång 26260 Implant Transfer Profile EV  Kort 25606 Lång 25607 Implant Pick-Up Design Profile EV  26262	Laboratorieprodukter Lab Abutment Screw EV  25478 3 st Lab Pin Design EV  25530 Implant Replica Profile EV  25610
--	---	---

distansnivå Uni Abutment EV Transfer  26249	Laboratorieprodukter Uni Abutment EV Replica  25615 Lab Abutment Pin EV  Kort 25643 Medel 25644 Lång 25645 Angled Abutment EV Replica  25652 Lab Bridge Screw EV  25656 3 st	Broskruv Bridge Screw EV  25481 Atlantis® suprakonstruktioner  Patientspecifika suprakonstruktioner	Cylindrar Uni Abutment EV Temporary Cylinder  26250 Angled Abutment EV Temporary Cylinder  25654 Uni Abutment EV Semi-Burnout Cylinder  25647 Angled Abutment EV Semi-Burnout Cylinder  25653 Uni Abutment EV Burnout Cylinder  25649 Angled Abutment EV Burnout Cylinder  25655
---	--	--	--

Replikor Locator™ Abutment Replica  24485 Ball Abutment EV Replica  25826	Attachmentkomponenter Dalbo Plus Female Part TE Basic, komplett  25834 Locator™ Process Kit  24483 Locator™ Insert - Male  Blå 24488 Rosa 24487 Ofärgad 24486 Locator™ Insert - Extended Range Male  Grå 25679 Röd 24492 Orange 25843 Grön 24489 OD Cylinder EV  25638
---	--

Produktöversikt



Implantat

OsseoSpeed® Profile EV 4.8 PS



8 mm	25446
9 mm	25447
11 mm	25448
13 mm	25449
15 mm	25450
17 mm	25451

OsseoSpeed® Profile EV 4.8 PC



8 mm	25458
9 mm	25459
11 mm	25460
13 mm	25461
15 mm	25462
17 mm	25463

Täckskruv

Cover Screw Profile EV 4.8



0 mm 25583

Läkdistanser

HealDesign™ Profile EV 4.8



□ Ø 5	3 mm	25591
□ Ø 6.5	4 mm	25589
△ Ø 5	3 mm	25588
△ Ø 6.5	3 mm	25590

HealDesign™ EV 4.8



□ Ø 5.0	2,5 mm	25913
□ Ø 5.0	3,5 mm	25502
□ Ø 5.0	4,5 mm	25914
□ Ø 5.0	6,5 mm	25915
□ Ø 6.5	2,5 mm	25916
□ Ø 6.5	3,5 mm	25917
□ Ø 6.5	4,5 mm	25306
□ Ø 6.5	6,5 mm	25798
□ Ø 7.5	3,5 mm	25918
□ Ø 7.5	4,5 mm	25919

Healing Uni EV 4.8



Ø 4	2 mm	26219
Ø 4	3 mm	26220
Ø 4	4 mm	26221
Ø 4	6 mm	26222

Cementretinerat

Temporära distanser

TempDesign™ Profile EV



Ø 8 1 mm 25757

Temp Abutment Profile EV



Ø 5 1 mm 26257

Distanser

TiDesign™ Profile EV 4.8



○ Ø 5.5 15°	2 mm	25599
○ Ø 7.0	3 mm	25598
△ Ø 5.5	2 mm	25596
△ Ø 7.0	2 mm	25597

Atlantis® distanser



Patientspecifika distanser och kronor

Skruvretinerat

Distanser

Uni Abutment EV 4.8



1 mm	25566
2 mm	25567
3 mm	25568
5 mm	25569

Angled Abutment Profile EV



1 mm	25892
2 mm	25893

Atlantis® CustomBase



Atlantis® Crown abutment



Patientspecifika distanser och kronor

Läkhåttor

Uni Abutment EV Heal Cap



Ø 4.3 Kort	25952
Ø 4.3	25616
Ø 5.5 Kort	25953
Ø 5.5	25617

Angled Abutment EV Heal Cap



25650

Avtryck

Uni Abutment EV Pick-up



Ø 4.3 Kort	26245
Ø 4.3	26247
Ø 5.5 Kort	26246
Ø 5.5	26248

Angled Abutment EV Pick-up



26244

Attachementretinerat

Distanser

Locator™ Abutment EV 4.8



1 mm	25667
2 mm	25668
3 mm	25669
4 mm	25670
5 mm	25671

Ball Abutment EV 4.8



1 mm	25696
2 mm	25697
3 mm	25698
4 mm	25699
5 mm	25700
7 mm	25701

Avtryck distansnivå

Locator™ Abutment Pick-up



24484

Direct Abutment™ EV 4.8  Ø 5 1 mm 25370 Ø 5 2 mm 25371 Ø 5 3 mm 25372 Ø 6 1 mm 25497 Ø 6 2 mm 25498 Ø 6 3 mm 25499 Direct EV API™  Ø 5 25348 Ø 6 25349	Avtryck implantatnivå Implant Pick-Up Profile EV  Kort 26259 Lång 26261 Implant Transfer Profile EV  Kort 25608 Lång 25609 Implant Pick-Up Design Profile EV  26263	Laboratorieprodukter Lab Abutment Screw EV  25479 3 st Lab Pin Design EV  25530 Implant Replica Profile EV  25611
--	--	--

distansnivå Uni Abutment EV Transfer  26249	Laboratorieprodukter Uni Abutment EV Replica  25615 Lab Abutment Pin EV  Kort 25643 Medel 25644 Lång 25645 Angled Abutment EV Replica  25652 Lab Bridge Screw EV  25656 3 st	Broskruv Bridge Screw EV  25481 Atlantis® suprakonstruktioner  Patientspecifika suprakonstruktioner	Cylindrar Uni Abutment EV Temporary Cylinder  26250 Angled Abutment EV Temporary Cylinder  25654 Uni Abutment EV Semi-Burnout Cylinder  25647 Angled Abutment EV Semi-Burnout Cylinder  25653 Uni Abutment EV Burnout Cylinder  25649 Angled Abutment EV Burnout Cylinder  25655
---	--	---	--

Replikor Locator™ Abutment Replica  24485 Ball Abutment EV Replica  25826	Attachmentkomponenter Dalbo Plus Female Part TE Basic, komplett  25834 Locator™ Process Kit  24483 Locator™ Insert - Male  Blå 24488 Rosa 24487 Ofärgad 24486 Locator™ Insert - Extended Range Male  Grå 25679 Röd 24492 Orange 25843 Grön 24489 OD Cylinder EV  25638
---	---

Implantat

OsseoSpeed® Profile EV

Titan, steril

Implantaten OsseoSpeed Profile EV finns med olika form, diameter och längd.

PS = Profile Straight PC = Profile Conical



Specifika färger har också tilldelats de olika storlekarna på anslutningar mellan implantat och distans och används konsekvent i hela systemet.

Ø 4.2

P_{4.2}


Gul

Ø 4.8

P_{4.8}

Blå

- Mer information finns i bruksanvisningen och kirurgimanualen till Astra Tech Implant System EV.
- Alla implantat är tillverkade i kommersiellt ren titan, grad 4.
- OsseoSpeed ytbehandling över hela implantatet till övre delen av den första MicroThread-gången.
- På koniska implantat är kroppen 0,6 mm smalare.



P_{4.2}

OsseoSpeed® Profile EV 4.2 PS



Längd mm	8	9	11	13	15	17
A - höjd mm	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
Artikelnummer	25440	25441	25442	25443	25444	25445

P_{4.2}

OsseoSpeed® Profile EV 4.2 PC



Kropp Ø mm	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
Längd mm	8	9	11	13	15	17
A - höjd mm	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3
Artikelnummer	25452	25453	25454	25455	25456	25457

P_{4.8}

OsseoSpeed® Profile EV 4.8 PS



Längd mm	8	9	11	13	15	17
A - höjd mm	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7
Artikelnummer	25446	25447	25448	25449	25450	25451

P_{4.8}

OsseoSpeed® Profile EV 4.8 PC



Kropp Ø mm	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2
Längd mm	8	9	11	13	15	17
A - höjd mm	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6
Artikelnummer	25458	25459	25460	25461	25462	25463

Cover Screw Profile EV



P_{4.2}



P_{4.8}

Artikelnummer	25582	25583
---------------	-------	-------

Radiographic Implant Guides Profile EV



Artikelnummer	25637
---------------	-------

Cover Screw Profile EV

Titan, steril

- Självguidande komponent som fattar i implantatet först när den är korrekt placerad
- Ett höjdalternativ för varje storlek på anslutningen mellan implantat och distans
- Cover Screw Profile EV är en tvådelad täckskruv med färgkodad hylsa. Den skruv som medföljer saknar färg
- Enpositionerad täckskruv, kan endast placeras i en position



Radiographic Implant Guides Profile EV

- Planeringsverktyg som används vid implantatinstallation
- Används tillsammans med röntgen av patientens käke
- Förstoringsområdet är från 1.0 till 1.8 presenteras i 9 separata ark

Kirurgiska instrument

Implant Driver Profile EV, kort



P_{4.2}



P_{4.8}

Total längd, mm	24	24
Artikelnummer	25464	25466

Implant Driver Profile EV, lång



P_{4.2}



P_{4.8}

Total längd, mm	34	34
Artikelnummer	25465	25467

Implant Driver Profile EV

Rostfritt stål, steril

- För upphämtning och installation av implantat
- Märkt med diameter och bokstaven P för Profile
- Fördjupningen och den plana ytan på drivern underlättar korrekt position
- Enpositions-instrument, kan endast placeras i en position


OBS! Används tillsammans med vinkelstycke eller Torque Wrench EV Surgical Driver Handle

Läkdistanser

HealDesign™ Profile EV

Titan, steril

- För formning av mjukvävnaden under läkningstiden.
- Självguidande komponent som fattar i implantatet först när den är korrekt placerad
- Kan användas till både enstegs- och tvåstegs kirurgi
- Designen är främst anpassad till TiDesign Profile EV distanser
- HealDesign Profile EV är en tvådelad distans
- Höjd och diameter överensstämmer med de permanenta distanserna och tandpositionen
- Runda former är indikerade för samtliga positioner i munnen
- △ Triangulära former är utformade för anteriora implantatsäten och för att efterlikna den specifika formen på incisiver och hörntänder
- Märkt med diameter, höjd och bokstaven P för Profile
- (P) Enpositionerad läkdistanst, kan endast placeras i en position



P_{4.2} HealDesign™ Profile EV 4.2

				
Ø mm	5	5	5	6.5
Höjd A mm	5	4	4.5	4
Höjd B mm	4	3	3	3
Artikelnummer	25584	25587	25585	25586

P_{4.8} HealDesign™ Profile EV 4.8

				
Ø mm	5	6.5	5	6.5
Höjd A mm	4.5	5.5	4.5	4.5
Höjd B mm	3	4	3	3
Artikelnummer	25591	25589	25588	25590

OBS: Solid healing abutments från standardsortimentet kan också användas

Temporära distanser

TempDesign™ Profile EV




Ø mm		7	8
Höjd	buck A mm	1	1
	ling B mm	1	1
Vertikal höjd mm		12	12
Artikelnummer		25756	25757

TempDesign™ Profile EV

Titan/PEEK-plast, steril, levereras med en distansskruv

- Anatomiskt redesignad för reduktionsteknik
- För både cement- och skruvretinerade konstruktioner
- Kan bearbetas i laboratoriet eller i behandlingsstolen
- Temporär användning: max 180 dagar
- Skruvretinerade konstruktioner, endast för singeltand
-  Enpositionerade distanser, kan endast placeras i en position



Temp Abutment Profile EV




Ø mm		4.5	5.0
Höjd	buck A mm	1	1
	ling B mm	1	1
Vertikal höjd mm		9	9
Artikelnummer		26256	26257

Temp Abutment Profile EV

Titan, steril, levereras med en distansskruv

- Utformad för uppbyggnadsteknik
- För stora flertandskonstruktioner och/eller långvariga temporära konstruktioner
- Bearbetas huvudsakligen i laboratoriet
- Cementretinerade konstruktioner, alla positioner i munnen
- Skruvretinerade konstruktioner endast för singeltand
-  Enpositionerade distanser, kan endast placeras i en position



OBS! En motsvarande Abutment Screw EV medföljer alla temporära distanser och tvådelade slutliga distanser. Information om hur du beställer extra skruvar finns nedan.

Abutment Screw EV



		M1.8	M2.0
Artikelnummer		25205	25206

Abutment Screw EV

Titan, steril


OBS! En motsvarande Abutment Screw EV medföljer alla temporära distanser och tvådelade slutliga distanser.

Cementretinerade konstruktioner

TiDesign™ Profile EV

Titan, osteril, levereras med en distansskruv

-  Rund – utformad för de flesta typer av konstruktioner
-  Triangulär – främst avsedd för incisiver och hörntänder med triangulär form
- Vinklad utformning för förskjutningar som kompenserar för implantat i konstruktionsmässigt ofördelaktiga positioner
- Märkt med diameter och bokstaven P för Profile
-  Enpositionerade distanser, kan endast placeras i en position



P_{4.2} TiDesign™ Profile EV 4.2



Ø mm	5.5	5.5
A - buck. höjd mm	3	2
B - ling. höjd mm	3	2
Vertikal höjd mm	9.5	8.5
Artikelnummer	25594	25595



Ø mm	5.5	7.0
A - buck. höjd mm	2	2
B - ling. höjd mm	2	2
Vertikal höjd mm	8.5	8.5
Artikelnummer	25592	25593

P_{4.8} TiDesign™ Profile EV 4.8



Ø mm	7.0	5.5
A - buck. höjd mm	3	2
B - ling. höjd mm	3	2
Vertikal höjd mm	9	8
Artikelnummer	25598	25599



Ø mm	5.5	7.0
A - buck. höjd mm	2	2
B - ling. höjd mm	2	2
Vertikal höjd mm	8	8
Artikelnummer	25596	25597

Skruvretinerade konstruktioner

Uni Abutment EV (mer information finns i produktkatalogen för EV)


Titan, steril

- Endast för flertandskonstruktioner
- Utformningen underlättar för icke-parallella implantatsituationer upp till 66°
- Samma toppkon för alla plattformar
-  Indexfria distanser kan sättas i valfri rotationsposition.

Angled Abutment Profile EV

Titan, steril, levereras med en distansskruv

- Endast för flertandskonstruktioner i kombination med Uni Abutment EV
- Samma toppkon som på standardtypen av Angled Abutment EV
- Indexfria distanser kan sättas i valfri rotationsposition
- Märkt med bokstaven P




P_{4.2} Angled Abutment Profile EV 4.2, 20°



A - buck. höjd mm	2	3
B - ling. höjd mm	1	2
Vertikal höjd mm	6	7
Artikelnummer	25890	25891


P_{4.8} Angled Abutment Profile EV 4.8, 20°



A - buck. höjd mm	2	3
B - ling. höjd mm	1	2
Vertikal höjd mm	6	7
Artikelnummer	25892	25893

Avtryckskomponenter och laboratriekomponenter – implantatnivå

Implant Pick-Up Profile EV, kort



Hylsa Ø mm	4.6	4.6
Höjd mm	16.5	16.5
Artikelnummer	26258	26259

Implant Pick-Up Profile EV, lång




Hylsa Ø mm	4.6	4.6
Höjd mm	22	22
Artikelnummer	26260	26261

Implant Pick-Up Profile EV/ Implant Pick-Up Design Profile EV

Titan, osteril

- Självguidande placering
- Märkt med bokstaven P
- Utformad med hex vid stift huvudet
- Gör det möjligt att avbilda mjukvävnadens form exakt för bästa möjliga estetiska resultat
- Stöder indexeringsalternativen endast en position och indexfri
- Möjligheter till splinting




Märkt med en sluttande skåra och bokstaven P för Profile

Implant Pick-Up Design Profile EV



Hylsa Ø mm	4.2	4.8
Höjd mm	22	22
Artikelnummer	26262	26263

Implant Transfer Profile EV, kort



Hylsa Ø mm	4.2	4.8
Höjd mm	11	11
Artikelnummer	25606	25608

Implant Transfer Profile EV, lång




Hylsa Ø mm	4.2	4.8
Höjd mm	14	14
Artikelnummer	25607	25609

Implant Transfer Profile EV

Titan, osteril

- Självguidande placering
- Märkt med bokstaven P
- Måste återställas till det unika sätet i avtrycket
- Utformad med en hex vid stift huvudet
- Stöder indexeringsalternativen endast en position och indexfri



Märkt med en sluttande skåra och bokstaven P för Profile

Implant Replica Profile EV



Höjd mm	16.5	16.5
Artikelnummer	25610	25611

Lab Abutment Screw EV



Artikelnummer	25478	25479
---------------	-------	-------

Implant Replica Profile EV

Titan, osteril

Tack vare den justerbara spetsen kan replikan tas bort från mastermodellen utan att behöva sektioneras.

Lab Abutment Screw EV

Titan, osteril

3 st

Endast avsedd att användas tillsammans med Implant Replica Profile EV och Implant Replica EV.

Guidad kirurgi med Astra Tech Implant System® EV

Kombinationen av Simplant datorstödd implantatbehandling och Astra Tech Implant System EV förenklar den digitala implantatbehandlingsprocessen utan att tumma på vare sig precision eller säkerhet.

Sleeve-on-Drill-instrument för en enkel och säker kirurgisk hantering

Sleeve on-designen förenklar hanteringen och tar bort behovet av extra hjälp för att hålla fristående borrhnycklar på plats.



Simplant Safe Guide med lateral öppning för enklare åtkomst

Tillvalet lateral öppning underlättar hantering även vid begränsat interocklusalt utrymme. Det gör behandling av flera indikationer möjlig och ger ökad patientkomfort och nöjdare patienter.



Ett användarvänligt bricksortiment som kan anpassas efter kliniska preferenser

Den flexibla brickan är försedd med utbytbara inlägg så att du kan anpassa den efter dina kliniska preferenser. Varje inlägg har en intuitiv utformning för att underlätta för dig under proceduren.

Wash Tray är avsedd för automatiserad rengöring och omsterilisering av kirurgiska instrument och passar perfekt för större mottagningar och sjukhus som eftersträvar ett kostnadseffektivt kliniskt arbetsflöde.

Brickor för guidad kirurgi


En kirurgibricka av plats med utbytbara inlägg

Brickan för guidad kirurgi är försedd med utbytbara inlägg så att du kan anpassa den efter dina kliniska preferenser.

Streamline




Proline



Large Tray EV Streamline Proline
(utan inlägg)

Artikelnummer	25769	26099	26098
---------------	-------	-------	-------

Washtray GS Astra Tech Implant System EV



Artikelnummer	3107 1020
---------------	-----------

Streamline

- Inlägget Streamline har plats för de mest använda raka implantaten från 6 mm till 15 mm.

Proline

- Inlägget Proline har plats för hela sortimentet inom guidad kirurgi, inklusive implantat av typen 6 mm, koniska och Profile EV.
- Inläggen kan knäppas fast på brickbasen. Med den här lösningen kan brickans innehåll anpassas efter enskilda önskemål.

	Rakt			Koniskt	
Ø	3.6 S	4.2 S	4.8 S	4.2 C	4.8 C
Längd					
6 mm	x	x	x		
8 mm	x	x	x	x	x
9 mm	x	x	x	x	x
11 mm	x	x	x	x	x
13 mm	x	x	x	x	x
15 mm	x	x	x	x	x

	Profile, rakt		Profile, koniskt	
Ø	P 4.2	P 4.8	P 4.2	P 4.8
Längd				
6 mm				
8 mm	x	x	x	x
9 mm	x	x	x	x
11 mm	x	x	x	x
13 mm	x	x	x	x
15 mm	x	x	x	x

Washtray GS Astra Tech Implant System® EV

Washtray kan användas till maskindisk, desinfektion och efterföljande ångsterilisering av instrument. Ytterligare information finns på sidan 36.

Reservdelar	Artikelnummer
Washtray Overlay GS Astra Tech Implant System EV, aluminium	31071021
Instrumenthållare för ISO-skaft, PEEK-plast med fjäder av metall	31071004
Instrumenthållare medium, PEEK-plast med fjäder av metall	31071005
Instrumenthållare för insats till spärrnyckel, silikon	31071006

Punch/Initial Drill

Punch EV-GS

Rostfritt stål

- Laseretsad djupmarkering
- Levereras steril
- Lasermärkt med **P** och motsvarande implantatdiameter.
- Lasermärkt efter implantatlängd
- Färg: motsvarar implantatdiametern
- För engångsbruk

Obs! Om du använder programvaran Simplant eller planeringstjänsten mySimplant kan dessa borrar beställas som fallspecifika tillsammans med din SAFE Guide.

Punch EV-GS



Ø mm	3.6	4.2	4.8
Artikelnummer	26010	26011	26012

Initial Drill

Rostfritt stål

- Laseretsad djupmarkering
- Levereras steril
- Lasermärkt med **I** och motsvarande implantatdiameter.
- Lasermärkt efter implantatlängd
- Färg: motsvarar implantatdiametern
- Flergångsbruk

Initial Drill



Ø mm	3.6	4.2	4.8
Artikelnummer	26013	26014	26015

Preparation av spongiöst ben

Drill EV-GS med hylsa med smal diameter (ND)

1-Drill EV-GS, ND



3.6 4.2

3-Drill EV-GS, ND



3.6 4.2

4-Drill EV-GS, ND



3.6 4.2

Ø mm	Ø1.9 ND	Ø2.5/3.1 ND	Ø3.1/3.7 ND
Implantatlängd	6-8 mm	6-8 mm	6-8 mm
Artikelnummer	26051	26054	26057
Implantatlängd	9-11 mm	9-11 mm	9-11 mm
Artikelnummer	26052	26055	26058
Implantatlängd	13-15 mm	13-15 mm	13-15 mm
Artikelnummer	26053	26056	26059

Drill EV-GS med hylsa med smal diameter (ND)

Rostfritt stål

- Borr för preparation av spongiöst ben
- Fysiskt djupstopp
- Levereras sterila med Sleeve on Drill
- Lasermärkta med motsvarande nummer och borrdiameter
- Borrfärg vit för samtliga diametrar
- Borr: Flergångsbruk
- Hylsa: För engångsbruk

Obs! Om du använder programvaran Simplant eller planeringstjänsten mySimplant kan dessa borr beställas som fallspecifika tillsammans med din SAFE Guide.

Drill EV-GS med hylsa med bred diameter (WD)

1-Drill EV-GS, WD



4.8

3-Drill EV-GS, WD



4.8

4-Drill EV-GS, WD



4.8

5-Drill EV-GS, WD



4.8

Ø mm	Ø1.9 WD	Ø2.5/3.1 WD	Ø3.1/3.7 WD	Ø3.7/4.3 WD
Implantatlängd	6-8 mm	6-8 mm	6-8 mm	6-8 mm
Artikelnummer	26060	26063	26066	26069
Implantatlängd	9-11 mm	9-11 mm	9-11 mm	9-11 mm
Artikelnummer	26061	26064	26067	26070
Implantatlängd	13-15 mm	13-15 mm	13-15 mm	13-15 mm
Artikelnummer	26062	26065	26068	26071

Drill EV-GS med hylsa med bred diameter (WD)

Rostfritt stål

- Borr för preparation av spongiöst ben
- Fysiskt djupstopp
- Levereras sterila med Sleeve on Drill
- Lasermärkta med motsvarande nummer och borrdiameter
- Borrfärg vit för samtliga diametrar
- Flergångsborr
- Hylsa för engångsbruk

Obs! Om du använder programvaran Simplant eller planeringstjänsten mySimplant kan dessa borr beställas som fallspecifika tillsammans med din SAFE Guide.

Preparation av kortikalt ben – raka implantat

Cortical Drill EV-GS

Rostfritt stål

- För raka implantat
- Borr för obligatorisk preparation av det kortikala benet för att reducera spänningen runt implantathalsen.
- Färg: motsvarar implantatet
- Lasermärkta med (A) eller (B) samt borrhål och implantatlängd
- Laseretsad djupmarkering
- (A) – tunt kortikalt ben < 2 mm
- (B) – tjockt kortikalt ben ≥ 2 mm
- Flergångsborr

Cortical Drill EV-GS

(A)-Cortical Drill EV-GS (B)-Cortical Drill EV-GS (A)-Cortical Drill EV-GS (B)-Cortical Drill EV-GS (A)-Cortical Drill EV-GS (B)-Cortical Drill EV-GS



	3.6	3.6	4.2	4.2	4.8	4.8
Ø mm	Ø3.1/3.3	Ø3.1/3.6	Ø3.7/3.9	Ø3.7/4.2	Ø4.3/4.5	Ø4.3/4.8
Artikelnummer	26004	26005	26006	26007	26008	26009

Preparation av kortikalt ben – koniska implantat

Conical Drill EV-GS

Rostfritt stål

- För koniska implantat
- Borr för obligatorisk preparation av det kortikala lagret för att reducera spänningen i benet runt implantathalsen samt för preparation av den koniska delen av hålrummet.
- (A) – tunt kortikalt ben < 2 mm
- (B) – tjockt kortikalt ben ≥ 2 mm
- Färg: motsvarar implantatet
- Lasermärkta med (A/B), borrhål och implantatlängd.
- Flergångsbruk

Conical Drill EV-GS


A/B-Drill EV-GS 4.2C, 9-13 A/B-Drill EV-GS 4.2C, 8-11-15 A/B-Drill EV-GS 4.8C, 9-13 A/B-Drill EV-GS 4.8C, 8-11-15



	4.2	4.2	4.8	4.8
Ø mm	Ø3.1/4.2	Ø3.1/4.2	Ø3.7/4.8	Ø3.7/4.8
Artikelnummer	26000	26001	26002	26003

Alternativ preparation av spongiöst ben

V-Drill EV-GS



Ø mm	Ø3.1	Ø3.7	Ø3.7	Ø4.3
Implantatlängd	6-8 mm	6-8 mm	6-8 mm	6-8 mm
Artikelnummer	26084	26087	26090	26093
Implantatlängd	9-11 mm	9-11 mm	9-11 mm	9-11 mm
Artikelnummer	26085	26088	26091	26094
Implantatlängd	13-15 mm	13-15 mm	13-15 mm	13-15 mm
Artikelnummer	26086	26089	26092	26095

Alternativ preparation av spongiöst ben


V-Twist Drill - extra apikal preparation

Efter öppning av det marginala kortikala skiktet med kortikalbör (A) (B) eller koniskt borr (A/B) används (V) boret till att avlasta stödet mot det apikala benet när detta stöd inte behövs.

- Används för att vidga den apikala delen av sättespreparationen
- Fysiskt djupstopp
- Levereras sterila med Sleeve on Drill
- Lasermärkta med (V), borrar diameter och implantatlängd
- Färg: motsvarar implantatet
Obs! för koniska implantat avser den här färgen implantatkroppens diameter.
- Borr: Flergångsbruk
- Hylsa: För engångsbruk

Obs! Om du använder programvaran Simplant eller planeringstjänsten mySimplant kan dessa borrar beställas som fallspecifika tillsammans med din SAFE Guide.

X-Drill EV-GS



Ø mm	Ø3.1/3.45	Ø3.7/4.05	Ø3.7/4.05	Ø4.3/4.65
Implantatlängd	6-8 mm	6-8 mm	6-8 mm	6-8 mm
Artikelnummer	26072	26075	26078	26081
Implantatlängd	9-11 mm	9-11 mm	9-11 mm	9-11 mm
Artikelnummer	26073	26076	26079	26082
Implantatlängd	13-15 mm	13-15 mm	13-15 mm	13-15 mm
Artikelnummer	26074	26077	26080	26083

X-Step Drill - utvidgad preparation

Efter öppning av det marginala kortikala skiktet med kortikalbör (B) eller koniskt borr (A/B) (X) används boret, utöver att avlasta stödet mot det apikala benet, även till att vidga hela implantatsätet i situationer med hårdare ben, t ex i underkäken.

- Fysiskt djupstopp
- Levereras sterila med Sleeve on Drill
- Lasermärkta med (X), borrar diameter och implantatlängd
- Färg: motsvarar implantatet
Obs! för koniska implantat avser den här färgen implantatkroppens diameter.
- Borr: Flergångsbruk
- Hylsa: För engångsbruk

Obs! Om du använder programvaran Simplant eller planeringstjänsten mySimplant kan dessa borrar beställas som fallspecifika tillsammans med din SAFE Guide.

Implant Driver EV-GS

Surgical Instruments Implant Driver EV-GS

Rostfritt stål, osteril

- För upphämtning och installation av implantat
- Med två vågräta skåror som visar djupposition enligt guiden
- Sex hack för raka och koniska implantat som underlättar korrekt position
- Ett hack för OsseoSpeed Profile EV som underlättar korrekt position

Obs! Används tillsammans med vinkelstycke eller Torque Wrench EV Surgical Driver Handle artikelnr 25775

Produktkatalog Astra Tech Implant System EV

- Extender EV-GS kan användas för borrh och Implant Drivers

Implant Driver EV-GS

Implant Driver EV-GS 3.6



3.6

Implant Driver EV-GS 4.2



4.2

Implant Driver EV-GS 4.8



4.8

Implant Driver Extender EV-GS



Version	Rak och konisk	Rak och konisk	Rak och konisk	
Ø mm	4.5	4.5	5.1	
Artikelnummer	26016	26017	26018	26021

P_{4.2}

P_{4.8}

Version		Profile	Profile	
Ø mm		4.5	5.1	
Artikelnummer		26019	26020	

PositioningAid

Placeringsystem

Titan

- Flegångsbruk
- Färg: motsvarar implantatet
- Lasermärkning: Implantatlängd 6-9-13 mm eller 8-11-15 mm

Placeringsystem

EV-PositioningAid



3.6

EV-PositioningAid



4.2

EV-PositioningAid



4.8

Ø mm	Ø3.6	Ø4.2	Ø4.8
Implantatlängd	8-11-15 mm	8-11-15 mm	8-11-15 mm
Typ	Rak och konisk	Rak och konisk	Rak och konisk
Artikelnummer	26039	26041	26043
Implantatlängd	6-9-13 mm	6-9-13 mm	6-9-13 mm
Typ	Rak och konisk	Rak och konisk	Rak och konisk
Artikelnummer	26040	26042	26044

P_{4.2}

P_{4.8}

Implantatlängd		8-11-15 mm	8-11-15 mm
Typ		Profile	Profile
Artikelnummer		26045	26047
Implantatlängd		6-9-13 mm	6-9-13 mm
Typ		Profile	Profile
Artikelnummer		26046	26048

Fixeringssystem

Stabilization Abutments

EV-Stabilization Abutment

EV-Stabilization Abutment

EV-Stabilization Abutment



3.6



4.2



4.8

Ø mm	Ø3.6	Ø4.2	Ø4.8
Implantatlängd	8-11-15 mm	8-11-15 mm	8-11-15 mm
Artikelnummer	26033	26035	26037
Implantatlängd	6-9-13 mm	6-9-13 mm	6-9-13 mm
Artikelnummer	26034	26036	26038

Stabilization Abutments

Titan

- Flergångsbruk
- Färg: motsvarar implantatet
- Stabiliserar guiden för vidare implantatbehandling
- Lasermärkning: Implantatlängd 6-9-13 mm eller 8-11-15 mm och diameter

Fixeringssystem

Borr för guidefixeringsskruv



14 mm

Fixeringsskruv



Ø2.0

Artikelnummer	26050	26049
---------------	-------	-------

Fixeringssystem

Rostfritt stål

- Levereras steril
- Borr: Flergångsbruk
- Preparerar benet för fixeringsskruven
- Skruv: För engångsbruk
- Förankrar och stabiliserar guiden direkt på benet för att eliminera förflyttning
- Hex-uttag ovanpå som passar Hex Driver EV manuell med ref. nr 25771, 25772, 25773

Hylsor

Sleeve-on-Drill™

ND



3.6 4.2 4.2
3.6S 4.2S 4.2C

WD



4.8 4.8
4.8S 4.8C

Borrtyp och innerdiameter	1-Sleeve Ø1.9 ND	1-Sleeve Ø1.9 WD
Artikelnummer	26022	26027
Borrtyp och innerdiameter	3/V-Sleeve Ø3.1 ND	3-Sleeve Ø3.1 WD
Artikelnummer	26023	26028
Borrtyp och innerdiameter	4/V-Sleeve Ø3.7 ND	4/V-Sleeve Ø3.7 WD
Artikelnummer	26024	26029
Borrtyp och innerdiameter	X-Sleeve Ø3.45 ND	5/V-Sleeve Ø4.3 WD
Artikelnummer	26025	26030
Borrtyp och innerdiameter	X-Sleeve Ø4.05 ND	X-Sleeve Ø4.05 WD
Artikelnummer	26026	26031
Borrtyp och innerdiameter	-	X-Sleeve Ø4.65 WD
Artikelnummer	-	26032

Sleeve-on-Drill™

Rostfritt stål

- Levereras steril
- Lasermärkta med hylsans inre och yttre diameter enligt motsvarande nummer och borrtyp.
- Hylsans yttre diameter = rörets innerstorlek
ND = smal diameter
WD = bred diameter
- För engångsbruk

Obs! Om du använder programvaran Simplant eller planeringstjänsten mySimplant kan dessa borrar beställas som fallspecifika tillsammans med din SAFE Guide.

Reparationsprocedurer

Astra Tech Implant System EV erbjuder en rad unika produkter för enkel och säker hantering av olika typer av frakturer och andra fel i den kliniska situationen. Ibland kan distanser, implantat eller skruvar av olika skäl behöva tas bort och/eller bytas ut.

De särskilda produkterna för reparation och uttagning används tillsammans med de vanliga instrumenten i Astra Tech Implant System EV.



Kompatibilitetstabell

Identifiera implantat-/distansstorleken för OsseoSpeed EV.

Välj motsvarande instrument – se artikelnummer i tabellen nedan.

Astra Tech Implant System® EV

	OsseoSpeed EV					OsseoSpeed Profile EV		Uni Abutment EV
								
								
Fragment Fork	25856	25856	25857	25857	25857	25857	25857	25857
Fragment Drill	25858	25858	25859	25859	25859	25859	25859	25859
Screw Extractor	25860	25860	25861	25861	25861	25861	25861	Ej tillämpligt
Thread Cleaner	25862	25863	25864	25865	25865	25864	25865	25864
Trephine Drill	25866	25867	25886 25868	25887 25869	25888 25870	25886 25868	25887 25869	Ej tillämpligt
Rescue Driver Uni Abutment EV								25794

Ta bort/hämta upp skruvfragment

Guiding Cylinder EV

Rostfritt stål, osteril, avsedd för engångsbruk

- Guidar instrumenten in i mitten av fragmentet
- Skyddar implantatets inre gängor
- Märkt med diameter och EV
- Används tillsammans med Guiding Cylinder Handle och Fragment Drill eller Fragment Fork för implantat av typen OsseoSpeed EV

Guiding Cylinder EV

					
	3.0	3.6	4.2 P 4.2	4.8 P 4.8	5.4
Artikelnummer	25846	25847	25848	25849	25850
					

Guiding Cylinder Uni Abutment EV

Rostfritt stål, osteril, avsedd för engångsbruk

- Guidar instrumenten in i mitten av fragmentet
- Skyddar distansens inre gängor
- Märkt med diameter och EV
- Används tillsammans med Guiding Cylinder Handle och Fragment Drill eller Fragment Fork för Uni Abutment EV i Astra Tech Implant System EV

Guiding Cylinder Uni Abutment EV

	
Artikelnummer	25851
	

Guiding Cylinder Handle

Rostfritt stål, osteril

- Justerbart handtag till Guiding Cylinders

Guiding Cylinder Handle

	
Artikelnummer	25855

Fragment Fork



	M1.4/M1.6	M1.8/M2.0
Artikelnummer	25856	25857

Fragment Fork

Tungstenskarbid, steril, avsedd för engångsbruk

- Används för att hämta upp fragment av distans- och broskruvar vid fraktur
- Endast för manuell användning
- Vrid Fragment Fork moturs
- Märkt med gängstorlek
- Används tillsammans med Restorative Driver Handle EV

Obs! Endast för manuell användning.

Fragment Drill



Ø	0.8	1.0
Artikelnummer	25858	25859

Fragment Drill

Skaft: Rostfritt stål

Skärrel: Tungstenskarbid

Osteril, avsedd för engångsbruk.

- Används för att borra ett jack i distans- eller broskruvfragmentet.
- Borra moturs
- Märkt med diameter

Screw Extractor



Ø	0.8	1.0
Artikelnummer	25860	25861

Screw Extractor

Rostfritt stål, steril, avsedd för engångsbruk

- Används för att hämta upp distansskruvfragment
- Vrid Screw Extractor moturs
- Märkt med diameter
- Används tillsammans med Surgical Driver Handle EV

Obs! Endast för manuell användning.

Rengöra inre gängor

Thread Cleaner



	M1.4	M1.6	M1.8	M2.0
Artikelnummer	25862	25863	25864	25865

Thread Cleaner

Rostfritt stål, steril, avsedd för engångsbruk

- Används för rengöring av inre gängor i implantat/distanser
- Märkt med gängstorlek
- Används tillsammans med Restorative Driver Handle EV

Obs! Endast för manuell användning.

Ta bort Uni Abutments EV/implantat

Rescue Driver Uni Abutment EV

Rostfritt stål, osteril

- Används för att hämta upp Uni Abutment EV
- Används tillsammans med Surgical Driver Handle EV

Rescue Driver Uni Abutment EV




Artikelnummer

25794

Trephine Drill

Rostfritt stål, osteril, avsedd för engångsbruk

- Används för att hämta upp helt eller delvis integrerade implantat av typen OsseoSpeed EV.
- Märkt med diameter och längd.



Trephine Drill



Längd mm	6-17 mm	6-17 mm	6-13 mm	6-17 mm	6-13 mm	6-17 mm	6-13 mm	6-17 mm
Inre Ø mm	3.2	3.8	4.4	4.4	5.0	5.0	5.6	5.6
Yttre Ø mm	4.0	4.6	5.2	5.2	5.8	5.8	6.4	6.4
Artikelnummer	25866	25867	25886	25868	25887	25869	25888	25870

*Obs! Samma borrh för alla 3.0-implantat, endast för engångsbruk.

Abutment Retriever

Rostfritt stål, osteril, avsedd för engångsbruk

- Används tillsammans med en Wrench.

Abutment Retriever



Artikelnummer

22429

Implant Retriever

Rostfritt stål, osteril, avsedd för engångsbruk

- Används tillsammans med en Wrench.

Implant Retriever



Artikelnummer

22192

Allmänna instrument

Torque Wrench EV



Artikelnummer	25774
---------------	-------

Torque Wrench EV

Rostfritt stål, steril

- Används tillsammans med Driver Handle.

Torque Wrench EV, Surgical Driver Handle



Ø mm	8.9
Längd mm	15.3
Artikelnummer	25775

Torque Wrench EV, Restorative Driver Handle



Ø mm	8.9	8.9
Längd mm	15.5	11.5
Artikelnummer	25776	25777

Torque Wrench EV, Restorative Driver Handle 4x4 låg



Ø mm	8.9
Längd mm	9.7
Artikelnummer	25730

Torque Wrench EV, Surgical Driver Handle

Rostfritt stål, steril

Torque Wrench EV, Restorative Driver Handle 4x4 låg

Rostfritt stål, steril

Hex Driver EV manuell



	Kort	Medel	Lång
Total längd, mm	20	31	38
Artikelnummer	25771	25772	25773

Hex Driver EV manuell

Rostfritt stål, steril

Index

Enligt artikelnummer

REF	sida
22137	Titanskål.....43
22176	Engångsspolset.....45
22177	Spolslang 2,2 m, steril.....45
22179	BoneTrap.....45
22192	Implant Retriever.....72
22429	Abutment Retriever.....72
22437	Pincett - 94 mm.....43
22740	Sliphandtag.....48
22903	Vinkelstycke W&H WS-75 E/KM AE.....45
24350	Vinkelstycke W&H WI-75 E/KM.....45
24360	Implantatenhet SI-915, 115 V.....45
24412	Implantatenhet SI-923, 230 V.....45
24482	Locator™ Core Tool.....32, 47
24483	Locator™ Process Kit.....7, 9, 11, 33, 51, 53
24484	Locator™ Abutment Pick-up.....6, 8, 10, 32, 50, 52
24485	Locator™ Abutment Replica.....7, 9, 11, 32, 51, 53
24486	Locator™ Insert, ofärgad.....7, 9, 11, 33, 51, 53
24487	Locator™ Insert, rosa.....7, 9, 11, 33, 51, 53
24488	Locator™ Insert, blå.....7, 9, 11, 33, 51, 53
24489	Locator™ Insert, grön.....7, 9, 11, 33, 51, 53
24492	Locator™ Insert, röd.....7, 9, 11, 33, 51, 53
25160	Guide Drill EV.....39
25161	Precision Drill EV.....39
25162	1 - Twist Drill EV Ø 1.9, 6-17 mm.....39
25163	1 - Twist Drill EV Ø 1.9, 6-13 mm.....39
25164	2 - Step Drill EV Ø 1.9/2.5, 6-17 mm.....39
25165	2 - Step Drill EV Ø 1.9/2.5, 6-13 mm.....39
25168	3 - Step Drill EV Ø 2.5/3.1, 6-17 mm.....39
25169	3 - Step Drill EV Ø 2.5/3.1, 6-13 mm.....39
25172	4 - Step Drill EV Ø 3.1/3.7, 6-17 mm.....39
25173	4 - Step Drill EV Ø 3.1/3.7, 6-13 mm.....39
25176	5 - Step Drill EV Ø 3.7/4.3, 6-17 mm.....39
25177	5 - Step Drill EV Ø 3.7/4.3, 6-13 mm.....39
25180	6 - Step Drill EV Ø 4.3/4.9, 6-17 mm.....39
25181	6 - Step Drill EV Ø 4.3/4.9, 6-13 mm.....39
25188	A/B - Conical Drill EV Ø 3.1/4.2.....41
25190	A/B - Conical Drill EV Ø 3.7/4.8.....41
25193	B - Cortical Drill EV Ø 2.5/3.0.....40
25195	B - Cortical Drill EV Ø 3.1/3.6.....40
25197	B - Cortical Drill EV Ø 3.7/4.2.....40
25199	B - Cortical Drill EV Ø 4.3/4.8.....40
25201	B - Cortical Drill EV Ø 4.9/5.4.....40
25203	Abutment Screw EV 3.0.....21
25204	Abutment Screw EV 3.6.....21
25205	Abutment Screw EV 4.2.....21, 57
25206	Abutment Screw EV 4.8.....21, 57
25207	Abutment Screw EV 5.4.....21
25212	OsseoSpeed® EV 3.0 S - 8 mm.....4, 16
25213	OsseoSpeed® EV 3.0 S - 9 mm.....4, 16
25214	OsseoSpeed® EV 3.0 S - 11 mm.....4, 16
25215	OsseoSpeed® EV 3.0 S - 13 mm.....4, 16
25216	OsseoSpeed® EV 3.0 S - 15 mm.....4, 16
25221	OsseoSpeed® EV 3.6 S - 6 mm.....6, 16
25222	OsseoSpeed® EV 3.6 S - 8 mm.....6, 16
25223	OsseoSpeed® EV 3.6 S - 9 mm.....6, 16
25224	OsseoSpeed® EV 3.6 S - 11 mm.....6, 16
25225	OsseoSpeed® EV 3.6 S - 13 mm.....6, 16
25226	OsseoSpeed® EV 3.6 S - 15 mm.....6, 16
25227	OsseoSpeed® EV 3.6 S - 17 mm.....6, 16
25231	OsseoSpeed® EV 4.2 S - 6 mm.....8, 16
25232	OsseoSpeed® EV 4.2 S - 8 mm.....8, 16

REF	sida
25233	OsseoSpeed® EV 4.2 S - 9 mm.....8, 16
25234	OsseoSpeed® EV 4.2 S - 11 mm.....8, 16
25235	OsseoSpeed® EV 4.2 S - 13 mm.....8, 16
25236	OsseoSpeed® EV 4.2 S - 15 mm.....8, 16
25237	OsseoSpeed® EV 4.2 S - 17 mm.....8, 16
25241	OsseoSpeed® EV 4.8 S - 6 mm.....10, 17
25242	OsseoSpeed® EV 4.8 S - 8 mm.....10, 17
25243	OsseoSpeed® EV 4.8 S - 9 mm.....10, 17
25244	OsseoSpeed® EV 4.8 S - 11 mm.....10, 17
25245	OsseoSpeed® EV 4.8 S - 13 mm.....10, 17
25246	OsseoSpeed® EV 4.8 S - 15 mm.....10, 17
25247	OsseoSpeed® EV 4.8 S - 17 mm.....10, 17
25251	OsseoSpeed® EV 5.4 S - 6 mm.....12, 17
25252	OsseoSpeed® EV 5.4 S - 8 mm.....12, 17
25253	OsseoSpeed® EV 5.4 S - 9 mm.....12, 17
25254	OsseoSpeed® EV 5.4 S - 11 mm.....12, 17
25255	OsseoSpeed® EV 5.4 S - 13 mm.....12, 17
25256	OsseoSpeed® EV 5.4 S - 15 mm.....12, 17
25262	OsseoSpeed® EV 4.2 C - 8 mm.....8, 16
25263	OsseoSpeed® EV 4.2 C - 9 mm.....8, 16
25264	OsseoSpeed® EV 4.2 C - 11 mm.....8, 16
25265	OsseoSpeed® EV 4.2 C - 13 mm.....8, 16
25266	OsseoSpeed® EV 4.2 C - 15 mm.....8, 16
25267	OsseoSpeed® EV 4.2 C - 17 mm.....8, 16
25272	OsseoSpeed® EV 4.8 C - 8 mm.....10, 17
25273	OsseoSpeed® EV 4.8 C - 9 mm.....10, 17
25274	OsseoSpeed® EV 4.8 C - 11 mm.....10, 17
25275	OsseoSpeed® EV 4.8 C - 13 mm.....10, 17
25276	OsseoSpeed® EV 4.8 C - 15 mm.....10, 17
25277	OsseoSpeed® EV 4.8 C - 17 mm.....10, 17
25280	Cover Screw EV 3.0.....4, 17
25281	Cover Screw EV 3.6 - 0 mm.....6, 17
25282	Cover Screw EV 4.2 - 0 mm.....8, 17
25283	Cover Screw EV 4.8 - 0 mm.....10, 17
25284	Cover Screw EV 5.4 - 0 mm.....12, 17
25285	Healing Uni EV 3.6 - 2 mm/Ø 4.....6, 19
25286	Healing Uni EV 3.6 - 4 mm/Ø 4.....6, 19
25287	Healing Uni EV 3.6 - 6 mm/Ø 4.....6, 19
25288	Healing Uni EV 4.2 - 2 mm/Ø 4.....8, 19, 50
25289	Healing Uni EV 4.2 - 4 mm/Ø 4.....8, 19, 50
25290	Healing Uni EV 4.2 - 6 mm/Ø 4.....8, 19, 50
25297	HealDesign™ EV 3.0 Ø 3.5 - 4.5 mm.....4, 18
25298	HealDesign™ EV 3.0 Ø 3.5 - 3.5 mm.....4, 18
25299	HealDesign™ EV 3.6 Ø 4 - 4.5 mm.....6, 18
25300	HealDesign™ EV 3.6 Ø 4 - 3.5 mm.....6, 18
25301	HealDesign™ EV 3.6 Ø 5 - 3.5 mm, triangulär.....6, 18
25302	HealDesign™ EV 4.2 Ø 5 - 4.5 mm.....8, 18, 50
25303	HealDesign™ EV 4.2 Ø 5 - 3.5 mm, triangulär.....8, 18
25304	HealDesign™ EV 4.2 Ø 6.5 - 3.5 mm, triangulär.....8, 18
25305	HealDesign™ EV 4.8 Ø 5 - 3.5 mm, triangulär.....10, 18
25306	HealDesign™ EV 4.8 Ø 6.5 - 4.5 mm.....10, 18, 52
25307	HealDesign™ EV 4.8 Ø 6.5 - 3.5 mm, triangulär.....10, 18
25308	HealDesign™ EV 5.4 Ø 6.5 - 4.5 mm.....12, 18
25309	HealDesign™ EV 5.4 Ø 6.5 - 3.5 mm.....12, 18
25310	Direct Abutment™ EV Heal Cap 3.3.....28
25311	Direct Abutment™ EV Heal Cap 4.....28
25312	Direct Abutment™ EV Heal Cap 5.....28
25313	Direct Abutment™ EV Heal Cap 6.....28
25315	ZirDesign™ EV 3.6 Ø 5.5 - 1.5 mm, triangulär.....6, 23
25316	ZirDesign™ EV 3.6 Ø 4.5 - 2.5 mm.....6, 23
25317	ZirDesign™ EV 3.6 20° Ø 4.5 - 1.5 mm.....6, 23

REF	sida
25318	ZirDesign™ EV 4.2 Ø 5.5 - 1.5 mm, triangulär.....8, 23
25319	ZirDesign™ EV 4.2 Ø 7 - 1.5 mm, triangulär.....8, 23
25320	ZirDesign™ EV 4.2 Ø 5.5 - 2.5 mm.....8, 23
25321	ZirDesign™ EV 4.2 20° Ø 5.5 - 1.5 mm.....8, 23
25322	ZirDesign™ EV 4.8 Ø 5.5 - 1.5 mm, triangulär.....10, 23
25323	ZirDesign™ EV 4.8 Ø 7 - 1.5 mm, triangulär.....10, 23
25324	ZirDesign™ EV 4.8 Ø 7 - 2.5 mm.....10, 23
25325	ZirDesign™ EV 4.8 20° Ø 5.5 - 1.5 mm.....10, 23
25326	CastDesign™ EV 3.6.....6, 23
25327	CastDesign™ EV 4.2.....8, 23
25328	CastDesign™ EV 4.8.....10, 23
25329	CastDesign™ EV 5.4.....12, 23
25330	TiDesign™ EV 3.0 Ø 4 - 2.5 mm.....4, 22
25331	TiDesign™ EV 3.0 Ø 4 - 1.5 mm.....4, 22
25332	TiDesign™ EV 3.0 15° Ø 4 - 1.5 mm.....4, 22
25333	TiDesign™ EV 3.6 Ø 5.5 - 1.5/2.5 mm, triangulär.....6, 22
25334	TiDesign™ EV 3.6 Ø 4.5 - 2.5/3.5 mm.....6, 22
25335	TiDesign™ EV 3.6 20° Ø 4.5 - 1.5/2.5 mm.....6, 22
25336	TiDesign™ EV 4.2 Ø 5.5 - 1.5/2.5 mm, triangulär.....8, 22
25337	TiDesign™ EV 4.2 Ø 7 - 1.5/2.5 mm, triangulär.....8, 22
25338	TiDesign™ EV 4.2 Ø 5.5 - 2.5/3.5 mm.....8, 22
25339	TiDesign™ EV 4.2 20° Ø 5.5 - 1.5/2.5 mm.....8, 22
25340	TiDesign™ EV 4.8 Ø 5.5 - 1.5/2.5 mm, triangulär.....10, 22
25341	TiDesign™ EV 4.8 Ø 7 - 1.5/2.5 mm, triangulär.....10, 22
25342	TiDesign™ EV 4.8 Ø 7 - 2.5/3.5 mm.....10, 22
25343	TiDesign™ EV 4.8 20° Ø 5.5 - 1.5/2.5 mm.....10, 22
25344	TiDesign™ EV 5.4 Ø 7 - 2.5/3.5 mm.....12, 22
25345	TiDesign™ EV 5.4 Ø 7 - 1.5/2.5 mm.....12, 22
25346	Direct EV API™ Ø 3.3.....5, 28
25347	Direct EV API™ Ø 4.....7, 28
25348	Direct EV API™ Ø 5.....9, 11, 28, 50, 52
25349	Direct EV API™ Ø 6.....9, 11, 28, 50, 52
25361	Direct Abutment™ EV 3.0 Ø 3.3 - 1 mm.....5, 27
25362	Direct Abutment™ EV 3.0 Ø 3.3 - 2 mm.....5, 27
25363	Direct Abutment™ EV 3.0 Ø 3.3 - 3 mm.....5, 27
25364	Direct Abutment™ EV 3.6 Ø 4 - 1 mm.....7, 27
25365	Direct Abutment™ EV 3.6 Ø 4 - 2 mm.....7, 27
25366	Direct Abutment™ EV 3.6 Ø 4 - 3 mm.....7, 27
25367	Direct Abutment™ EV 4.2 Ø 5 - 1 mm.....9, 27, 51
25368	Direct Abutment™ EV 4.2 Ø 5 - 2 mm.....9, 27, 51
25369	Direct Abutment™ EV 4.2 Ø 5 - 3 mm.....9, 27, 51
25370	Direct Abutment™ EV 4.8 Ø 5 - 1 mm.....11, 27, 53
25371	Direct Abutment™ EV 4.8 Ø 5 - 2 mm.....11, 27, 53
25372	Direct Abutment™ EV 4.8 Ø 5 - 3 mm.....11, 27, 53
25373	Direct Abutment™ EV 5.4 Ø 6 - 1 mm.....13, 27
25374	Direct Abutment™ EV 5.4 Ø 6 - 2 mm.....13, 27
25375	Direct Abutment™ EV 5.4 Ø 6 - 3 mm.....13, 27
25377	Implant Driver EV 3.0, lång.....43
25378	Implant Driver EV 3.6, kort.....43
25379	Implant Driver EV 3.6, lång.....43
25380	Implant Driver EV 4.2, kort.....43
25381	Implant Driver EV 4.2, lång.....43
25382	Implant Driver EV 4.8, kort.....43
25383	Implant Driver EV 4.8, lång.....43
25384	Implant Driver EV 5.4, kort.....43
25385	Implant Driver EV 5.4, lång.....43
25396	Direct Abutment™ EV Pick-Up 3.3.....28
25397	Direct Abutment™ EV Pick-Up 4.....28
25398	Direct Abutment™ EV Pick-Up 5.....28
25399	Direct Abutment™ EV Pick-Up 6.....28
25401	Direct Abutment™ EV Replica 3.3.....28
25402	Direct Abutment™ EV Replica 4.....28
25403	Direct Abutment™ EV Replica 5.....28
25404	Direct Abutment™ EV Replica 6.....28
25406	Direct Abutment™ EV Burnout Cap 3.3.....28
25407	Direct Abutment™ EV Burnout Cap 4.....28
25408	Direct Abutment™ EV Burnout Cap 5.....28
25409	Direct Abutment™ EV Burnout Cap 6.....28
25411	B 6 mm - Cortical Drill EV Ø 3.1/3.6.....41
25412	A 6 mm - Cortical Drill EV Ø 3.7/3.9.....40
25419	B 6 mm - Cortical Drill EV Ø 3.7/4.2.....40

REF	sida
25420	A 6 mm - Cortical Drill EV Ø 4.3/4.5.....40
25421	B 6 mm - Cortical Drill EV Ø 4.3/4.8.....41
25422	A 6 mm - Cortical Drill EV Ø 4.9/5.1.....40
25423	A - Cortical Drill EV Ø 2.5/2.7.....40
25424	B 6 mm - Cortical Drill EV Ø 4.9/5.4.....41
25431	A - Cortical Drill EV Ø 4.9/5.1.....40
25440	OsseoSpeed® Profile EV 4.2 PS - 8 mm.....50, 54
25441	OsseoSpeed® Profile EV 4.2 PS - 9 mm.....50, 54
25442	OsseoSpeed® Profile EV 4.2 PS - 11 mm.....50, 54
25443	OsseoSpeed® Profile EV 4.2 PS - 13 mm.....50, 54
25444	OsseoSpeed® Profile EV 4.2 PS - 15 mm.....50, 54
25445	OsseoSpeed® Profile EV 4.2 PS - 17 mm.....50, 54
25446	OsseoSpeed® Profile EV 4.8 PS - 8 mm.....52, 54
25447	OsseoSpeed® Profile EV 4.8 PS - 9 mm.....52, 54
25448	OsseoSpeed® Profile EV 4.8 PS - 11 mm.....52, 54
25449	OsseoSpeed® Profile EV 4.8 PS - 13 mm.....52, 54
25450	OsseoSpeed® Profile EV 4.8 PS - 15 mm.....52, 54
25451	OsseoSpeed® Profile EV 4.8 PS - 17 mm.....52, 54
25452	OsseoSpeed® Profile EV 4.2 PC - 8 mm.....50, 54
25453	OsseoSpeed® Profile EV 4.2 PC - 9 mm.....50, 54
25454	OsseoSpeed® Profile EV 4.2 PC - 11 mm.....50, 54
25455	OsseoSpeed® Profile EV 4.2 PC - 13 mm.....50, 54
25456	OsseoSpeed® Profile EV 4.2 PC - 15 mm.....50, 54
25457	OsseoSpeed® Profile EV 4.2 PC - 17 mm.....50, 54
25458	OsseoSpeed® Profile EV 4.8 PC - 8 mm.....52, 54
25459	OsseoSpeed® Profile EV 4.8 PC - 9 mm.....52, 54
25460	OsseoSpeed® Profile EV 4.8 PC - 11 mm.....52, 54
25461	OsseoSpeed® Profile EV 4.8 PC - 13 mm.....52, 54
25462	OsseoSpeed® Profile EV 4.8 PC - 15 mm.....52, 54
25463	OsseoSpeed® Profile EV 4.8 PC - 17 mm.....52, 54
25464	Implant Driver Profile EV 4.2, kort.....55
25465	Implant Driver Profile EV 4.2, lång.....55
25466	Implant Driver Profile EV 4.8, kort.....55
25467	Implant Driver Profile EV 4.8, lång.....55
25476	Lab Abutment Screw EV 3.0.....5, 26, 48
25477	Lab Abutment Screw EV 3.6 - M1.6.....7, 26, 48
25478	Lab Abutment Screw EV 4.2 - M1.8.....9, 26, 48, 50, 59
25479	Lab Abutment Screw EV 4.8 - M2.....11, 26, 48, 52, 59
25480	Lab Abutment Screw EV 5.4 - M2.....13, 26, 48
25481	Bridge Screw EV - M1.8.....5, 7, 9, 11, 13, 30, 48, 51, 53
25482	X - Step Drill EV Ø 2.5/2.85, 6-13 mm.....42
25483	X - Step Drill EV Ø 3.1/3.45, 6-13 mm.....42
25484	X - Step Drill EV Ø 3.7/4.05, 6-13 mm.....42
25485	X - Step Drill EV Ø 4.3/4.65, 6-13 mm.....42
25486	X - Step Drill EV Ø 4.9/5.25, 6-13 mm.....42
25487	A 6 mm - Cortical Drill EV Ø 3.1/3.3.....40
25488	A - Cortical Drill EV Ø 3.1/3.3.....40
25490	A - Cortical Drill EV Ø 3.7/3.9.....40
25492	A - Cortical Drill EV Ø 4.3/4.5.....40
25494	Direct Abutment™ EV 4.2 Ø 6 - 1 mm.....9, 26, 51
25495	Direct Abutment™ EV 4.2 Ø 6 - 2 mm.....9, 26, 51
25496	Direct Abutment™ EV 4.2 Ø 6 - 3 mm.....9, 26, 51
25497	Direct Abutment™ EV 4.8 Ø 6 - 1 mm.....11, 26, 53
25498	Direct Abutment™ EV 4.8 Ø 6 - 2 mm.....11, 26, 53
25499	Direct Abutment™ EV 4.8 Ø 6 - 3 mm.....11, 26, 53
25500	Radiographic Implant Guides EV.....45
25501	HealDesign™ EV 4.2 Ø 5 - 3.5 mm.....8, 18, 50
25502	HealDesign™ EV 4.8 Ø 5 - 3.5 mm.....10, 18, 52
25503	TempDesign™ EV 3.0.....4, 21
25504	TempDesign™ EV 3.6.....6, 21
25505	TempDesign™ EV 4.2.....8, 21
25506	TempDesign™ EV 4.8.....10, 21
25507	TempDesign™ EV 5.4.....12, 21
25528	Lab Pin Design EV 3.0/3.6.....5, 7, 26, 48
25530	Lab Pin Design EV 4.2/4.8/5.4.....9, 11, 13, 26, 48, 50, 52
25534	Implant Transfer EV 3.0, lång.....5, 26
25535	Implant Transfer EV 3.6, kort.....7, 26
25536	Implant Transfer EV 3.6, lång.....7, 26
25537	Implant Transfer EV 4.2, kort.....9, 26
25538	Implant Transfer EV 4.2, lång.....9, 26
25539	Implant Transfer EV 4.8, kort.....11, 26

REF	sida
25540	Implant Transfer EV 4.8, lång11, 26
25541	Implant Transfer EV 5.4, kort.....13, 26
25542	Implant Transfer EV 5.4, lång.....13, 26
25543	Implant Replica EV 3.0.....5, 26
25544	Implant Replica EV 3.6.....7, 26
25545	Implant Replica EV 4.2.....9, 26
25546	Implant Replica EV 4.8.....11, 26
25547	Implant Replica EV 5.4.....13, 26
25555	Uni Abutment EV 3.0 - 2 mm4, 29
25556	Uni Abutment EV 3.0 - 3 mm4, 29
25557	Uni Abutment EV 3.0 - 5 mm4, 29
25558	Uni Abutment EV 3.6 - 1 mm.....6, 29
25559	Uni Abutment EV 3.6 - 2 mm.....6, 29
25560	Uni Abutment EV 3.6 - 3 mm.....6, 29
25561	Uni Abutment EV 3.6 - 5 mm.....6, 29
25562	Uni Abutment EV 4.2 - 1 mm.....8, 29, 50
25563	Uni Abutment EV 4.2 - 2 mm8, 29, 50
25564	Uni Abutment EV 4.2 - 3 mm8, 29, 50
25565	Uni Abutment EV 4.2 - 5 mm8, 29, 50
25566	Uni Abutment EV 4.8 - 1 mm.....10, 29, 52
25567	Uni Abutment EV 4.8 - 2 mm10, 29, 52
25568	Uni Abutment EV 4.8 - 3 mm10, 29, 52
25569	Uni Abutment EV 4.8 - 5 mm10, 29, 52
25570	Uni Abutment EV 5.4 - 1 mm12, 29
25571	Uni Abutment EV 5.4 - 2 mm12, 29
25572	Uni Abutment EV 5.4 - 3 mm12, 29
25573	Uni Abutment EV 5.4 - 5 mm12, 29
25574	Healing Uni EV 3.0 - 2 mm.....4, 19
25575	Healing Uni EV 3.0 - 3 mm.....4, 19
25576	Healing Uni EV 3.0 - 4 mm.....4, 19
25577	Healing Uni EV 3.0 - 6 mm.....4, 19
25578	Healing Uni EV 3.6 - 3 mm/Ø 4.....6, 19
25579	Healing Uni EV 4.2 - 3 mm/Ø 4.....8, 19, 50
25582	Cover Screw Profile EV 4.2.....50, 55
25583	Cover Screw Profile EV 4.8.....52, 55
25584	HealDesign™ Profile EV 4.2, Ø 5.....50, 56
25585	HealDesign™ Profile EV 4.2, Ø 5, triangulär.....50, 56
25586	HealDesign™ Profile EV 4.2, Ø 6.5, triangulär.....50, 56
25587	HealDesign™ Profile EV 4.2, Ø 5.....50, 56
25588	HealDesign™ Profile EV 4.8, Ø 5, triangulär.....52, 56
25589	HealDesign™ Profile EV 4.8, Ø 6.5.....52, 56
25590	HealDesign™ Profile EV 4.8, Ø 6.5, triangulär.....52, 56
25591	HealDesign™ Profile EV 4.8, Ø 5.....52, 56
25592	TiDesign™ Profile EV 4.2, Ø 5.5, triangulär.....50, 58
25593	TiDesign™ Profile EV 4.2, Ø 7.0, triangulär.....50, 58
25594	TiDesign™ Profile EV 4.2, Ø 5.5.....50, 58
25595	TiDesign™ Profile EV 4.2, Ø 5.5 15°.....50, 58
25596	TiDesign™ Profile EV 4.8, Ø 5.5, triangulär.....52, 58
25597	TiDesign™ Profile EV 4.8, Ø 7.0, triangulär.....52, 58
25598	TiDesign™ Profile EV 4.8, Ø 7.0.....52, 58
25599	TiDesign™ Profile EV 4.8, Ø 5.5 15°.....52, 58
25606	Implant Transfer Profile EV 4.2, kort.....51, 59
25607	Implant Transfer Profile EV 4.2, lång.....51, 59
25608	Implant Transfer Profile EV 4.8, kort.....53, 59
25609	Implant Transfer Profile EV 4.8, lång.....53, 59
25610	Implant Replica Profile EV 4.2.....51, 59
25611	Implant Replica Profile EV 4.8.....53, 59
25615	Uni Abutment EV Replica.....5, 7, 9, 11, 13, 30, 51, 53
25616	Uni Abutment EV Heal Cap Ø 4.3 - 4.4 mm4, 6, 8, 10, 12, 30, 50, 52
25617	Uni Abutment EV Heal Cap Ø 5.5 - 4.4 mm4, 6, 8, 10, 12, 30, 50, 52
25619	Angled Abutment EV 3.6 20° - 1 mm.....6, 31
25620	Angled Abutment EV 3.6 20° - 2 mm.....6, 31
25621	Angled Abutment EV 3.6 20° - 1 mm NI.....6, 31
25622	Angled Abutment EV 3.6 20° - 2 mm NI.....6, 31
25625	Angled Abutment EV 4.2 20° - 1 mm.....8, 31
25626	Angled Abutment EV 4.2 20° - 2 mm.....8, 31
25627	Angled Abutment EV 4.2 20° - 1 mm NI.....8, 31
25628	Angled Abutment EV 4.2 20° - 2 mm NI.....8, 31

REF	sida
25631	Angled Abutment EV 4.8 20° - 1 mm.....10, 31
25632	Angled Abutment EV 4.8 20° - 2 mm.....10, 31
25633	Angled Abutment EV 4.8 20° - 1 mm NI.....10, 31
25634	Angled Abutment EV 4.8 20° - 2 mm NI.....10, 31
25637	Radiographic Implant Guides Profile EV.....55
25638	OD Cylinder EV7, 9, 11, 34, 51, 53
25643	Lab Abutment Pin EV, kort5, 7, 9, 11, 13, 30, 48, 51, 53
25644	Lab Abutment Pin EV medel.....5, 7, 9, 11, 13, 30, 48, 51, 53
25645	Lab Abutment Pin EV, lång.....5, 7, 9, 11, 13, 30, 48, 51, 53
25647	Uni Abutment EV Semi-Burnout Cylinder..5, 7, 9, 11, 13, 30, 51, 53
25649	Uni Abutment EV Burnout Cylinder5, 7, 9, 11, 13, 30, 51, 53
25650	Angled Abutment EV Heal Cap6, 8, 10, 31, 50, 52
25652	Angled Abutment EV Replica.....6, 8, 10, 31, 51, 53
25653	Angled Abutment EV Semi-Burnout Cylinder7, 9, 11, 31, 51, 53
25654	Angled Abutment EV Temporary Cylinder.....7, 9, 11, 31, 51, 53
25655	Angled Abutment EV Burnout Cylinder.....7, 9, 11, 31, 51, 53
25656	Lab Bridge Screw EV - M1.8.....5, 7, 9, 11, 13, 30, 48, 51, 53
25657	Locator™ Abutment EV 3.6 - 1 mm.....6, 32
25658	Locator™ Abutment EV 3.6 - 2 mm.....6, 32
25659	Locator™ Abutment EV 3.6 - 3 mm.....6, 32
25660	Locator™ Abutment EV 3.6 - 4 mm.....6, 32
25661	Locator™ Abutment EV 3.6 - 5 mm.....6, 32
25662	Locator™ Abutment EV 4.2 - 1 mm.....8, 32, 50
25663	Locator™ Abutment EV 4.2 - 2 mm.....8, 32, 50
25664	Locator™ Abutment EV 4.2 - 3 mm.....8, 32, 50
25665	Locator™ Abutment EV 4.2 - 4 mm.....8, 32, 50
25666	Locator™ Abutment EV 4.2 - 5 mm.....8, 32, 50
25667	Locator™ Abutment EV 4.8 - 1 mm.....10, 32, 52
25668	Locator™ Abutment EV 4.8 - 2 mm.....10, 32, 52
25669	Locator™ Abutment EV 4.8 - 3 mm.....10, 32, 52
25670	Locator™ Abutment EV 4.8 - 4 mm.....10, 32, 52
25671	Locator™ Abutment EV 4.8 - 5 mm.....10, 32, 52
25679	Locator™ Insert, grå.....7, 9, 11, 33, 51, 53
25684	Ball Abutment EV 3.6 - 1 mm.....6, 33
25685	Ball Abutment EV 3.6 - 2 mm.....6, 33
25686	Ball Abutment EV 3.6 - 3 mm.....6, 33
25687	Ball Abutment EV 3.6 - 4 mm.....6, 33
25688	Ball Abutment EV 3.6 - 5 mm.....6, 33
25689	Ball Abutment EV 3.6 - 7 mm.....6, 33
25690	Ball Abutment EV 4.2 - 1 mm.....8, 33, 50
25691	Ball Abutment EV 4.2 - 2 mm.....8, 33, 50
25692	Ball Abutment EV 4.2 - 3 mm.....8, 33, 50
25693	Ball Abutment EV 4.2 - 4 mm.....8, 33, 50
25694	Ball Abutment EV 4.2 - 5 mm.....8, 33, 50
25695	Ball Abutment EV 4.2 - 7 mm.....8, 33, 50
25696	Ball Abutment EV 4.8 - 1 mm.....10, 34, 52
25697	Ball Abutment EV 4.8 - 2 mm.....10, 34, 52
25698	Ball Abutment EV 4.8 - 3 mm.....10, 34, 52
25699	Ball Abutment EV 4.8 - 4 mm.....10, 34, 52
25700	Ball Abutment EV 4.8 - 5 mm.....10, 34, 52
25701	Ball Abutment EV 4.8 - 7 mm.....10, 34, 52
25708	Uni Driver EV.....29, 46
25710	Implant Depth Gauge EV43
25711	Mucosal Punch EV Ø 3.5.....44
25712	Mucosal Punch EV Ø 4.....44
25713	Mucosal Punch EV Ø 4.5.....44
25714	Mucosal Punch EV Ø 5.....44
25715	Mucosal Punch EV Ø 5.5.....44
25721	Large Tray EV, Inlägg 1.....36
25722	Large Tray EV, Inlägg 2.....36
25723	Large Tray EV, Inlägg 3.....36
25724	Small Tray EV, Inlägg Restorative.....37
25725	Small Tray EV, Inlägg Surgical.....37
25726	Abutment Depth Gauge EV 5.4.....46
25727	Hex Driver EV maskinell medel, 24 mm.....44, 46
25728	Hex Driver EV maskinell lång, 35 mm.....44, 46
25730	Torque Wrench EV Restorative Driver Handle 4x4, låg.....47
25731	Mucosal Punch EV Ø 6.5.....44
25756	TempDesign™ Profile EV 4.2.....50, 57
25757	TempDesign™ Profile EV 4.8.....52, 57

REF	sida
25764	Direct Driver EV Ø3.3 Ø4.....27, 46
25765	Direction Indicator EV43
25766	Locator™ Driver EV32, 46
25768	Ball Abutment Driver EV33, 47
25769	Large Tray EV.....36, 61
25770	Small Tray EV (utan inlägg)37
25771	Hex Driver EV Manual, kort, 20 mm.....44, 46, 73
25772	Hex Driver EV Manual medel, 31 mm.....44, 46, 73
25773	Hex Driver EV Manual, lång, 38 mm44, 46, 73
25774	Torque Wrench EV44, 47, 73
25775	Torque Wrench EV Surgical Driver Handle.....44, 73
25776	Torque Wrench EV Restorative Driver Handle.....47, 73
25777	Torque Wrench EV Restorative Driver Handle, låg.....47, 73
25778	Polishing Protector Uni EV.....48
25780	V - Twist Drill EV Ø 2.5, 6-17 mm.....42
25781	V - Twist Drill EV Ø 3.1, 6-17 mm.....42
25782	V - Twist Drill EV Ø 3.7, 6-17 mm.....42
25783	V - Twist Drill EV Ø 4.3, 6-17 mm.....42
25784	V - Twist Drill EV Ø 4.9, 6-17 mm.....42
25790	Hex Driver EV maskinell kort, 20 mm.....44, 47
25792	Abutment Depth Gauge EV 3.0/3.6.....47
25793	Abutment Depth Gauge EV 4.2/4.8.....47
25794	Rescue Driver Uni Abutment EV72
25795	HealDesign™ EV 3.0 Ø 3.5 - 6.5 mm4, 18
25796	HealDesign™ EV 3.6 Ø 4 - 6.5 mm6, 18
25797	HealDesign™ EV 4.2 Ø 5 - 6.5 mm8, 18, 50
25798	HealDesign™ EV 4.8 Ø 6.5 - 6.5 mm10, 18, 52
25799	HealDesign™ EV 5.4 Ø 6.5 - 6.5 mm12, 18
25826	Ball Abutment EV Replica.....7, 9, 11, 34, 51, 53
25827	Dalbo Plus Duplicating Aid.....6, 8, 10, 34
25834	Dalbo Plus Female Part TE Basic, komplett7, 9, 11, 34, 51, 53
25835	Dalbo Plus Screwdriver / Activator34, 47
25843	Locator™ Insert Orange7, 9, 11, 33, 51, 53
25844	Dalbo Plus Lamellae retention Insert E.....7, 9, 11, 34
25845	Small Tray EV, Inlägg Storage.....37
25846	Guiding Cylinder EV 3.0.....70
25847	Guiding Cylinder EV 3.6.....70
25848	Guiding Cylinder EV 4.2, P4.2.....70
25849	Guiding Cylinder EV 4.8, P4.8.....70
25850	Guiding Cylinder EV 5.4.....70
25851	Guiding Cylinder Uni Abutment EV.....70
25855	Guiding Cylinder Handle.....70
25856	Fragment Fork M1.4/M1.6.....71
25857	Fragment Fork M1.8/M2.0.....71
25858	Fragment Drill Ø 0.8.....71
25859	Fragment Drill Ø 1.0.....71
25860	Screw Extractor 0.8.....71
25861	Screw Extractor 1.0.....71
25862	Thread Cleaner M1.4.....71
25863	Thread Cleaner M1.6.....71
25864	Thread Cleaner M1.8.....71
25865	Thread Cleaner M2.0.....71
25866	Trephine Drill 3.0, 6-17 mm72
25867	Trephine Drill 3.6, 6-17 mm72
25868	Trephine Drill 4.2, P4.2, 6-17 mm72
25869	Trephine Drill 4.8, P4.8, 6-17 mm72
25870	Trephine Drill 5.4, 6-17 mm72
25886	Trephine Drill 4.2, P4.2, 6-13 mm72
25887	Trephine Drill 4.8, P4.8, 6-13 mm72
25888	Trephine Drill 5.4, 6-13 mm72
25890	Angled Abutment Profile EV 4.2, 20°.....50, 58
25891	Angled Abutment Profile EV 4.2, 20°.....50, 58
25892	Angled Abutment Profile EV 4.8, 20°.....52, 58
25893	Angled Abutment Profile EV 4.8, 20°.....52, 58
25901	HealDesign™ EV 3.0, Ø 3.5 - 2.5 mm.....18
25902	HealDesign™ EV 3.6, Ø 4 - 2.5 mm.....18
25903	HealDesign™ EV 3.6, Ø 4 - 5 mm.....18
25904	HealDesign™ EV 3.6, Ø 5 - 4.5 mm.....18
25905	HealDesign™ EV 3.6, Ø 5 - 6.5 mm.....18
25906	HealDesign™ EV 3.6, Ø 6 - 3.5 mm.....18
25907	HealDesign™ EV 3.6, Ø 6 - 4.5 mm.....18

REF	sida
25908	HealDesign™ EV 4.2, Ø 5 - 2.5 mm18, 50
25909	HealDesign™ EV 4.2, Ø 6.5 - 2.5 mm18, 50
25910	HealDesign™ EV 4.2, Ø 6.5 - 3.5 mm18, 50
25911	HealDesign™ EV 4.2, Ø 6.5 - 4.5 mm18, 50
25912	HealDesign™ EV 4.2, Ø 6.5 - 6.5 mm18, 50
25913	HealDesign™ EV 4.8, Ø 5 - 2.5 mm18, 52
25914	HealDesign™ EV 4.8, Ø 5 - 4.5 mm18, 52
25915	HealDesign™ EV 4.8, Ø 5 - 6.5 mm18, 52
25916	HealDesign™ EV 4.8, Ø 6.5 - 2.5 mm18, 52
25917	HealDesign™ EV 4.8, Ø 6.5 - 3.5 mm18, 52
25918	HealDesign™ EV 4.8, Ø 7.5 - 3.5 mm18, 52
25919	HealDesign™ EV 4.8, Ø 7.5 - 4.5 mm18, 52
25920	HealDesign™ EV 3.6, Ø 5 - 3.5 mm18
25921	HealDesign™ EV 5.4, Ø 6.5 - 2.5 mm18
25922	HealDesign™ EV 5.4, Ø 7.5 - 3.5 mm18
25923	HealDesign™ EV 5.4, Ø 7.5 - 4.5 mm18
25924	TitaniumBase EV 3.0 Ø 4 - 5 mm24
25925	TitaniumBase EV 3.0 Ø 4 - 6 mm24
25926	TitaniumBase EV 3.6 Ø 4.1 - 5 mm24
25927	TitaniumBase EV 3.6 Ø 4.1 - 6 mm24
25928	TitaniumBase EV 4.2 Ø 4.7 - 5 mm24
25929	TitaniumBase EV 4.2 Ø 4.7 - 6 mm24
25930	TitaniumBase EV 4.8 Ø 5 - 5 mm24
25931	TitaniumBase EV 4.8 Ø 5 - 6 mm24
25932	TitaniumBase EV 4.8 Ø 5.5 - 5 mm24
25933	TitaniumBase EV 4.8 Ø 5.5 - 6 mm24
25952	Uni Abutment EV Heal Cap, kort Ø 4.3 - 3.4 mm30, 50, 52
25953	Uni Abutment EV Heal Cap, kort Ø 5.5 - 3.4 mm30, 50, 52
25982	Small Tray EV inklusive inlägget Restorative.....37
25983	Small Tray EV inklusive inlägget Surgical.....37
25984	Small Tray EV inklusive inlägget Storage.....37
25985	V - Twist Drill EV Ø 2.5, 6-13 mm42
25986	V - Twist Drill EV Ø 3.1, 6-13 mm.....42
25987	V - Twist Drill EV Ø 3.7, 6-13 mm42
25988	V - Twist Drill EV Ø 4.3, 6-13 mm42
25989	V - Twist Drill EV Ø 4.9, 6-13 mm42
25990	X - Step Drill EV Ø 2.5/2.85, 6-17 mm42
25991	X - Step Drill EV Ø 3.1/3.45, 6-17 mm42
25992	X - Step Drill EV Ø 3.7/4.05, 6-17 mm.....42
25993	X - Step Drill EV Ø 4.3/4.65, 6-17 mm.....42
25994	X - Step Drill EV Ø 4.9/5.25, 6-17 mm.....42
26000	Conical Drill EV-GS, 4.2C, Ø 3.1/4.2, 9-1364
26001	Conical Drill EV-GS, 4.2C, Ø 3.1/4.2, 8-11-15.....64
26002	Conical Drill EV-GS, 4.8C, Ø 3.7/4.8, 9-1364
26003	Conical Drill EV-GS, 4.8C, Ø 3.7/4.8, 8-11-15.....64
26004	Cortical Drill EV-GS, 3.6, Ø 3.1/3.3.....64
26005	Cortical Drill EV-GS, 3.6, Ø 3.1/3.6.....64
26006	Cortical Drill EV-GS, 4.2, Ø 3.7/3.9.....64
26007	Cortical Drill EV-GS, 4.2, Ø 3.7/4.2.....64
26008	Cortical Drill EV-GS, 4.8, Ø 4.3/4.5.....64
26009	Cortical Drill EV-GS, 4.8, Ø 4.3/4.8.....64
26010	Punch EV-GS Ø 3.6.....62
26011	Punch EV-GS Ø 4.2.....62
26012	Punch EV-GS Ø 4.8.....62
26013	Initial Drill Ø 3.6.....62
26014	Initial Drill Ø 4.2.....62
26015	Initial Drill Ø 4.8.....62
26016	Implant Driver EV-GS 3.6.....66
26017	Implant Driver EV-GS 4.2.....66
26018	Implant Driver EV-GS 4.8.....66
26019	Implant Driver EV-GS Profile 4.2.....66
26020	Implant Driver EV-GS Profile 4.8.....66
26021	Implant Driver Extender EV-GS.....66
26022	Sleeve-on-Drill™ 1-Sleeve Ø1.9 ND.....67
26023	Sleeve-on-Drill™ 3/V-Sleeve Ø3.1 ND.....67
26024	Sleeve-on-Drill™ 4/V-Sleeve Ø3.7 ND.....67
26025	Sleeve-on-Drill™ X-Sleeve Ø3.45 ND.....67
26026	Sleeve-on-Drill™ X-Sleeve Ø4.05 ND.....67
26027	Sleeve-on-Drill™ 1-Sleeve Ø1.9 WD.....67
26028	Sleeve-on-Drill™ 3-Sleeve Ø3.1 WD.....67
26029	Sleeve-on-Drill™ 4/V-Sleeve Ø3.7 WD.....67

REF	sida
26030	Sleeve-on-Drill™ 5/V-Sleeve Ø4.3 WD..... 67
26031	Sleeve-on-Drill™ X-Sleeve Ø4.05 WD..... 67
26032	Sleeve-on-Drill™ X-Sleeve Ø4.65 WD..... 67
26033	EV-Stabilization Abutment 3.6, 8-11-15 mm..... 67
26034	EV-Stabilization Abutment 3.6, 6-9-13 mm..... 67
26035	EV-Stabilization Abutment 4.2, 8-11-15 mm..... 67
26036	EV-Stabilization Abutment 4.2, 6-9-13 mm..... 67
26037	EV-Stabilization Abutment 4.8, 8-11-15 mm..... 67
26038	EV-Stabilization Abutment 4.8, 6-9-13 mm..... 67
26039	EV-PositionAid 3.6, 8-11-15 mm..... 66
26040	EV-PositionAid 3.6, 6-9-13 mm..... 66
26041	EV-PositionAid 4.2, 8-11-15 mm..... 66
26042	EV-PositionAid 4.2, 6-9-13 mm..... 66
26043	EV-PositionAid 4.8, 8-11-15 mm..... 66
26044	EV-PositionAid 4.8, 6-9-13 mm..... 66
26045	EV-PositionAid Profile 4.2, 8-11-15 mm..... 66
26046	EV-PositionAid Profile 4.2, 6-9-13 mm..... 66
26047	EV-PositionAid Profile 4.8, 8-11-15 mm..... 66
26048	EV-PositionAid Profile 4.8, 6-9-13 mm..... 66
26049	Fixeringsskruv..... 67
26050	Borr för gudefixeringsskruv..... 67
26051	Borr EV-GS, smal diam. Hylsa, Ø1.9 ND 6-8 mm..... 63
26052	Borr EV-GS, smal diam. Hylsa, Ø1.9 ND 9-11 mm..... 63
26053	Borr EV-GS, smal diam. Hylsa, Ø1.9 ND 13-15 mm..... 63
26054	Borr EV-GS, smal diam. Hylsa, Ø2.5/3.1 ND 6-8 mm..... 63
26055	Borr EV-GS, smal diam. Hylsa, Ø2.5/3.1 ND 9-11 mm..... 63
26056	Borr EV-GS, smal diam. Hylsa, Ø2.5/3.1 ND 13-15 mm..... 63
26057	Borr EV-GS, smal diam. Hylsa, Ø3.1/3.7 ND 6-8 mm..... 63
26058	Borr EV-GS, smal diam. Hylsa, Ø3.1/3.7 ND 9-11 mm..... 63
26059	Borr EV-GS, smal diam. Hylsa, Ø3.1/3.7 ND 13-15 mm..... 63
26060	Borr EV-GS, bred diam. Hylsa, Ø1.9 WD 6-8 mm..... 63
26061	Borr EV-GS, bred diam. Hylsa, Ø1.9 WD 9-11 mm..... 63
26062	Borr EV-GS, bred diam. Hylsa, Ø1.9 WD 13-15 mm..... 63
26063	Borr EV-GS, bred diam. Hylsa, Ø2.5/3.1 WD 6-8 mm..... 63
26064	Borr EV-GS, bred diam. Hylsa, Ø2.5/3.1 WD 9-11 mm..... 63
26065	Borr EV-GS, bred diam. Hylsa, Ø2.5/3.1 WD 13-15 mm..... 63
26066	Borr EV-GS, bred diam. Hylsa, Ø3.1/3.7 WD 6-8 mm..... 63
26067	Borr EV-GS, bred diam. Hylsa, Ø3.1/3.7 WD 9-11 mm..... 63
26068	Borr EV-GS, bred diam. Hylsa, Ø3.1/3.7 WD 13-15 mm..... 63
26069	Borr EV-GS, bred diam. Hylsa, Ø3.7/4.3 WD 6-8 mm..... 63
26070	Borr EV-GS, bred diam. Hylsa, Ø3.7/4.3 WD 9-11 mm..... 63
26071	Borr EV-GS, bred diam. Hylsa, Ø3.7/4.3 WD 13-15 mm..... 63
26072	X-Drill EV-GS 3.6-4.2C, Ø 3.1/3.45, 6-8 mm..... 65
26073	X-Drill EV-GS 3.6-4.2C, Ø 3.1/3.45, 9-11 mm..... 65
26074	X-Drill EV-GS 3.6-4.2C, Ø 3.1/3.45, 13-15 mm..... 65
26075	X-Drill EV-GS 4.2, Ø 3.7/4.05, 6-8 mm..... 65
26076	X-Drill EV-GS 4.2, Ø 3.7/4.05, 9-11 mm..... 65
26077	X-Drill EV-GS 4.2, Ø 3.7/4.05, 13-15 mm..... 65
26078	X-Drill EV-GS 4.8C, Ø 3.7/4.05, 6-8 mm..... 65
26079	X-Drill EV-GS 4.8C, Ø 3.7/4.05, 9-11 mm..... 65
26080	X-Drill EV-GS 4.8C, Ø 3.7/4.05, 13-15 mm..... 65
26081	X-Drill EV-GS 4.8, Ø 4.3/4.65, 6-8 mm..... 65
26082	X-Drill EV-GS 4.8, Ø 4.3/4.65, 9-11 mm..... 65
26083	X-Drill EV-GS 4.8, Ø 4.3/4.65, 13-15 mm..... 65
26084	V-Drill EV-GS 3.6-4.2C, Ø 3.1, 6-8 mm..... 65
26085	V-Drill EV-GS 3.6-4.2C, Ø 3.1, 9-11 mm..... 65
26086	V-Drill EV-GS 3.6-4.2C, Ø 3.1, 13-15 mm..... 65
26087	V-Drill EV-GS 4.2, Ø 3.7, 6-8 mm..... 65
26088	V-Drill EV-GS 4.2, Ø 3.7, 9-11 mm..... 65
26089	V-Drill EV-GS 4.2, Ø 3.7, 13-15 mm..... 65
26090	V-Drill EV-GS 4.8C, Ø 3.7, 6-8 mm..... 65
26091	V-Drill EV-GS 4.8C, Ø 3.7, 9-11 mm..... 65
26092	V-Drill EV-GS 4.8C, Ø 3.7, 13-15 mm..... 65
26093	V-Drill EV-GS 4.8, Ø 4.3, 6-8 mm..... 65
26094	V-Drill EV-GS 4.8, Ø 4.3, 9-11 mm..... 65
26095	V-Drill EV-GS 4.8, Ø 4.3, 13-15 mm..... 65
26098	Large Tray EV Proline..... 61

REF	sida
26099	Large Tray EV Streamline..... 61
26219	Healing Uni EV 4.8 - 2 mm/Ø 4.3..... 10, 19, 50
26220	Healing Uni EV 4.8 - 3 mm/Ø 4.3..... 10, 19, 52
26221	Healing Uni EV 4.8 - 4 mm/Ø 4.3..... 10, 19, 50
26222	Healing Uni EV 4.8 - 6 mm/Ø 4.3..... 10, 19, 50
26223	Healing Uni EV 5.4 - 2 mm/Ø 4.8..... 12, 19
26224	Healing Uni EV 5.4 - 3 mm/Ø 4.8..... 12, 19
26225	Healing Uni EV 5.4 - 4 mm/Ø 4.8..... 12, 19
26226	Healing Uni EV 5.4 - 6 mm/Ø 4.8..... 12, 19
26227	Implant Pick-Up EV 3.6, kort..... 7, 25
26228	Implant Pick-Up EV 4.2, kort..... 9, 25
26229	Implant Pick-Up EV 4.8, kort..... 11, 25
26230	Implant Pick-Up EV 5.4, kort..... 13, 25
26231	Implant Pick-Up EV 3.0, lång..... 5, 25
26232	Implant Pick-Up EV 3.6, lång..... 7, 25
26233	Implant Pick-Up EV 4.2, lång..... 9, 25
26234	Implant Pick-Up EV 4.8, lång..... 11, 25
26235	Implant Pick-Up Design EV 3.6, kort..... 7, 25
26236	Implant Pick-Up Design EV 4.2, kort..... 9, 25
26237	Implant Pick-Up Design EV 4.8, kort..... 11, 25
26238	Implant Pick-Up Design EV 5.4, kort..... 13, 25
26239	Implant Pick-Up Design EV 3.0..... 5, 25
26240	Implant Pick-Up Design EV 3.6, lång..... 7, 25
26241	Implant Pick-Up Design EV 4.2, lång..... 9, 25
26242	Implant Pick-Up Design EV 4.8, lång..... 11, 25
26243	Implant Pick-Up Design EV 5.4, lång..... 13, 25
26244	Angled Abutment EV Pick-Up..... 6, 8, 10, 31, 50, 52
26245	Uni Abutment EV Pick-Up Ø 4.3, kort..... 4, 6, 8, 10, 12, 30, 50, 52
26246	Uni Abutment EV Pick-Up Ø 5.5, kort..... 4, 6, 8, 10, 12, 30, 50, 52
26247	Uni Abutment EV Pick-Up Ø 4.3, lång..... 4, 6, 8, 10, 12, 30, 50, 52
26248	Uni Abutment EV Pick-Up Ø 5.5, lång..... 4, 6, 8, 10, 12, 30, 50, 52
26249	Uni Abutment EV Transfer..... 5, 7, 9, 11, 13, 30, 51, 53
26250	Uni Abutment EV Temporary Cylinder..... 5, 7, 9, 11, 13, 30, 51, 53
26251	Temp Abutment EV 3.0..... 4, 21
26252	Temp Abutment EV 3.6..... 6, 21
26253	Temp Abutment EV 4.2..... 8, 21
26254	Temp Abutment EV 4.8..... 10, 21
26255	Temp Abutment EV 5.4..... 12, 21
26256	Temp Abutment Profile EV 4.2..... 50, 57
26257	Temp Abutment Profile EV 4.8..... 52, 57
26258	Implant Pick-Up Profile EV 4.2, kort..... 50, 59
26259	Implant Pick-Up Profile EV 4.8, kort..... 52, 59
26260	Implant Pick-Up Profile EV 4.2, lång..... 50, 59
26261	Implant Pick-Up Profile EV 4.8, lång..... 52, 59
26262	Implant Pick-Up Design Profile EV 4.2..... 51, 59
26263	Implant Pick-Up Design Profile EV 4.8..... 53, 59
3107 1000	Washtray Astra Tech Implant System* EV..... 38
3107 1002	Steriliseringsbehållare för Washtray ATIS EV..... 38
3107 1020	Washtray GS Astra Tech Implant System* EV..... 38, 61
34593	Atlantis* FLO 3.0..... 24
34594	Atlantis* FLO 3.6..... 24
34595	Atlantis* FLO 4.2..... 24
34596	Atlantis* FLO 4.8..... 24
34597	Atlantis* FLO 5.4..... 24
34601	Atlantis* FLO skruvmejsel..... 24
35243	Atlantis* IO FLO 3.0..... 24
35244	Atlantis* IO FLO 3.6..... 24
35245	Atlantis* IO FLO 4.2..... 24
35246	Atlantis* IO FLO 4.8..... 24
35247	Atlantis* IO FLO 5.4..... 24
36030	Atlantis* skruvmejsel för vinklad skruvkanal, 18 mm..... 46
36031	Atlantis* skruvmejsel för vinklad skruvkanal, 24 mm..... 46
36032	Atlantis* skruvmejsel för vinklad skruvkanal, 38 mm..... 46
68108	Sugslang Medena..... 45
68118	Sugslang Medena..... 45
68130	Sugslang Medena..... 45

Alphabetical order

25162	1 - Twist Drill EV Ø 1.9, 6-17 mm	39
25163	1 - Twist Drill EV Ø 1.9, 6-13 mm	39
25164	2 - Step Drill EV Ø 1.9/2.5, 6-17 mm	39
25165	2 - Step Drill EV Ø 1.9/2.5, 6-13 mm	39
25168	3 - Step Drill EV Ø 2.5/3.1, 6-17 mm	39
25169	3 - Step Drill EV Ø 2.5/3.1, 6-13 mm	39
25172	4 - Step Drill EV Ø 3.1/3.7, 6-17 mm	39
25173	4 - Step Drill EV Ø 3.1/3.7, 6-13 mm	39
25176	5 - Step Drill EV Ø 3.7/4.3, 6-17 mm	39
25177	5 - Step Drill EV Ø 3.7/4.3, 6-13 mm	39
25180	6 - Step Drill EV Ø 4.3/4.9, 6-17 mm	39
25181	6 - Step Drill EV Ø 4.3/4.9, 6-13 mm	39
25487	A 6 mm - Cortical Drill EV Ø 3.1/3.3	40
25412	A 6 mm - Cortical Drill EV Ø 3.7/3.9	40
25420	A 6 mm - Cortical Drill EV Ø 4.3/4.5	40
25422	A 6 mm - Cortical Drill EV Ø 4.9/5.1	40
25423	A - Cortical Drill EV Ø 2.5/2.7	40
25488	A - Cortical Drill EV Ø 3.1/3.3	40
25490	A - Cortical Drill EV Ø 3.7/3.9	40
25492	A - Cortical Drill EV Ø 4.3/4.5	40
25431	A - Cortical Drill EV Ø 4.9/5.1	40
25188	A/B - Conical Drill EV Ø 3.1/4.2	41
25190	A/B - Conical Drill EV Ø 3.7/4.8	41
25792	Abutment Depth Gauge EV 3.0/3.6	47
25793	Abutment Depth Gauge EV 4.2/4.8	47
25726	Abutment Depth Gauge EV 5.4	47
22429	Abutment Retriever	72
25203	Abutment Screw EV 3.0	21
25204	Abutment Screw EV 3.6	21
25205	Abutment Screw EV 4.2	21, 57
25206	Abutment Screw EV 4.8	21, 57
25207	Abutment Screw EV 5.4	21
25619	Angled Abutment EV 3.6 20° - 1 mm	6, 31
25620	Angled Abutment EV 3.6 20° - 2 mm	6, 31
25621	Angled Abutment EV 3.6 20° - 1 mm NI	6, 31
25622	Angled Abutment EV 3.6 20° - 2 mm NI	6, 31
25625	Angled Abutment EV 4.2 20° - 1 mm	8, 31
25626	Angled Abutment EV 4.2 20° - 2 mm	8, 31
25627	Angled Abutment EV 4.2 20° - 1 mm NI	8, 31
25628	Angled Abutment EV 4.2 20° - 2 mm NI	8, 31
25631	Angled Abutment EV 4.8 20° - 1 mm	10, 31
25632	Angled Abutment EV 4.8 20° - 2 mm	10, 31
25633	Angled Abutment EV 4.8 20° - 1 mm NI	10, 31
25634	Angled Abutment EV 4.8 20° - 2 mm NI	10, 31
25655	Angled Abutment EV Burnout Cylinder	7, 9, 11, 31, 51, 53
25650	Angled Abutment EV Heal Cap	6, 8, 10, 31, 50, 52
26244	Angled Abutment EV Pick-Up	6, 8, 10, 31, 50, 52
25652	Angled Abutment EV Replica	6, 8, 10, 31, 51, 53
25653	Angled Abutment EV Semi-Burnout Cylinder	7, 9, 11, 31, 51, 53
25654	Angled Abutment EV Temporary Cylinder	7, 9, 11, 31, 51, 53
25890	Angled Abutment Profile EV 4.2, 20°	50, 58
25891	Angled Abutment Profile EV 4.2, 20°	50, 58
25892	Angled Abutment Profile EV 4.8, 20°	52, 58
25893	Angled Abutment Profile EV 4.8, 20°	52, 58
34593	Atlantis® FLO 3.0	24
34594	Atlantis® FLO 3.6	24
34595	Atlantis® FLO 4.2	24
34596	Atlantis® FLO 4.8	24
34597	Atlantis® FLO 5.4	24
34601	Atlantis® FLO skruvmejsel	24
35243	Atlantis® IO FLO 3.0	24
35244	Atlantis® IO FLO 3.6	24
35245	Atlantis® IO FLO 4.2	24
35246	Atlantis® IO FLO 4.8	24
35247	Atlantis® IO FLO 5.4	24
36030	Atlantis® skruvmejsel för vinklad skruvkanal, 18 mm	46
36031	Atlantis® skruvmejsel för vinklad skruvkanal, 24 mm	46
36032	Atlantis® skruvmejsel för vinklad skruvkanal, 38 mm	46
25411	B 6 mm - Cortical Drill EV Ø 3.1/3.6	41
25419	B 6 mm - Cortical Drill EV Ø 3.7/4.2	40

REF

sida

25421	B 6 mm - Cortical Drill EV Ø 4.3/4.8	41
25424	B 6 mm - Cortical Drill EV Ø 4.9/5.4	41
25193	B - Cortical Drill EV Ø 2.5/3.0	40
25195	B - Cortical Drill EV Ø 3.1/3.6	40
25197	B - Cortical Drill EV Ø 3.7/4.2	40
25199	B - Cortical Drill EV Ø 4.3/4.8	40
25201	B - Cortical Drill EV Ø 4.9/5.4	40
25768	Ball Abutment Driver EV	33, 47
25684	Ball Abutment EV 3.6 - 1 mm	6, 33
25685	Ball Abutment EV 3.6 - 2 mm	6, 33
25686	Ball Abutment EV 3.6 - 3 mm	6, 33
25687	Ball Abutment EV 3.6 - 4 mm	6, 33
25688	Ball Abutment EV 3.6 - 5 mm	6, 33
25689	Ball Abutment EV 3.6 - 7 mm	6, 33
25690	Ball Abutment EV 4.2 - 1 mm	8, 33, 50
25691	Ball Abutment EV 4.2 - 2 mm	8, 33, 50
25692	Ball Abutment EV 4.2 - 3 mm	8, 33, 50
25693	Ball Abutment EV 4.2 - 4 mm	8, 33, 50
25694	Ball Abutment EV 4.2 - 5 mm	8, 33, 50
25695	Ball Abutment EV 4.2 - 7 mm	8, 33, 50
25696	Ball Abutment EV 4.8 - 1 mm	10, 34, 52
25697	Ball Abutment EV 4.8 - 2 mm	10, 34, 52
25698	Ball Abutment EV 4.8 - 3 mm	10, 34, 52
25699	Ball Abutment EV 4.8 - 4 mm	10, 34, 52
25700	Ball Abutment EV 4.8 - 5 mm	10, 34, 52
25701	Ball Abutment EV 4.8 - 7 mm	10, 34, 52
25826	Ball Abutment EV Replica	7, 9, 11, 34, 51, 53
22179	BoneTrap	45
26051	Borr EV-GS, smal diam. Hylsa, Ø1.9 ND 6-8 mm	63
26052	Borr EV-GS, smal diam. Hylsa, Ø1.9 ND 9-11 mm	63
26053	Borr EV-GS, smal diam. Hylsa, Ø1.9 ND 13-15 mm	63
26054	Borr EV-GS, smal diam. Hylsa, Ø2.5/3.1 ND 6-8 mm	63
26055	Borr EV-GS, smal diam. Hylsa, Ø2.5/3.1 ND 9-11 mm	63
26056	Borr EV-GS, smal diam. Hylsa, Ø2.5/3.1 ND 13-15 mm	63
26057	Borr EV-GS, smal diam. Hylsa, Ø3.1/3.7 ND 6-8 mm	63
26058	Borr EV-GS, smal diam. Hylsa, Ø3.1/3.7 ND 9-11 mm	63
26059	Borr EV-GS, smal diam. Hylsa, Ø3.1/3.7 ND 13-15 mm	63
26060	Borr EV-GS, bred diam. Hylsa, Ø1.9 WD 6-8 mm	63
26061	Borr EV-GS, bred diam. Hylsa, Ø1.9 WD 9-11 mm	63
26062	Borr EV-GS, bred diam. Hylsa, Ø1.9 WD 13-15 mm	63
26063	Borr EV-GS, bred diam. Hylsa, Ø2.5/3.1 WD 6-8 mm	63
26064	Borr EV-GS, bred diam. Hylsa, Ø2.5/3.1 WD 9-11 mm	63
26065	Borr EV-GS, bred diam. Hylsa, Ø2.5/3.1 WD 13-15 mm	63
26066	Borr EV-GS, bred diam. Hylsa, Ø3.1/3.7 WD 6-8 mm	63
26067	Borr EV-GS, bred diam. Hylsa, Ø3.1/3.7 WD 9-11 mm	63
26068	Borr EV-GS, bred diam. Hylsa, Ø3.1/3.7 WD 13-15 mm	63
26069	Borr EV-GS, bred diam. Hylsa, Ø3.7/4.3 WD 6-8 mm	63
26070	Borr EV-GS, bred diam. Hylsa, Ø3.7/4.3 WD 9-11 mm	63
26071	Borr EV-GS, bred diam. Hylsa, Ø3.7/4.3 WD 13-15 mm	63
26050	Borr för guidefixeringsskruv	67
25481	Bridge Screw EV - M1.8	5, 7, 9, 11, 13, 30, 48, 51, 53
25326	CastDesign™ EV 3.6	6, 23
25327	CastDesign™ EV 4.2	8, 23
25328	CastDesign™ EV 4.8	10, 23
25329	CastDesign™ EV 5.4	12, 23
26000	Conical Drill EV-GS, 4.2C, Ø 3.1/4.2, 9-13	64
26001	Conical Drill EV-GS, 4.2C, Ø 3.1/4.2, 8-11-15	64
26002	Conical Drill EV-GS, 4.8C, Ø 3.7/4.8, 9-13	64
26003	Conical Drill EV-GS, 4.8C, Ø 3.7/4.8, 8-11-15	64
26004	Cortical Drill EV-GS, 3.6, Ø 3.1/3.3	64
26005	Cortical Drill EV-GS, 3.6, Ø 3.1/3.6	64
26006	Cortical Drill EV-GS, 4.2, Ø 3.7/3.9	64
26007	Cortical Drill EV-GS, 4.2, Ø 3.7/4.2	64
26008	Cortical Drill EV-GS, 4.8, Ø 4.3/4.5	64
26009	Cortical Drill EV-GS, 4.8, Ø 4.3/4.8	64
25280	Cover Screw EV 3.0	4, 17
25281	Cover Screw EV 3.6 - 0 mm	6, 17
25282	Cover Screw EV 4.2 - 0 mm	8, 17
25283	Cover Screw EV 4.8 - 0 mm	10, 17
25284	Cover Screw EV 5.4 - 0 mm	12, 17
25582	Cover Screw Profile EV 4.2	50, 55

REF	sida
25583	Cover Screw Profile EV 4.8.....52, 55
25827	Dalbo Plus Duplicating Aid.....6, 8, 10, 34
25834	Dalbo Plus Female Part TE Basic, komplett.....7, 9, 11, 34, 51, 53
25844	Dalbo Plus Lamellae retention Insert E.....7, 9, 11, 34
25835	Dalbo Plus Screwdriver / Activator.....34, 47
25361	Direct Abutment™ EV 3.0 Ø 3.3 - 1 mm.....5, 27
25362	Direct Abutment™ EV 3.0 Ø 3.3 - 2 mm.....5, 27
25363	Direct Abutment™ EV 3.0 Ø 3.3 - 3 mm.....5, 27
25364	Direct Abutment™ EV 3.6 Ø 4 - 1 mm.....7, 27
25365	Direct Abutment™ EV 3.6 Ø 4 - 2 mm.....7, 27
25366	Direct Abutment™ EV 3.6 Ø 4 - 3 mm.....7, 27
25367	Direct Abutment™ EV 4.2 Ø 5 - 1 mm.....9, 27, 51
25368	Direct Abutment™ EV 4.2 Ø 5 - 2 mm.....9, 27, 51
25369	Direct Abutment™ EV 4.2 Ø 5 - 3 mm.....9, 27, 51
25494	Direct Abutment™ EV 4.2 Ø 6 - 1 mm.....9, 26, 51
25495	Direct Abutment™ EV 4.2 Ø 6 - 2 mm.....9, 26, 51
25496	Direct Abutment™ EV 4.2 Ø 6 - 3 mm.....9, 26, 51
25370	Direct Abutment™ EV 4.8 Ø 5 - 1 mm.....11, 27, 53
25371	Direct Abutment™ EV 4.8 Ø 5 - 2 mm.....11, 27, 53
25372	Direct Abutment™ EV 4.8 Ø 5 - 3 mm.....11, 27, 53
25497	Direct Abutment™ EV 4.8 Ø 6 - 1 mm.....11, 26, 53
25498	Direct Abutment™ EV 4.8 Ø 6 - 2 mm.....11, 26, 53
25499	Direct Abutment™ EV 4.8 Ø 6 - 3 mm.....11, 26, 53
25373	Direct Abutment™ EV 5.4 Ø 6 - 1 mm.....13, 27
25374	Direct Abutment™ EV 5.4 Ø 6 - 2 mm.....13, 27
25375	Direct Abutment™ EV 5.4 Ø 6 - 3 mm.....13, 27
25406	Direct Abutment™ EV Burnout Cap 3.3.....28
25407	Direct Abutment™ EV Burnout Cap 4.....28
25408	Direct Abutment™ EV Burnout Cap 5.....28
25409	Direct Abutment™ EV Burnout Cap 6.....28
25310	Direct Abutment™ EV Heal Cap 3.3.....28
25311	Direct Abutment™ EV Heal Cap 4.....28
25312	Direct Abutment™ EV Heal Cap 5.....28
25313	Direct Abutment™ EV Heal Cap 6.....28
25396	Direct Abutment™ EV Pick-Up 3.3.....28
25397	Direct Abutment™ EV Pick-Up 4.....28
25398	Direct Abutment™ EV Pick-Up 5.....28
25399	Direct Abutment™ EV Pick-Up 6.....28
25401	Direct Abutment™ EV Replica 3.3.....28
25402	Direct Abutment™ EV Replica 4.....28
25403	Direct Abutment™ EV Replica 5.....28
25404	Direct Abutment™ EV Replica 6.....28
25764	Direct Driver EV Ø3.3 Ø4.....27, 46
25346	Direct EV API™ Ø 3.3.....5, 28
25347	Direct EV API™ Ø 4.....7, 28
25348	Direct EV API™ Ø 5.....9, 11, 28, 50, 52
25349	Direct EV API™ Ø 6.....9, 11, 28, 50, 52
25765	Direction Indicator EV.....43
22176	Engångsspolset.....45
26039	EV-PositionAid 3.6, 8-11-15 mm.....66
26040	EV-PositionAid 3.6, 6-9-13 mm.....66
26041	EV-PositionAid 4.2, 8-11-15 mm.....66
26042	EV-PositionAid 4.2, 6-9-13 mm.....66
26043	EV-PositionAid 4.8, 8-11-15 mm.....66
26044	EV-PositionAid 4.8, 6-9-13 mm.....66
26045	EV-PositionAid Profile 4.2, 8-11-15 mm.....66
26046	EV-PositionAid Profile 4.2, 6-9-13 mm.....66
26047	EV-PositionAid Profile 4.8, 8-11-15 mm.....66
26048	EV-PositionAid Profile 4.8, 6-9-13 mm.....66
26033	EV-Stabilization Abutment 3.6, 8-11-15 mm.....67
26034	EV-Stabilization Abutment 3.6, 6-9-13 mm.....67
26035	EV-Stabilization Abutment 4.2, 8-11-15 mm.....67
26036	EV-Stabilization Abutment 4.2, 6-9-13 mm.....67
26037	EV-Stabilization Abutment 4.8, 8-11-15 mm.....67
26038	EV-Stabilization Abutment 4.8, 6-9-13 mm.....67
26049	Fixeringsskruv.....67
25858	Fragment Drill Ø 0.8.....71
25859	Fragment Drill Ø 1.0.....71
25856	Fragment Fork M1.4/M1.6.....71
25857	Fragment Fork M1.8/M2.0.....71
25160	Guide Drill EV.....39

REF	sida
25846	Guiding Cylinder EV 3.0.....70
25847	Guiding Cylinder EV 3.6.....70
25848	Guiding Cylinder EV 4.2, P4.2.....70
25849	Guiding Cylinder EV 4.8, P4.8.....70
25850	Guiding Cylinder EV 5.4.....70
25855	Guiding Cylinder Handle.....70
25851	Guiding Cylinder Uni Abutment EV.....70
25901	HealDesign™ EV 3.0 Ø 3.5 - 2.5 mm.....18
25298	HealDesign™ EV 3.0 Ø 3.5 - 3.5 mm.....4, 18
25297	HealDesign™ EV 3.0 Ø 3.5 - 4.5 mm.....4, 18
25795	HealDesign™ EV 3.0 Ø 3.5 - 6.5 mm.....4, 18
25902	HealDesign™ EV 3.6 Ø 4 - 2.5 mm.....18
25300	HealDesign™ EV 3.6 Ø 4 - 3.5 mm.....6, 18
25299	HealDesign™ EV 3.6 Ø 4 - 4.5 mm.....6, 18
25903	HealDesign™ EV 3.6 Ø 4 - 5 mm.....18
25796	HealDesign™ EV 3.6 Ø 4 - 6.5 mm.....6, 18
25920	HealDesign™ EV 3.6 Ø 5 - 3.5 mm.....18
25301	HealDesign™ EV 3.6 Ø 5 - 3.5 mm, triangulär.....6, 18
25904	HealDesign™ EV 3.6 Ø 5 - 4.5 mm.....18
25905	HealDesign™ EV 3.6 Ø 5 - 6.5 mm.....18
25906	HealDesign™ EV 3.6 Ø 6 - 3.5 mm.....18
25907	HealDesign™ EV 3.6 Ø 6 - 4.5 mm.....18
25908	HealDesign™ EV 4.2 Ø 5 - 2.5 mm.....18, 50
25501	HealDesign™ EV 4.2 Ø 5 - 3.5 mm.....8, 18, 50
25303	HealDesign™ EV 4.2 Ø 5 - 3.5 mm, triangulär.....8, 18
25302	HealDesign™ EV 4.2 Ø 5 - 4.5 mm.....8, 18, 50
25797	HealDesign™ EV 4.2 Ø 5 - 6.5 mm.....8, 18, 50
25909	HealDesign™ EV 4.2 Ø 6.5 - 2.5 mm.....18, 50
25910	HealDesign™ EV 4.2 Ø 6.5 - 3.5 mm.....18, 50
25304	HealDesign™ EV 4.2 Ø 6.5 - 3.5 mm, triangulär.....8, 18
25911	HealDesign™ EV 4.2 Ø 6.5 - 4.5 mm.....18, 50
25912	HealDesign™ EV 4.2 Ø 6.5 - 6.5 mm.....18, 50
25913	HealDesign™ EV 4.8 Ø 5 - 2.5 mm.....18, 52
25502	HealDesign™ EV 4.8 Ø 5 - 3.5 mm.....10, 18, 52
25305	HealDesign™ EV 4.8 Ø 5 - 3.5 mm, triangulär.....10, 18
25914	HealDesign™ EV 4.8 Ø 5 - 4.5 mm.....18, 52
25915	HealDesign™ EV 4.8 Ø 5 - 6.5 mm.....18, 52
25916	HealDesign™ EV 4.8 Ø 6.5 - 2.5 mm.....18, 52
25917	HealDesign™ EV 4.8 Ø 6.5 - 3.5 mm.....18, 52
25306	HealDesign™ EV 4.8 Ø 6.5 - 4.5 mm.....10, 18, 52
25798	HealDesign™ EV 4.8 Ø 6.5 - 6.5 mm.....10, 18, 52
25307	HealDesign™ EV 4.8 Ø 6.5 - 3.5 mm, triangulär.....10, 18
25918	HealDesign™ EV 4.8 Ø 7.5 - 3.5 mm.....18, 52
25919	HealDesign™ EV 4.8 Ø 7.5 - 4.5 mm.....18, 52
25921	HealDesign™ EV 5.4 Ø 6.5 - 2.5 mm.....18
25308	HealDesign™ EV 5.4 Ø 6.5 - 4.5 mm.....12, 18
25309	HealDesign™ EV 5.4 Ø 6.5 - 3.5 mm.....12, 18
25799	HealDesign™ EV 5.4 Ø 6.5 - 6.5 mm.....12, 18
25922	HealDesign™ EV 5.4 Ø 7.5 - 3.5 mm.....18
25923	HealDesign™ EV 5.4 Ø 7.5 - 4.5 mm.....18
25584	HealDesign™ Profile EV 4.2, Ø 5.....50, 56
25585	HealDesign™ Profile EV 4.2, Ø 5, triangulär.....50, 56
25586	HealDesign™ Profile EV 4.2, Ø 6.5, triangulär.....50, 56
25587	HealDesign™ Profile EV 4.2, Ø 5.....50, 56
25588	HealDesign™ Profile EV 4.8, Ø 5, triangulär.....52, 56
25589	HealDesign™ Profile EV 4.8, Ø 6.5.....52, 56
25590	HealDesign™ Profile EV 4.8, Ø 6.5, triangulär.....52, 56
25591	HealDesign™ Profile EV 4.8, Ø 5.....52, 56
25574	Healing Uni EV 3.0 - 2 mm.....4, 19
25575	Healing Uni EV 3.0 - 3 mm.....4, 19
25576	Healing Uni EV 3.0 - 4 mm.....4, 19
25577	Healing Uni EV 3.0 - 6 mm.....4, 19
25285	Healing Uni EV 3.6 - 2 mm/Ø 4.....6, 19
25578	Healing Uni EV 3.6 - 3 mm/Ø 4.....6, 19
25286	Healing Uni EV 3.6 - 4 mm/Ø 4.....6, 19
25287	Healing Uni EV 3.6 - 6 mm/Ø 4.....6, 19
25288	Healing Uni EV 4.2 - 2 mm/Ø 4.....8, 19, 50
25579	Healing Uni EV 4.2 - 3 mm/Ø 4.....8, 19, 50
25289	Healing Uni EV 4.2 - 4 mm/Ø 4.....8, 19, 50
25290	Healing Uni EV 4.2 - 6 mm/Ø 4.....8, 19, 50
26219	Healing Uni EV 4.8 - 2 mm/Ø 4.3.....10, 19, 50

REF	sida
26220	Healing Uni EV 4.8 – 3 mm/Ø 4.3.....10, 19, 52
26221	Healing Uni EV 4.8 – 4 mm/Ø 4.3.....10, 19, 50
26222	Healing Uni EV 4.8 – 6 mm/Ø 4.3.....10, 19, 50
26223	Healing Uni EV 5.4 – 2 mm/Ø 4.8.....12, 19
26224	Healing Uni EV 5.4 – 3 mm/Ø 4.8.....12, 19
26225	Healing Uni EV 5.4 – 4 mm/Ø 4.8.....12, 19
26226	Healing Uni EV 5.4 – 6 mm/Ø 4.8.....12, 19
25727	Hex Driver EV maskinell medel, 24 mm.....44, 46
25728	Hex Driver EV maskinell lång, 35 mm.....44, 46
25790	Hex Driver EV maskinell kort, 20 mm.....44, 46
25772	Hex Driver EV Manual medel, 31 mm.....44, 46, 73
25773	Hex Driver EV Manual, lång, 38 mm.....44, 46, 73
25771	Hex Driver EV Manual, kort, 20 mm.....44, 46, 73
25710	Implant Depth Gauge EV.....43
25377	Implant Driver EV 3.0, lång.....43
25379	Implant Driver EV 3.6, lång.....43
25378	Implant Driver EV 3.6, kort.....43
25381	Implant Driver EV 4.2, lång.....43
25380	Implant Driver EV 4.2, kort.....43
25383	Implant Driver EV 4.8, lång.....43
25382	Implant Driver EV 4.8, kort.....43
25385	Implant Driver EV 5.4, lång.....43
25384	Implant Driver EV 5.4, kort.....43
26016	Implant Driver EV-GS 3.6.....66
26017	Implant Driver EV-GS 4.2.....66
26018	Implant Driver EV-GS 4.8.....66
26019	Implant Driver EV-GS Profile 4.2.....66
26020	Implant Driver EV-GS Profile 4.8.....66
26021	Implant Driver Extender EV-GS.....66
25464	Implant Driver Profile EV 4.2, kort.....55
25465	Implant Driver Profile EV 4.2, lång.....55
25466	Implant Driver Profile EV 4.8, kort.....55
25467	Implant Driver Profile EV 4.8, lång.....55
25978	Implant Pick-Up Design EV 3.6, kort.....7, 24
25979	Implant Pick-Up Design EV 4.2, kort.....9, 24
25980	Implant Pick-Up Design EV 4.8, kort.....11, 24
25981	Implant Pick-Up Design EV 5.4, kort.....13, 24
26231	Implant Pick-Up EV 3.0, lång.....5, 25
26232	Implant Pick-Up EV 3.6, lång.....7, 25
26227	Implant Pick-Up EV 3.6, kort.....7, 25
26233	Implant Pick-Up EV 4.2, lång.....9, 25
26228	Implant Pick-Up EV 4.2, kort.....9, 25
26234	Implant Pick-Up EV 4.8, lång.....11, 25
26229	Implant Pick-Up EV 4.8, kort.....11, 25
26230	Implant Pick-Up EV 5.4, kort.....13, 25
26239	Implant Pick-Up Design EV 3.0.....5, 25
26240	Implant Pick-Up Design EV 3.6, lång.....7, 25
26235	Implant Pick-Up Design EV 3.6, kort.....7, 25
26241	Implant Pick-Up Design EV 4.2, lång.....9, 25
26236	Implant Pick-Up Design EV 4.2, kort.....9, 25
26242	Implant Pick-Up Design EV 4.8, lång.....11, 25
26237	Implant Pick-Up Design EV 4.8, kort.....11, 25
26243	Implant Pick-Up Design EV 5.4, lång.....13, 25
26238	Implant Pick-Up Design EV 5.4, kort.....13, 25
26262	Implant Pick-Up Design Profile EV 4.2.....51, 59
26263	Implant Pick-Up Design Profile EV 4.8.....53, 59
26260	Implant Pick-Up Profile EV 4.2, lång.....50, 59
26258	Implant Pick-Up Profile EV 4.2, kort.....50, 59
26261	Implant Pick-Up Profile EV 4.8, lång.....52, 59
26259	Implant Pick-Up Profile EV 4.8, kort.....52, 59
25543	Implant Replica EV 3.0.....5, 26
25544	Implant Replica EV 3.6.....7, 26
25545	Implant Replica EV 4.2.....9, 26
25546	Implant Replica EV 4.8.....11, 26
25547	Implant Replica EV 5.4.....13, 26
25610	Implant Replica Profile EV 4.2.....51, 59
25611	Implant Replica Profile EV 4.8.....53, 59
22192	Implant Retriever.....72
25534	Implant Transfer EV 3.0, lång.....5, 26
25535	Implant Transfer EV 3.6, kort.....7, 26
25536	Implant Transfer EV 3.6, lång.....7, 26

REF	sida
25537	Implant Transfer EV 4.2, kort.....9, 26
25538	Implant Transfer EV 4.2, lång.....9, 26
25539	Implant Transfer EV 4.8, kort.....11, 26
25540	Implant Transfer EV 4.8, lång.....11, 26
25541	Implant Transfer EV 5.4, kort.....13, 26
25542	Implant Transfer EV 5.4, lång.....13, 26
25606	Implant Transfer Profile EV 4.2, kort.....51, 59
25607	Implant Transfer Profile EV 4.2, lång.....51, 59
25608	Implant Transfer Profile EV 4.8, kort.....53, 59
25609	Implant Transfer Profile EV 4.8, lång.....53, 59
24360	Implantatenhet SI-915, 115 V.....45
24412	Implantatenhet SI-923, 230 V.....45
26013	Initial Drill Ø 3.6.....62
26014	Initial Drill Ø 4.2.....62
26015	Initial Drill Ø 4.8.....62
25643	Lab Abutment Pin EV, kort.....5, 7, 9, 11, 13, 30, 48, 51, 53
25644	Lab Abutment Pin EV medel.....5, 7, 9, 11, 13, 30, 48, 51, 53
25645	Lab Abutment Pin EV, lång.....5, 7, 9, 11, 13, 30, 48, 51, 53
25476	Lab Abutment Screw EV 3.0.....5, 26, 48
25477	Lab Abutment Screw EV 3.6 – M1.6.....7, 26, 48
25478	Lab Abutment Screw EV 4.2 – M1.8.....9, 26, 48, 50, 59
25479	Lab Abutment Screw EV 4.8 – M2.....11, 26, 48, 52, 59
25480	Lab Abutment Screw EV 5.4 – M2.....13, 26, 48
25656	Lab Bridge Screw EV – M1.8.....5, 7, 9, 11, 13, 30, 48, 51, 53
25528	Lab Pin Design EV 3.0/3.6.....5, 7, 26, 48
25530	Lab Pin Design EV 4.2/4.8/5.4.....9, 11, 13, 26, 48, 50, 52
25769	Large Tray EV.....36, 61
25721	Large Tray EV, Inlägg 1.....36
25722	Large Tray EV, Inlägg 2.....36
25723	Large Tray EV, Inlägg 3.....36
26098	Large Tray EV Proline.....61
26099	Large Tray EV Streamline.....61
25657	Locator™ Abutment EV 3.6 – 1 mm.....6, 32
25658	Locator™ Abutment EV 3.6 – 2 mm.....6, 32
25659	Locator™ Abutment EV 3.6 – 3 mm.....6, 32
25660	Locator™ Abutment EV 3.6 – 4 mm.....6, 32
25661	Locator™ Abutment EV 3.6 – 5 mm.....6, 32
25662	Locator™ Abutment EV 4.2 – 1 mm.....8, 32, 50
25663	Locator™ Abutment EV 4.2 – 2 mm.....8, 32, 50
25664	Locator™ Abutment EV 4.2 – 3 mm.....8, 32, 50
25665	Locator™ Abutment EV 4.2 – 4 mm.....8, 32, 50
25666	Locator™ Abutment EV 4.2 – 5 mm.....8, 32, 50
25667	Locator™ Abutment EV 4.8 – 1 mm.....10, 32, 52
25668	Locator™ Abutment EV 4.8 – 2 mm.....10, 32, 52
25669	Locator™ Abutment EV 4.8 – 3 mm.....10, 32, 52
25670	Locator™ Abutment EV 4.8 – 4 mm.....10, 32, 52
25671	Locator™ Abutment EV 4.8 – 5 mm.....10, 32, 52
24484	Locator™ Abutment Pick-up.....6, 8, 10, 32, 50, 52
24485	Locator™ Abutment Replica.....7, 9, 11, 32, 51, 53
24482	Locator™ Core Tool.....32, 47
25766	Locator™ Driver EV.....32, 46
24488	Locator™ Insert, blå.....7, 9, 11, 33, 51, 53
24486	Locator™ Insert, ofärgad.....7, 9, 11, 33, 51, 53
24489	Locator™ Insert, grön.....7, 9, 11, 33, 51, 53
25679	Locator™ Insert, grå.....7, 9, 11, 33, 51, 53
25843	Locator™ Insert Orange.....7, 9, 11, 33, 51, 53
24487	Locator™ Insert, rosa.....7, 9, 11, 33, 51, 53
24492	Locator™ Insert, röd.....7, 9, 11, 33, 51, 53
24483	Locator™ Process Kit.....7, 9, 11, 33, 51, 53
25711	Mucosal Punch EV Ø 3.5.....44
25712	Mucosal Punch EV Ø 4.....44
25713	Mucosal Punch EV Ø 4.5.....44
25714	Mucosal Punch EV Ø 5.....44
25715	Mucosal Punch EV Ø 5.5.....44
25731	Mucosal Punch EV Ø 6.5.....44
25638	OD Cylinder EV.....7, 9, 11, 34, 51, 53
25212	OsseoSpeed® EV 3.0 S – 8 mm.....4, 16
25213	OsseoSpeed® EV 3.0 S – 9 mm.....4, 16
25214	OsseoSpeed® EV 3.0 S – 11 mm.....4, 16
25215	OsseoSpeed® EV 3.0 S – 13 mm.....4, 16
25216	OsseoSpeed® EV 3.0 S – 15 mm.....4, 16





REF	sida
25221	OsseoSpeed® EV 3.6 S - 6 mm.....6, 16
25222	OsseoSpeed® EV 3.6 S - 8 mm.....6, 16
25223	OsseoSpeed® EV 3.6 S - 9 mm.....6, 16
25224	OsseoSpeed® EV 3.6 S - 11 mm.....6, 16
25225	OsseoSpeed® EV 3.6 S - 13 mm.....6, 16
25226	OsseoSpeed® EV 3.6 S - 15 mm.....6, 16
25227	OsseoSpeed® EV 3.6 S - 17 mm.....6, 16
25231	OsseoSpeed® EV 4.2 S - 6 mm.....8, 16
25232	OsseoSpeed® EV 4.2 S - 8 mm.....8, 16
25233	OsseoSpeed® EV 4.2 S - 9 mm.....8, 16
25234	OsseoSpeed® EV 4.2 S - 11 mm.....8, 16
25235	OsseoSpeed® EV 4.2 S - 13 mm.....8, 16
25236	OsseoSpeed® EV 4.2 S - 15 mm.....8, 16
25237	OsseoSpeed® EV 4.2 S - 17 mm.....8, 16
25241	OsseoSpeed® EV 4.8 S - 6 mm.....10, 17
25242	OsseoSpeed® EV 4.8 S - 8 mm.....10, 17
25243	OsseoSpeed® EV 4.8 S - 9 mm.....10, 17
25244	OsseoSpeed® EV 4.8 S - 11 mm.....10, 17
25245	OsseoSpeed® EV 4.8 S - 13 mm.....10, 17
25246	OsseoSpeed® EV 4.8 S - 15 mm.....10, 17
25247	OsseoSpeed® EV 4.8 S - 17 mm.....10, 17
25251	OsseoSpeed® EV 5.4 S - 6 mm.....12, 17
25252	OsseoSpeed® EV 5.4 S - 8 mm.....12, 17
25253	OsseoSpeed® EV 5.4 S - 9 mm.....12, 17
25254	OsseoSpeed® EV 5.4 S - 11 mm.....12, 17
25255	OsseoSpeed® EV 5.4 S - 13 mm.....12, 17
25256	OsseoSpeed® EV 5.4 S - 15 mm.....12, 17
25262	OsseoSpeed® EV 4.2 C - 8 mm.....8, 16
25263	OsseoSpeed® EV 4.2 C - 9 mm.....8, 16
25264	OsseoSpeed® EV 4.2 C - 11 mm.....8, 16
25265	OsseoSpeed® EV 4.2 C - 13 mm.....8, 16
25266	OsseoSpeed® EV 4.2 C - 15 mm.....8, 16
25267	OsseoSpeed® EV 4.2 C - 17 mm.....8, 16
25272	OsseoSpeed® EV 4.8 C - 8 mm.....10, 17
25273	OsseoSpeed® EV 4.8 C - 9 mm.....10, 17
25274	OsseoSpeed® EV 4.8 C - 11 mm.....10, 17
25275	OsseoSpeed® EV 4.8 C - 13 mm.....10, 17
25276	OsseoSpeed® EV 4.8 C - 15 mm.....10, 17
25277	OsseoSpeed® EV 4.8 C - 17 mm.....10, 17
25440	OsseoSpeed® Profile EV 4.2 PS - 8 mm.....50, 54
25441	OsseoSpeed® Profile EV 4.2 PS - 9 mm.....50, 54
25442	OsseoSpeed® Profile EV 4.2 PS - 11 mm.....50, 54
25443	OsseoSpeed® Profile EV 4.2 PS - 13 mm.....50, 54
25444	OsseoSpeed® Profile EV 4.2 PS - 15 mm.....50, 54
25445	OsseoSpeed® Profile EV 4.2 PS - 17 mm.....50, 54
25446	OsseoSpeed® Profile EV 4.8 PS - 8 mm.....52, 54
25447	OsseoSpeed® Profile EV 4.8 PS - 9 mm.....52, 54
25448	OsseoSpeed® Profile EV 4.8 PS - 11 mm.....52, 54
25449	OsseoSpeed® Profile EV 4.8 PS - 13 mm.....52, 54
25450	OsseoSpeed® Profile EV 4.8 PS - 15 mm.....52, 54
25451	OsseoSpeed® Profile EV 4.8 PS - 17 mm.....52, 54
25452	OsseoSpeed® Profile EV 4.2 PC - 8 mm.....50, 54
25453	OsseoSpeed® Profile EV 4.2 PC - 9 mm.....50, 54
25454	OsseoSpeed® Profile EV 4.2 PC - 11 mm.....50, 54
25455	OsseoSpeed® Profile EV 4.2 PC - 13 mm.....50, 54
25456	OsseoSpeed® Profile EV 4.2 PC - 15 mm.....50, 54
25457	OsseoSpeed® Profile EV 4.2 PC - 17 mm.....50, 54
25458	OsseoSpeed® Profile EV 4.8 PC - 8 mm.....52, 54
25459	OsseoSpeed® Profile EV 4.8 PC - 9 mm.....52, 54
25460	OsseoSpeed® Profile EV 4.8 PC - 11 mm.....52, 54
25461	OsseoSpeed® Profile EV 4.8 PC - 13 mm.....52, 54
25462	OsseoSpeed® Profile EV 4.8 PC - 15 mm.....52, 54
25463	OsseoSpeed® Profile EV 4.8 PC - 17 mm.....52, 54
22437	Pincett - 94 mm.....43
25778	Polishing Protector Uni EV.....48
25161	Precision Drill EV.....39
26010	Punch EV-GS Ø 3.6.....62
26011	Punch EV-GS Ø 4.2.....62
26012	Punch EV-GS Ø 4.8.....62
25500	Radiographic Implant Guides EV.....45
25637	Radiographic Implant Guides Profile EV.....55

REF	sida
25794	Rescue Driver Uni Abutment EV.....72
25860	Screw Extractor 0.8.....71
25861	Screw Extractor 1.0.....71
26022	Sleeve-on-Drill™ 1-Sleeve Ø1.9 ND.....67
26023	Sleeve-on-Drill™ 3/V-Sleeve Ø3.1 ND.....67
26024	Sleeve-on-Drill™ 4/V-Sleeve Ø3.7 ND.....67
26025	Sleeve-on-Drill™ X-Sleeve Ø3.45 ND.....67
26026	Sleeve-on-Drill™ X-Sleeve Ø4.05 ND.....67
26027	Sleeve-on-Drill™ 1-Sleeve Ø1.9 WD.....67
26028	Sleeve-on-Drill™ 3-Sleeve Ø3.1 WD.....67
26029	Sleeve-on-Drill™ 4/V-Sleeve Ø3.7 WD.....67
26030	Sleeve-on-Drill™ 5/V-Sleeve Ø4.3 WD.....67
26031	Sleeve-on-Drill™ X-Sleeve Ø4.05 WD.....67
26032	Sleeve-on-Drill™ X-Sleeve Ø4.65 WD.....67
22740	Sliphandtag.....48
25770	Small Tray EV (utan inlägg).....37
25724	Small Tray EV, Inlägg Restorative.....37
25845	Small Tray EV, Inlägg Storage.....37
25725	Small Tray EV, Inlägg Surgical.....37
25982	Small Tray EV inklusive inlägget Restorative.....37
25984	Small Tray EV inklusive inlägget Storage.....37
25983	Small Tray EV inklusive inlägget Surgical.....37
22177	Spolslang 2,2 m, steril.....45
3107 1002	Steriliseringsbehållare för Washtray ATIS EV.....38
68108	Sugslang Medena.....45
68118	Sugslang Medena.....45
68130	Sugslang Medena.....45
26251	Temp Abutment EV 3.0.....4, 21
26252	Temp Abutment EV 3.6.....6, 21
26253	Temp Abutment EV 4.2.....8, 21
26254	Temp Abutment EV 4.8.....10, 21
26255	Temp Abutment EV 5.4.....12, 21
26256	Temp Abutment Profile EV 4.2.....50, 57
26257	Temp Abutment Profile EV 4.8.....52, 57
25503	TempDesign™ EV 3.0.....4, 21
25504	TempDesign™ EV 3.6.....6, 21
25505	TempDesign™ EV 4.2.....8, 21
25506	TempDesign™ EV 4.8.....10, 21
25507	TempDesign™ EV 5.4.....12, 21
25756	TempDesign™ Profile EV 4.2.....50, 57
25757	TempDesign™ Profile EV 4.8.....52, 57
25862	Thread Cleaner M1.4.....71
25863	Thread Cleaner M1.6.....71
25864	Thread Cleaner M1.8.....71
25865	Thread Cleaner M2.0.....71
25330	TiDesign™ EV 3.0 Ø 4 - 2.5 mm.....4, 22
25331	TiDesign™ EV 3.0 Ø 4 - 1.5 mm.....4, 22
25332	TiDesign™ EV 3.0 15° Ø 4 - 1.5 mm.....4, 22
25333	TiDesign™ EV 3.6 Ø 5.5 - 1.5/2.5 mm, triangulär.....6, 22
25334	TiDesign™ EV 3.6 Ø 4.5 - 2.5/3.5 mm.....6, 22
25335	TiDesign™ EV 3.6 20° Ø 4.5 - 1.5/2.5 mm.....6, 22
25336	TiDesign™ EV 4.2 Ø 5.5 - 1.5/2.5 mm, triangulär.....8, 22
25337	TiDesign™ EV 4.2 Ø 7 - 1.5/2.5 mm, triangulär.....8, 22
25338	TiDesign™ EV 4.2 Ø 5.5 - 2.5/3.5 mm.....8, 22
25339	TiDesign™ EV 4.2 20° Ø 5.5 - 1.5/2.5 mm.....8, 22
25340	TiDesign™ EV 4.8 Ø 5.5 - 1.5/2.5 mm, triangulär.....10, 22
25341	TiDesign™ EV 4.8 Ø 7 - 1.5/2.5 mm, triangulär.....10, 22
25342	TiDesign™ EV 4.8 Ø 7 - 2.5/3.5 mm.....10, 22
25343	TiDesign™ EV 4.8 20° Ø 5.5 - 1.5/2.5 mm.....10, 22
25344	TiDesign™ EV 5.4 Ø 7 - 2.5/3.5 mm.....12, 22
25345	TiDesign™ EV 5.4 Ø 7 - 1.5/2.5 mm.....12, 22
25592	TiDesign™ Profile EV 4.2, Ø 5.5, triangulär.....50, 58
25593	TiDesign™ Profile EV 4.2, Ø 7.0, triangulär.....50, 58
25594	TiDesign™ Profile EV 4.2, Ø 5.5.....50, 58
25595	TiDesign™ Profile EV 4.2, Ø 5.5 15°.....50, 58
25596	TiDesign™ Profile EV 4.8, Ø 5.5, triangulär.....52, 58
25597	TiDesign™ Profile EV 4.8, Ø 7.0, triangulär.....52, 58
25598	TiDesign™ Profile EV 4.8, Ø 7.0.....52, 58
25599	TiDesign™ Profile EV 4.8, Ø 5.5 15°.....52, 58
25924	TitaniumBase EV 3.0 Ø 4 - 5 mm.....24
25925	TitaniumBase EV 3.0 Ø 4 - 6 mm.....24

REF	sida
25926	TitaniumBase EV 3.6 Ø 4.1 – 5 mm..... 24
25927	TitaniumBase EV 3.6 Ø 4.1 – 6 mm..... 24
25928	TitaniumBase EV 4.2 Ø 4.7 – 5 mm..... 24
25929	TitaniumBase EV 4.2 Ø 4.7 – 6 mm..... 24
25930	TitaniumBase EV 4.8 Ø 5 – 5 mm..... 24
25931	TitaniumBase EV 4.8 Ø 5 – 6 mm..... 24
25932	TitaniumBase EV 4.8 Ø 5.5 – 5 mm..... 24
25933	TitaniumBase EV 4.8 Ø 5.5 – 6 mm..... 24
22137	Titanskål..... 42
25774	Torque Wrench EV..... 44, 47, 73
25776	Torque Wrench EV Restorative Driver Handle..... 47, 73
25777	Torque Wrench EV Restorative Driver Handle, låg..... 47, 73
25730	Torque Wrench EV Restorative Driver Handle 4x4, låg..... 47
25775	Torque Wrench EV Surgical Driver Handle..... 44, 73
25866	Trephine Drill 3.0, 6-17 mm..... 72
25867	Trephine Drill 3.6, 6-17 mm..... 72
25868	Trephine Drill 4.2, P4.2, 6-17 mm..... 72
25869	Trephine Drill 4.8, P4.8, 6-17 mm..... 72
25870	Trephine Drill 5.4, 6-17 mm..... 72
25886	Trephine Drill 4.2, P4.2, 6-13 mm..... 72
25887	Trephine Drill 4.8, P4.8, 6-13 mm..... 72
25888	Trephine Drill 5.4, 6-13 mm..... 72
25555	Uni Abutment EV 3.0 – 2 mm..... 4, 29
25556	Uni Abutment EV 3.0 – 3 mm..... 4, 29
25557	Uni Abutment EV 3.0 – 5 mm..... 4, 29
25558	Uni Abutment EV 3.6 – 1 mm..... 6, 29
25559	Uni Abutment EV 3.6 – 2 mm..... 6, 29
25560	Uni Abutment EV 3.6 – 3 mm..... 6, 29
25561	Uni Abutment EV 3.6 – 5 mm..... 6, 29
25562	Uni Abutment EV 4.2 – 1 mm..... 8, 29, 50
25563	Uni Abutment EV 4.2 – 2 mm..... 8, 29, 50
25564	Uni Abutment EV 4.2 – 3 mm..... 8, 29, 50
25565	Uni Abutment EV 4.2 – 5 mm..... 8, 29, 50
25566	Uni Abutment EV 4.8 – 1 mm..... 10, 29, 52
25567	Uni Abutment EV 4.8 – 2 mm..... 10, 29, 52
25568	Uni Abutment EV 4.8 – 3 mm..... 10, 29, 52
25569	Uni Abutment EV 4.8 – 5 mm..... 10, 29, 52
25570	Uni Abutment EV 5.4 – 1 mm..... 12, 29
25571	Uni Abutment EV 5.4 – 2 mm..... 12, 29
25572	Uni Abutment EV 5.4 – 3 mm..... 12, 29
25573	Uni Abutment EV 5.4 – 5 mm..... 12, 29
25649	Uni Abutment EV Burnout Cylinder..... 5, 7, 9, 11, 13, 30, 51, 53
25616	Uni Abutment EV Heal Cap Ø 4.3 – 4.4 mm..... 4, 6, 8, 10, 12, 30, 50, 52
25617	Uni Abutment EV Heal Cap Ø 5.5 – 4.4 mm..... 4, 6, 8, 10, 12, 30, 50, 52
25952	Uni Abutment EV Heal Cap, kort Ø 4.3 – 3.4 mm..... 30, 50, 52
25953	Uni Abutment EV Heal Cap, kort Ø 5.5 – 3.4 mm..... 30, 50, 52
26247	Uni Abutment EV Pick-Up Ø 4.3, lång..... 4, 6, 8, 10, 12, 30, 50, 52
26245	Uni Abutment EV Pick-Up Ø 4.3, kort..... 4, 6, 8, 10, 12, 30, 50, 52
26248	Uni Abutment EV Pick-Up Ø 5.5, lång..... 4, 6, 8, 10, 12, 30, 50, 52
26246	Uni Abutment EV Pick-Up Ø 5.5, kort..... 4, 6, 8, 10, 12, 30, 50, 52
25615	Uni Abutment EV Replica..... 5, 7, 9, 11, 13, 30, 51, 53
25647	Uni Abutment EV Semi-Burnout Cylinder..... 5, 7, 9, 11, 13, 30, 51, 53
26250	Uni Abutment EV Temporary Cylinder..... 5, 7, 9, 11, 13, 30, 51, 53
26249	Uni Abutment EV Transfer..... 5, 7, 9, 11, 13, 30, 51, 53
25708	Uni Driver EV..... 29, 46
3107 1000	Washtray Astra Tech Implant System* EV..... 38

REF	sida
3107 1020	Washtray GS Astra Tech Implant System* EV..... 38, 61
26084	V-Drill EV-GS 3.6-4.2C, Ø 3.1, 6-8 mm..... 65
26085	V-Drill EV-GS 3.6-4.2C, Ø 3.1, 9-11 mm..... 65
26086	V-Drill EV-GS 3.6-4.2C, Ø 3.1, 13-15 mm..... 65
26087	V-Drill EV-GS 4.2, Ø 3.7, 6-8 mm..... 65
26088	V-Drill EV-GS 4.2, Ø 3.7, 9-11 mm..... 65
26089	V-Drill EV-GS 4.2, Ø 3.7, 13-15 mm..... 65
26090	V-Drill EV-GS 4.8C, Ø 3.7, 6-8 mm..... 65
26091	V-Drill EV-GS 4.8C, Ø 3.7, 9-11 mm..... 65
26092	V-Drill EV-GS 4.8C, Ø 3.7, 13-15 mm..... 65
26093	V-Drill EV-GS 4.8, Ø 4.3, 6-8 mm..... 65
26094	V-Drill EV-GS 4.8, Ø 4.3, 9-11 mm..... 65
26095	V-Drill EV-GS 4.8, Ø 4.3, 13-15 mm..... 65
22903	Vinkelstycke W&H WS-75 E/KM AE..... 44
24350	Vinkelstycke W&H WI-75 E/KM..... 44
25985	V – Twist Drill EV Ø 2.5, 6-13 mm..... 42
25780	V – Twist Drill EV Ø 2.5, 6-17 mm..... 42
25986	V – Twist Drill EV Ø 3.1, 6-13 mm..... 42
25781	V – Twist Drill EV Ø 3.1, 6-17 mm..... 42
25987	V – Twist Drill EV Ø 3.7, 6-13 mm..... 42
25782	V – Twist Drill EV Ø 3.7, 6-17 mm..... 42
25988	V – Twist Drill EV Ø 4.3, 6-13 mm..... 42
25783	V – Twist Drill EV Ø 4.3, 6-17 mm..... 42
25989	V – Twist Drill EV Ø 4.9, 6-13 mm..... 42
25784	V – Twist Drill EV Ø 4.9, 6-17 mm..... 42
26072	X-Drill EV-GS 3.6-4.2C, Ø 3.1/3.45, 6-8 mm..... 65
26073	X-Drill EV-GS 3.6-4.2C, Ø 3.1/3.45, 9-11 mm..... 65
26074	X-Drill EV-GS 3.6-4.2C, Ø 3.1/3.45, 13-15 mm..... 65
26075	X-Drill EV-GS 4.2, Ø 3.7/4.05, 6-8 mm..... 65
26076	X-Drill EV-GS 4.2, Ø 3.7/4.05, 9-11 mm..... 65
26077	X-Drill EV-GS 4.2, Ø 3.7/4.05, 13-15 mm..... 65
26078	X-Drill EV-GS 4.8C, Ø 3.7/4.05, 6-8 mm..... 65
26079	X-Drill EV-GS 4.8C, Ø 3.7/4.05, 9-11 mm..... 65
26080	X-Drill EV-GS 4.8C, Ø 3.7/4.05, 13-15 mm..... 65
26081	X-Drill EV-GS 4.8, Ø 4.3/4.65, 6-8 mm..... 65
26082	X-Drill EV-GS 4.8, Ø 4.3/4.65, 9-11 mm..... 65
26083	X-Drill EV-GS 4.8, Ø 4.3/4.65, 13-15 mm..... 65
25482	X – Step Drill EV Ø 2.5/2.85, 6-13 mm..... 42
25990	X – Step Drill EV Ø 2.5/2.85, 6-17 mm..... 42
25483	X – Step Drill EV Ø 3.1/3.45, 6-13 mm..... 42
25991	X – Step Drill EV Ø 3.1/3.45, 6-17 mm..... 42
25484	X – Step Drill EV Ø 3.7/4.05, 6-13 mm..... 42
25992	X – Step Drill EV Ø 3.7/4.05, 6-17 mm..... 42
25485	X – Step Drill EV Ø 4.3/4.65, 6-13 mm..... 42
25993	X – Step Drill EV Ø 4.3/4.65, 6-17 mm..... 42
25486	X – Step Drill EV Ø 4.9/5.25, 6-13 mm..... 42
25994	X – Step Drill EV Ø 4.9/5.25, 6-17 mm..... 42
25315	ZirDesign™ EV 3.6 Ø 5.5 – 1.5 mm, triangulär..... 6, 23
25316	ZirDesign™ EV 3.6 Ø 4.5 – 2.5 mm..... 6, 23
25317	ZirDesign™ EV 3.6 20° Ø 4.5 – 1.5 mm..... 6, 23
25318	ZirDesign™ EV 4.2 Ø 5.5 – 1.5 mm, triangulär..... 8, 23
25319	ZirDesign™ EV 4.2 Ø 7 – 1.5 mm, triangulär..... 8, 23
25320	ZirDesign™ EV 4.2 Ø 5.5 – 2.5 mm..... 8, 23
25321	ZirDesign™ EV 4.2 20° Ø 5.5 – 1.5 mm..... 8, 23
25322	ZirDesign™ EV 4.8 Ø 5.5 – 1.5 mm, triangulär..... 10, 23
25323	ZirDesign™ EV 4.8 Ø 7 – 1.5 mm, triangulär..... 10, 23
25324	ZirDesign™ EV 4.8 Ø 7 – 2.5 mm..... 10, 23
25325	ZirDesign™ EV 4.8 20° Ø 5.5 – 1.5 mm..... 10, 23

Guide för vridmoment för åtdragning för Astra Tech Implant System® EV

Installationsprocedur		Rekommenderat vridmoment för åtdragning
■ Implantatinstallation		Maximum 45 Ncm
■ Läckkomponenter Ex: Cover Screw EV, HealDesign EV, Healing Uni EV, Heal Cap EV		5-10 Ncm Manuellt/ lätt fingerkraft
■ Temporära lösningar - Alla nivåer Ex: TempDesign EV, Temp Abutment EV		15 Ncm
■ Permanenta distanser - Implantatnivå Ex: Atlantis Abutments, Uni Abutment EV, Angled Abutment EV, TiDesign EV, Locator EV, Ball Abutment EV, Multibase Abutment EV		25 Ncm
■ Permanenta brolösningar - Distansnivå Ex: Bridge Screw EV		15 Ncm

Förklaring av symbolerna på etiketter och bruksanvisning

 Date of manufacture	 Single use Endast för engångsbruk, får ej återanvändas.	 Consult instructions for use ifu.dentsplysirona.com Se bruksanvisningen.*
 Ansvarig tillverkare.	 Do not re-sterilize Får ej omsteriliseras.	 LOT/BATCH-nummer.
 Use by Utgångsdatum.	 GOST är ett giltigt system för kvalitetssäkring i Ryska federationen.	 Artikelnummer.
 Strålningssteriliserad.	 Produkterna i Astra Tech Implant System® är CE-märkta och uppfyller kraven i direktivet om medicinska produkter.	 Innehåller artikelnummer (GTIN-nummer, LOT nummer och antal.
 Warning: USA:s federala lagar begränsar försäljningen av denna produkt till tandläkare eller på order av dessa.	 Do not use if package is damaged Får ej användas om förpackningen är skadad.	* För att läsa pdf filer behöver du Adobe Reader. Ladda ner Adobe Reader utan kostnad på get.adobe.com/reader.

Om Dentsply Sirona Implants

Dentsply Sirona Implants erbjuder heltäckande lösningar för implantatterapiens alla faser, däribland Ankylos®, Astra Tech Implant System® och implantatserien Xive®, digital teknik som Atlantis® patientspecifika lösningar och Simplant® guidad kirurgi, Symbios® regenerativa benersättningsmaterial samt utbildningsprogram inom yrkeskompetens och affärsutveckling, som STEPPS™. Dentsply Sirona Implants skapar mervärde för tandvårdspersonal och ger förutsägbara och varaktiga implantatbehandlingsresultat som leder till förbättrad livskvalitet för patienten.

Om Dentsply Sirona

Dentsply Sirona är världens största tillverkare av tandtekniska produkter och lösningar och har under 130 år erbjudit innovativa lösningar och service till tandvårdssektorn och patienter över hela världen. Dentsply Sirona utvecklar, tillverkar och marknadsför ett heltäckande utbud av lösningar för dental och oral hälsa, liksom andra medicintekniska förbrukningsartiklar och har en stark varumärkesportfölj i världsklass. Som "The Dental Solutions Company™" erbjuder Dentsply Sirona innovativa, högkvalitativa och effektiva lösningar för avancerad patientvård som ger bättre, säkrare och snabbare tandvård. Dentsply Sironas globala huvudkontor ligger i York, Pennsylvania, USA, och det internationella huvudkontoret finns i Salzburg, Österrike. Företagets aktier är listade på amerikanska NASDAQ under symbolen XRAY.

På www.dentsplysirona.com kan du läsa mer om företaget Dentsply Sirona och dess produkter.