



The Dental Solutions Company

Um mehr zu erfahren, besuchen Sie uns online auf [dentsplysirona.com](https://www.dentsplysirona.com).

Dentsply Sirona (Schweiz) AG

Täfernweg 1

5405 Baden-Dättwil

056 483 30 40

info.ch@dentsplysirona.com

©2016 Dentsply GAC Intl.
Alle Rechte vorbehalten.

120-268-01d 05/2017

Know-how bringt
Innovation




GAC Bukkalröhrchen




Kontrolle. Präzision. Komfort.

GAC Bukkalröhrchen sind als Einfach-, Zweifach- oder Dreifachröhrchen, konvertierbar oder nicht konvertierbar, kleb- oder schweißbar, sowie in verschiedenen Verschreibungen erhältlich.



Komfort durch Konvertierbarkeit



Entscheidende Innovation durch besonderes Know-how

Know-how ist essentiell für die Entwicklung eines innovativen State-of-the-Art Produktes

Die Meinung des Endnutzers spielt eine sehr wichtige Rolle in Design und Entwicklung eines neuen Produktes. Daher haben wir Kieferorthopäden in die Planung dieses neuartigen Bukkalröhrchens miteinbezogen.

Wir konzentrierten uns darauf, zu verstehen, was Sie an Ihrem derzeitigen Bukkalröhrchen mögen und welche Verbesserungen Sie gerne sehen würden. Im Rahmen einer Feldforschung wurden Ihre Beiträge in Hunderten von Stunden gesammelt, erfasst und analysiert. Basierend auf den daraus gewonnenen Erkenntnissen sowie mithilfe der neuesten Standards in Design und

Technik beabsichtigten wir das Beste in der Kieferorthopädie verfügbare Bukkalröhrchen herzustellen. **Das Ergebnis dieses Prozesses sind die neuen GAC Bukkalröhrchen.**

Die in unserem hochmodernen Werk in Sarasota, Florida, entworfenen, entwickelten und produzierten GAC Bukkalröhrchen bieten unvergleichliche Präzision. Aufgrund des patentierten und ausgeklügelten Basisdesigns verfügen sie über ausgezeichnete Passform und hervorragende Retention.

Die mesiale trichterförmige Öffnung ermöglicht ein einfaches Einführen und freies Gleiten des Drahtbogens. Das flache Profil, die konturierten Ränder sowie das formbare Häkchen sorgen für optimalen Patientenkomfort.

„Seit langem schon war ich mit meinen Bukkalröhrchen nicht mehr zufrieden. Die Passform war sehr unterschiedlich und die richtige Platzierung oft schwierig. Nun sehe ich, dass ich mich damit nicht zufriedengeben muss. Die neuen GAC Bukkalröhrchen erfüllen alle meine klinischen Anforderungen“
- Dr. Antonino Secchi, Devon, PA



	Einfachröhrchen	Zweifachröhrchen	Dreifachröhrchen
Distaler Ausgang mit abgeschrägten Slotwänden	✓	✓	✓
Mesiale trichterförmige Öffnung	✓	✓	✓
Farbcode-ID*	✓	✓	✓
Design mit niedrigem Profil	✓	✓	✓
Flache mesial-distale Wände	✓	✓	✓
Anatomisch geformte Basis*	✓	✓	✓
Palmer-Notierung*	✓	✓	✓
Patentierter Basistextur*	✓	✓	✓
Okklusale Vertiefung an der Basis*	✓	✓	✓
Horizontale Markierungslinie	✓	✓	✓
Vertikale Markierungslinie	nur nicht-konvertierbar	✓	✓
Formbares Häkchen	✓	✓	✓
Einkerbungen als Platzierungshilfe	✓	✓	✓
Unterschnitte an den Flügeln	nur konvertierbar	✓	✓
Konvertierbare Option	✓	✓	✓

*Nur klebbar