

Das Schweizer reziproke Feilensystem

WaveOne® Gold



Aufbereitung mit der reziproken WaveOne® Gold Familie

Unsere Lösung im Überblick

WaveOne® Gold steht für eine reziproke und effiziente Aufbereitung des Wurzelkanals mit nur einer Aufbereitungsfeile. Profitieren Sie von Schweizer Qualität und Zuverlässigkeit.

Erhöhte Patientensicherheit

- Sehr widerstandsfähig gegen zyklische Ermüdung
- Reduzierte Gefahr des Einschraubens im Vergleich zu konventionell rotierenden Feilen

Grössere Bandbreite an Kanalmorphologien

- Die Gold-Technologie macht die Feile noch flexibler
- Erweitertes Feilensortiment (small, primary, medium, large)

Noch kürzere Aufbereitungszeit

- Schneidleistung auf einem neuen Level
- Die Ein-Feilen-Technik spart Zeit beim Aufbereiten zum Spülen der Wurzelkanäle

Gleitpfadfeilen



ReadySteel®

Handinstrument zur Darstellung des Kanals ISO 10 mit einem Taper von .02.



WaveOne® Gold Glider

Instrument zur Aufbereitung des Kanals ISO 15 mit einem variablen Taper von .02.

Aufbereitungsfeilen

small

ISO 20
Taper von .07



primary

ISO 25
Taper von .07



medium

ISO 35
Taper von .06



large

ISO 45
Taper von .05



Papierspitzen & Obturatoren



Schritt für Schritt Anleitung

1. Schritt:

Sondieren Sie mit dem 010 Handinstrument den Kanal.

2. Schritt:

Erweitern Sie den Gleitpfad mit dem WaveOne® Gold Glider auf 0.15mm.

3. Schritt:

Beginnen Sie die Aufbereitung mit der primary Feile in Gegenwart von Natriumhypochlorit. Lassen Sie die Feile mit leichten Druck nach innen passiv durch alle Bereiche des Kanals vordringen. Wiederholen Sie den Vorgang 2 - 3 Mal.



4. Schritt:

Beenden Sie mit der primary Feile Ihre Aufbereitung.

Ist die primary Feile zu locker?

Verwenden Sie für die Aufbereitung die medium (Apex grösser als ISO 025) oder large (Apex grösser als ISO 035) Feile.

Hinweise:

- Wir empfehlen Ihnen mit dem 010 Handinstrument den Kanal zwischen den einzelnen Schritten regelmässig zu kontrollieren, bis dieser bei erreichter Länge absolut locker ist.
- Die Aufbereitung ist beendet, wenn der apikale Bereich des Arbeitsteils mit Dentin bedeckt ist.
- Während der Aufbereitung muss der Kanal regelmässig gut gespült werden.
- Die Wiederverwendung von WaveOne® Gold Glider Feilen und WaveOne® Gold Aufbereitungsfeilen kann das Risiko einer Kreuzkontamination und eines Feilenbruchs erhöhen.
- Die WaveOne® Gold Glider Feilen und WaveOne® Gold Aufbereitungsfeilen sind nur für den Einmalgebrauch vorgesehen.

Vorteile der Einmalverwendung:

Die WaveOne® Gold Feilen sind gebrauchsfertig, steril in Blistern verpackt und können nach der Verwendung einfach entsorgt werden. Dies gestalten Ihnen den Arbeitsablauf effizienter und bequemer, da die Instrumente weder sterilisiert noch gereinigt werden müssen. Zudem verringern Sie bei Einmalgebrauch das Patientenrisiko einer Kreuzkontamination oder eines Feilenbruchs wegen Überbeanspruchung.

Schweizer Qualität im Überblick

Sichere Endodontologie - We know Endo.

Artikelnr.

Inhalt



A012D02501004

K-File Readysteel 25mm 010 (Blister à 6 Feilen)

Erklärung für Artikelnummer: A012D0 25 010 04

Sollten Sie die Feile in einer anderen Grösse wünschen, so können Sie die Artikelnummer mit den gewünschten Grössen ersetzen oder fragen Sie bei Ihrem Ansprechpartner von Dentsply Siorna.



BSTW1GG621015

WaveOne® Gold Glider 21mm (Blister à 6 Feilen)

BSTW1GG625015

WaveOne® Gold Glider 25mm (Blister à 6 Feilen)

BSTW1GG631015

WaveOne® Gold Glider 31mm (Blister à 6 Feilen)



A0756221GOS03

WaveOne® Gold small 21mm (Blister à 6 Feilen)

A0756225GOS03

WaveOne® Gold small 25mm (Blister à 6 Feilen)

A0756231GOS03

WaveOne® Gold small 31mm (Blister à 6 Feilen)



A0756221GOP03

WaveOne® Gold primary 21mm (Blister à 6 Feilen)

A0756225GOP03

WaveOne® Gold primary 25mm (Blister à 6 Feilen)

A0756231GOP03

WaveOne® Gold primary 31mm (Blister à 6 Feilen)



A0756221GOM03

WaveOne® Gold medium 21mm (Blister à 6 Feilen)

A0756225GOM03

WaveOne® Gold medium 25mm (Blister à 6 Feilen)

A0756231GOM03

WaveOne® Gold medium 31mm (Blister à 6 Feilen)



A0756221GOL03

WaveOne® Gold large 21mm (Blister à 6 Feilen)

A0756225GOL03

WaveOne® Gold large 25mm (Blister à 6 Feilen)

A0756231GOL03

WaveOne® Gold large 31mm (Blister à 6 Feilen)



A0754221G9A03

WaveOne® Gold Assortiment 21mm (Blister à 4 Feilen)

A0754225G9A03

WaveOne® Gold Assortiment 25mm (Blister à 4 Feilen)

A0754231G9A03

WaveOne® Gold Assortiment 31mm (Blister à 4 Feilen)



BSTW1GS325AST

WaveOne® Gold sequence blister 25mm
(Blister à 3 Feilen - K-File Readysteel 25mm 010, WaveOne® Gold Glider 25mm und WaveOne® Gold primary 25mm)

Artikelnr.

Inhalt



A175W00000S03

WaveOne® Gold Paper Points small (Box à 180)

A175W00000P03

WaveOne® Gold Paper Points primary (Box à 180)

A175W00000M03

WaveOne® Gold Paper Points medium (Box à 180)

A175W00000L03

WaveOne® Gold Paper Points large (Box à 180)



A175X00000S00

WaveOne® Gold Guttapercha small (Box à 60)

A175X00000P00

WaveOne® Gold Guttapercha primary (Box à 60)

A175X00000M00

WaveOne® Gold Guttapercha medium (Box à 60)

A175X00000L00

WaveOne® Gold Guttapercha large (Box à 60)



BNSGCWG500SML

GuttaCore® for WaveOne® Gold small (Blister à 5)

BNSGCWG500PRI

GuttaCore® for WaveOne® Gold primary (Blister à 5)

BNSGCWG500MED

GuttaCore® for WaveOne® Gold medium (Blister à 5)

BNSGCWG500LRG

GuttaCore® for WaveOne® Gold large (Blister à 5)



BNSGCWG625SML

WaveOne® Gold Size Verifiers small (Box à 6)

BNSGCWG625PRI

WaveOne® Gold Size Verifiers primary (Box à 6)

BNSGCWG625MED

WaveOne® Gold Size Verifiers medium (Box à 6)

BNSGCWG625LRG

WaveOne® Gold Size Verifiers large (Box à 6)



A105400000000

X-Smart IQ Starter Kit

A105410000000

X-Smart IQ Starter Kit mit WaveOne® Gold Feilen



A103200000000

X-Smart Plus



A017623000200

Thermaprep Ofen

Kontaktieren Sie uns oder Ihren Fachhändler für eine unverbindliche Beratung.

Dentsply Sirona (Schweiz) AG, Täfernweg 1, 5405 Baden-Dättwil, 056 483 30 40, info.ch@dentsplysirona.com

Dents du Midi

Ein Traum aus der Westschweiz!
Entdecken Sie eine wunderschöne
Umgebung.

Wussten Sie schon, dass auch
unsere Endo-Produkte aus der
Westschweiz kommen?

**Ihr Schweizer reziprokes
Feilensystem - WaveOne® Gold**

«Swiss made»
1 000 000 Feilen pro
Tag - hergestellt in
Ballaigues (VD)

Über 182 Jahre Expertise
in der Endodontologie

Über 800 Mitarbeiter
in der Schweiz!

