

JIŽ BRZY

Nový vylepšený systém dávkování. Nové levnější plnění míchacích hrotů.¹



Stejný skvělý materiál.

Méně odpadu. Vylepšené míchání. Snadné použití.

KLÍČOVÉ ZMĚNY SYSTÉMU:

Nové inovativní míchací hroty

- ČERVENÉ míchací hroty pro materiál s nízkou viskozitou

- MODRÉ míchací hroty pro materiál s vysokou viskozitou

- Nové levnější plnění míchacích hrotů¹

- Nová čísla míchacích hrotů

- Kompatibilní POUZE se systémem nových kartuší

Nové kartuše

- Nová barevně kódovaná kartuš

ČERVENÁ - Nízká viskozita

MODRÁ - Vysoká viskozita

- Použití se stávajícím dávkovačem

Materiál












- Žádné změny

- Stejný skvělý materiál

- Stejná čísla pro opakované objednávky




Potřebujete-li více informací, kontaktujte zástupce společnosti Dentsply Sirona

Objednací čísla pro staré míchací hroty		Objednací čísla pro nové míchací hroty		
Položka č.	Popis	USA, Kanada a Evropa	Asie, Austrálie, Nový Zéland, Východní Evropa, Společenství nezávislých států, Afrika a Latinská Amerika	Popis
<i>pro materiál s nízkou viskozitou (k nanesení přímo na zuby) XLV, LV</i>				
678212	Modrozelené míchací hroty 	778215M	778217V	ČERVENÉ míchací hroty
605.78.121	Žluté míchací hroty 			
626382	Číré intraorální míchací hroty 	626383		ČERVENÉ intraorální hroty
605.78.122	Žluté intraorální míchací hroty 			
<i>pro materiál s vysokou viskozitou (materiál do otiskovací lžice) střední, hustý, pevný a tmelící</i>				
678212	Modrozelené míchací hroty 	778213M	778216V	MODRÉ míchací hroty 
678950, 605.78.400	Dynamické míchací hroty (Modré) 	778951M	778953V	Dynamické míchací hroty
605.78.340	Dynamické míchací hroty (Žluté) 			

System dávkování pomocí nových kartuší

Může eliminovat **až 64 %** odpadu, na který jste zvyklí.²

Navíc stačí vymáčknout kontrolní vzorek (bleed) jen jednou za životnost kartuše.³



Chcete-li si prohlédnout leták v jiném jazyce, naskenujte kód.

Pour consulter ce dépliant dans une autre langue, merci de scanner le code.

Per visualizzare questo opuscolo in un'altra lingua, scansionare il codice.

Um diese Broschüre in einer anderen Sprache anzuzeigen, scannen Sie bitte den Code.

Para ver este prospecto en otro idioma, escanee el código

<https://dentsplysirona.com/NEW-Cartridge-System>

1. Při porovnání stávajícího plnění míchacího hrotu Dentsply Sirona s novým plněním míchacího hrotu

2. Při porovnání otiskovacího materiálu s nízkou viskozitou v červeném míchacím hrotu se starým modrozeleným míchacím hrotem.

3. Pouze se systémem 50mL ML780101F (6-7-21)