

KOMMER SNART

Nyt, forbedret fremføringssystem . . . Nye, billigere refills til blandingsspidser¹



Samme fortræffelige materiale

Mindre spild. Forbedret blanding. Nemt at anvende.

VÆSENTLIGE SYSTEMÆNDRINGER:

Nye, innovative blandingsspidser

- Røde blandingsspidser til materiale med lav viskositet

- Blå blandingsspidser til materiale med høj viskositet

- Nye, billigere refills¹ til blandingsspidser

- Artikelnumre for nye blandingsspidser

- KUN kompatible med det nye patronsystem

Nye patroner

- Ny farvekodet patron

RØD - Lav viskositet

BLÅ - Høj viskositet

- Bruges med eksisterende dispenser

Materiale












- Ingen ændringer

- Samme fortræffelige materiale

- Samme genbestillingsnumre




Kontakt din Dentsply Sirona-repræsentant for at få flere oplysninger

Ordrenumre for gamle blandingsspidser		Ordrenumre for nye blandingsspidser		
Artikel nr.	Beskrivelse	USA, Canada og Europa	Asien, Australien, New Zealand, Østeuropa, SNG, Afrika og Latinamerika	Beskrivelse
<i>til materiale med lav viskositet (vaskemateriale) XLV, LV</i>				
678212	Blå-grønne blandingsspidser 	778215M	778217V	RØDE blandingsspidser 
605.78.121	Gule blandingsspidser 			
626382	Klare intraorale blandingsspidser 	626383		RØDE intraorale spidser 
605.78.122	Gule, intraorale blandingsspidser 			
<i>til materiale med høj viskositet (aftryksmateriale) medium, tyktflydende, stift og putty</i>				
678212	Blå-grønne blandingsspidser 	778213M	778216V	BLÅ blandingsspidser 
678950, 605.78.400	Dynamiske blandingsspidser (Blå) 	778951M	778953V	Dynamiske blandingsspidser 
605.78.340	Dynamiske blandingsspidser (Gul) 			

Nyt system med indsprøjtning fra patron

Kan eliminere **op til 64 %** af det sædvanlige spild.²

Desuden behøver du kun at aftappe én gang i hele patronens levetid.³



Hvis du vil se denne folder på et andet sprog, skal du scanne koden.

Pour consulter ce dépliant dans une autre langue, merci de scanner le code.

Per visualizzare questo opuscolo in un'altra lingua, scansionare il codice.

Um diese Broschüre in einer anderen Sprache anzuzeigen, scannen Sie bitte den Code.

Para ver este prospecto en otro idioma, escanee el código

<https://dentsplysirona.com/NEW-Cartridge-System>

1. Når man sammenligner eksisterende Dentsply Sirona refills til blandingsspidser med nye refills til blandingsspidser

2. Når man sammenligner Dentsply Sirona aftryksmateriale med lav viskositet i den nye røde blandingsspids med den gamle blå-grønne blandingsspids.

3. Kun med 50ml Systemet ML780101F (6-7-21)