

NEUES, verbessertes Delivery-System
NEUE, kostengünstigere Mischkanülen-Nachfüllpackungen.¹



Das gleiche hervorragende Material.

Weniger Abfall. Verbessertes Mischen. Einfache Handhabung.

WICHTIGSTE SYSTEMÄNDERUNGEN:

Neue, innovative Mischkanülen

- **ROTE** Mischkanülen für Materialien mit geringer Viskosität
- **BLAUE** Mischkanülen für Materialien mit hoher Viskosität
- Neue, kostengünstigere Mischkanülen-Nachfüllpackungen¹
- Mischkanülen mit neuen Artikelnummern
- **NUR mit neuem Kartuschensystem kompatibel**

Neue Kartuschen

- Neue farbcodierte Kartusche
ROT - Geringe Viskosität
BLAU - Hohe Viskosität
- Mit Ihrem aktuellen Spender zu verwenden

Materialien

- Keine Veränderungen
- Das gleiche hervorragende Material
- Gleiche Bestellnummern für Nachbestellungen




Bitte beachten: Für kurze Zeit können sowohl alte als auch neue Kartuschensysteme auf dem Markt sein. Bitte wenden Sie sich für nähere Informationen an Ihren Ansprechpartner bei Dentsply Sirona.

Bestellnummern für alte Mischkanülen		Bestellnummern für neue Mischkanülen		
Artikel Nr.	Bezeichnung	USA, Kanada & Europa	Asien, Australien, Neuseeland, Osteuropa, GUS, Afrika & Lateinamerika	Bezeichnung
<i>für Materialien mit geringer Viskosität (Korrekturmaterial) XLV, LV</i>				
678212	Mischkanülen petrol 	778215M	778217V	Mischkanülen ROT 
605.78.121	Mischkanülen gelb 			
626382	Intraoralspitzen transparent 	626383		Intraoralspitzen ROT 
605.78.122	Intraoralspitzen gelb 			
<i>für Materialien mit hoher Viskosität (Löffelmaterial) Medium, Heavy, Rigid & Putty</i>				
678212	Mischkanülen petrol 	778213M	778216V	Mischkanülen BLAU 
678950 605.78.400	Dynamische Mischkanülen (Blau) 	778951M	778953V	Dynamische Mischkanülen 
605.78.340	Dynamische Mischkanülen (Gelb) 			

Neues Kartuschen-Delivery-System

- **Bis zu 64 %** weniger Abfall, als Sie es gewohnt sind.²
- Außerdem muss während der gesamten Lebensdauer der Kartusche nur einmal eine kleine Menge Material ausgebracht werden.³
- **Bis zu 10** Einzelkronen-Anwendungen mehr pro Kartusche²



To view this flyer in another language, please scan the code.

Pour consulter ce dépliant dans une autre langue, merci de scanner le code.

Per visualizzare questo opuscolo in un'altra lingua, scansionare il codice.

Um diese Broschüre in einer anderen Sprache anzuzeigen, scannen Sie bitte den Code.

Para ver este prospecto en otro idioma, escanee el código

<https://dentsplysirona.com/NEW-Cartridge-System>

1. Im Vergleich aktueller Dentsply Sirona Mischkanülen-Nachfüllpackungen mit neuen Mischkanülen-Nachfüllpackungen

2. Im Vergleich von Abformmaterialien geringer Viskosität von Dentsply Sirona in der neuen roten Mischkanüle gegenüber der alten petrolfarbenen Mischkanüle.

3. Nur bei 50-ml-System ML780103F (10-11-21)