

NUEVO sistema de suministro optimizado.
NUEVOS recambios de puntas mezcladoras más económicos.¹



El mismo material de gran calidad.

Menos desperdicio. Mezcladora mejorada. Fácil de usar.

MODIFICACIONES CLAVES DEL SISTEMA:

Nuevas puntas mezcladoras innovadoras

- Puntas mezcladoras de color **ROJO** para viscosidad baja
- Puntas mezcladoras de color **AZUL** para viscosidad alta
- Nuevos recambios de puntas mezcladoras más económicos¹
- Nuevos números de elementos de puntas mezcladoras
- **ÚNICAMENTE** compatible con sistema de cartucho nuevo

Nuevos cartuchos

- Nuevo cartucho codificado por color **ROJO - Viscosidad baja**
AZUL - Viscosidad alta
- Use con su actual dispensador












Material

- Sin modificaciones
- El mismo material de gran calidad.
- Mismos números para repetir el pedido




Nota: tanto el antiguo como el nuevo sistema de suministro con cartucho podrían coexistir en el mercado por un breve período.

Para obtener más información, contacte con su representante de Dentsply Sirona.

Números de pedido de puntas para mezcladoras antiguas		Números de pedido de puntas para mezcladoras nuevas		
N.º elemento	Descripción	Estados Unidos, Canadá y Europa	Asia, Australia, Nueva Zelanda, Europa Oriental, Comunidad de Estados Independientes, África y América Latina	Descripción
<i>para material de baja viscosidad (material de lavado) XLV, LV</i>				
678212	Puntas mezcladoras de color verde azulado 	778215M	778217V	Puntas mezcladoras de color ROJO 
605.78.121	Puntas mezcladoras de color amarillo 			
626382	Puntas mezcladoras intraorales transparentes 	626383		Puntas intraorales de color ROJO 
605.78.122	Puntas mezcladoras intraorales de color amarillo 			
<i>para material de alta viscosidad (material para cubetas) media, densa, rígida y masilla</i>				
678212	Puntas mezcladoras de color verde azulado 	778213M	778216V	Puntas mezcladoras de color AZUL 
678950, 605.78.400	Puntas mezcladoras dinámicas (Azul) 	778951M	778953V	Puntas mezcladoras dinámicas 
605.78.340	Puntas mezcladoras dinámicas (Amarillo) 			

Nuevo sistema de suministro con cartucho

- Puede eliminar **hasta el 64 %** de los desechos habituales.²
- Además, **solo tiene que dispensar** el material una vez durante la vida útil del cartucho.³
- **Hasta 10 aplicaciones más** de coronas unitarias por cartucho²



To view this flyer in another language, please scan the code.

Pour consulter ce dépliant dans une autre langue, merci de scanner le code.

Per visualizzare questo opuscolo in un'altra lingua, scansionare il codice.

Um diese Broschüre in einer anderen Sprache anzuzeigen, scannen Sie bitte den Code.

Para ver este prospecto en otro idioma, escanee el código

<https://dentsplysirona.com/NEW-Cartridge-System>

1. Comparación entre los recambios de puntas mezcladoras actuales con los nuevos recambios de puntas mezcladoras de Dentsply Sirona

2. Comparación entre el material de impresión de baja viscosidad de Dentsply en la nueva punta mezcladora roja y en la punta mezcladora antigua de color verde azulado.

3. Solo con el sistema de 50 ml ML780103F (10-11-21)