

# VARSTI SAADAVAL

Uus ja parem tarnesüsteem. Uued väiksema hinnaga segamisotsakute täitepakid.<sup>1</sup>



## Sama suurepärase materjal.

Vähem raiskamist. Parem segamine. Lihtne kasutada.

### SÜSTEEMI OLULISEMAD MUUDATUSED:

Uued uuenduslikud segamisotsakud

- Punased segamisotsakud väikese viskoossusega materjalile

- Sinised segamisotsakud suure viskoossusega materjalile

- Uued väiksema hinnaga segamisotsakute täitepakid<sup>1</sup>

- Uute segamisotsakute tootenumbriid

- Kokkusobiv AINULT uue kassetisüsteemiga

Uued kassetid

- Uus värvikoodiga kassett  
**PUNANE** - väike viskoossus  
**SININE** - suur viskoossus

- Kasutamiseks teie olemasoleva jaoturiga

Materjal












- Muudatusteta

- Sama suurepärase materjal

- Samad kordustellimuste numbrid




Võtke ühendust Dentsply Sirona esindajaga ja küsige lisateavet.

Vanade segamisotsakute tellimisnumbrid		Uute segamisotsakute tellimisnumbrid		
Toode #	Kirjeldus	Ameerika Ühendriigid, Kanada ja Euroopa	Aasia, Austraalia, Uus-Meremaa, Ida-Euroopa, SRÜ, Aafrika ja Ladina-Ameerika	Kirjeldus
<i>väikese viskoossusega materjalile (pesumaterjal) XLV, LV</i>				
678212	Sinakasrohelistes segamisotsakud 	778215M	778217V	PUNASED segamisotsakud
605.78.121	Kollased segamisotsakud 			
626382	Läbipaistvad suuõõnesised segamisotsakud 	626383		PUNASED suuõõnesised segamisotsakud
605.78.122	Kollased suuõõnesised segamisotsakud 			
<i>suure viskoossusega materjalile (aluse materjal) keskmine, tugev, jäik ja kitt</i>				
678212	Sinakasrohelistes segamisotsakud 	778213M	778216V	SINISED segamisotsakud 
678950, 605.78.400	Dünaamilised segamisotsakud (Sinine) 	778951M	778953V	Dünaamilised segamisotsakud
605.78.340	Dünaamilised segamisotsakud (Kollane) 			

# Uus padrunisüsteem

Võib kõrvaldada **kuni 64%** harjumuspärastest jäätmetest.<sup>2</sup>

Kasseti tööea jooksul tuleb seda õhutada vaid üks kord.<sup>3</sup>



Selle flaieri vaatamiseks teistes keeltes skannige kood.

Pour consulter ce dépliant dans une autre langue, merci de scanner le code.

Per visualizzare questo opuscolo in un'altra lingua, scansionare il codice.

Um diese Broschüre in einer anderen Sprache anzuzeigen, scannen Sie bitte den Code.

Para ver este prospecto en otro idioma, escanee el código

<https://dentsplysirona.com/NEW-Cartridge-System>

1. Võrreldes tänaseid Dentsply Sirona segamisotsakute täitepakke uute segamisotsakute täitepakkidega

2. Võrreldes Dentsply Sirona väikese viskoossusega jäljendimaterjal uutes punastes segamisotsakutes võrreldes vanade sinakasrohelist otsakutega.

3. Ainult 50 ml süsteemiga ML780101F (6-7-21)