

TULOSSA PIAN

Uusi paranneltu syöttöjärjestelmä. Uudet edullisemmat sekoituskärjet.¹



Samaa mahtavaa materiaalia.

Vähemmän jätettä. Tehokkaampaa sekoittamista. Helppokäyttöinen.

JÄRJESTELMÄN KESKEISET MUUTOKSET:

Uudet innovatiiviset sekoituskärjet

- Punaiset sekoituskärjet viskositeetiltaan alhaisille materiaaleille

- Siniset sekoituskärjet viskositeetiltaan korkeille materiaaleille

- Uudet edullisemmat sekoituskärjet¹

- Uudet sekoituskärkien tavaranimerot

- Yhteensopiva VAIN uuden patruunajärjestelmän kanssa

Uudet patruunat

- Uusi värikoodattu patruuna
PUNAINEN - alhainen viskositeetti

SININEN - korkea viskositeetti

- Käytä nykyisellä annostelijalla

Materiaali












- Ei muutoksia

- Sama mahtavaa materiaalia

- Samat uudelleentilausnumerot




Jos tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä Dentsply Sirona -edustajaasi

Vanhojen sekoituskärkien tilausnumerot		Uusien sekoituskärkien tilausnumerot		
Tavara-numero	Kuvaus	Yhdysvallat, Kanada ja Eurooppa	Aasia, Australia, Uusi-Seelanti, Itä-Eurooppa, IVY-maat, Afrikka ja Latinalainen Amerikka	Kuvaus
<i>viskositeetiltaan alhaisille materiaaleille (pesumateriaalit) XLV, LV</i>				
678212	Sinivihreät sekoituskärjet 	778215M	778217V	PUNAISET sekoituskärjet
605.78.121	Keltaiset sekoituskärjet 			
626382	Läpinäkyvät suunsisäiset sekoituskärjet 	626383		PUNAISET suunsisäiset sekoituskärjet
605.78.122	Keltaiset suunsisäiset sekoituskärjet 			
<i>viskositeetiltaan korkeille materiaaleille (tarjotinmateriaalit) keskisitkeä, raskas, jäykkä ja kitti</i>				
678212	Sinivihreät sekoituskärjet 	778213M	778216V	SINISET sekoituskärjet 
678950, 605.78.400	Dynaamiset sekoituskärjet (Siniset) 	778951M	778953V	Dynaamiset sekoituskärjet
605.78.340	Dynaamiset sekoituskärjet (Keltaiset) 			

Uusi patruunasyöttöjärjestelmä

Voi vähentää jätteen määrää **jopa 64** prosenttia totutuista määristä.²

Lisäksi sinun täytyy vuodattaa patruunaa vain kerran sen käyttöiän aikana.³



Skannaa koodi nähdäksesi tämän lehtisen eri kielellä.

Pour consulter ce dépliant dans une autre langue, merci de scanner le code.

Per visualizzare questo opuscolo in un'altra lingua, scansionare il codice.

Um diese Broschüre in einer anderen Sprache anzuzeigen, scannen Sie bitte den Code.

Para ver este prospecto en otro idioma, escanee el código

<https://dentsplysirona.com/NEW-Cartridge-System>

1. Kun nykyisiä Dentsply Sirona -sekoituskärkiä verrataan uusiin sekoituskärkiin

2. Kun uudessa punaisessa sekoituskärjessä olevaa alhaisen viskositeetin Dentsply Sirona -jäljennösmateriaalia verrataan materiaaliin, joka on vanhassa sinivihreässä sekoituskärjessä.

3. Vain 50 mL järjestelmällä ML780101F (6-7-21)