

NOUVEAU système de distribution amélioré.
NOUVELLES recharges d'embouts mélangeurs moins coûteuses.¹



Le même matériau de qualité.

Moins de déchets. Mélangeur amélioré. Facile à utiliser.

CHANGEMENTS IMPORTANTS DU SYSTÈME :

Nouveaux embouts mélangeurs innovants


- Embouts mélangeurs rouges pour matériau à faible viscosité
- Embouts mélangeurs bleus pour matériau à haute viscosité
- Nouvelles recharges d'embouts mélangeurs moins coûteuses¹
- Nouveaux numéros d'article d'embouts mélangeurs
- UNIQUEMENT compatible avec le nouveau système de cartouches

Nouvelles cartouches

- Nouvelle cartouche à code couleur **ROUGE - Faible viscosité**
BLEU - Haute viscosité
- À utiliser avec votre distributeur actuel

Matériau

- Aucun changement
- Le même matériau de qualité
- Mêmes numéros de commande




Remarque : les anciens et les nouveaux systèmes de cartouches peuvent être sur le marché pendant une courte période. Contactez votre représentant Dentsply Sirona pour plus d'informations

Numéros de commande des anciens embouts mélangeurs		Numéros de commande des nouveaux embouts mélangeurs		
Numéro d'article	Description	États-Unis, Canada et Europe	Asie, Australie, Nouvelle-Zélande, Europe de l'Est, CEI, Afrique et Amérique latine	Description
<i>pour matériau à faible viscosité (matériau fluide) XLV, LV</i>				
678212	Embouts mélangeurs sarcelles 	778215M	778217V	Embouts mélangeurs ROUGES
605.78.121	Embouts mélangeurs jaunes 			
626382	Embouts mélangeurs intra-oraux transparents 	626383		Embouts intra-oraux ROUGES 
605.78.122	Embouts mélangeurs intra-oraux jaunes 			
<i>pour matériau à haute viscosité (matériau de porte-empreinte), moyen, lourd, rigide et mastic</i>				
678212	Embouts mélangeurs sarcelles 	778213M	778216V	Embouts mélangeurs BLEUS 
678950, 605.78.400	Embouts mélangeurs dynamiques (Bleu) 	778951M	778953V	Embouts mélangeurs dynamiques 
605.78.340	Embouts mélangeurs dynamiques (Jaune) 			

Nouveau système de distribution par cartouches

- Peut éliminer **jusqu'à 64%** des déchets que vous produisez habituellement.²
- De plus, vous ne devez **effectuer qu'une seule purge** pendant toute la durée de vie de la cartouche.³
- **Jusqu'à 10 applications** supplémentaires de couronnes unitaires par cartouche²



To view this flyer in another language, please scan the code.

Pour consulter ce dépliant dans une autre langue, merci de scanner le code.

Per visualizzare questo opuscolo in un'altra lingua, scansionare il codice.

Um diese Broschüre in einer anderen Sprache anzuzeigen, scannen Sie bitte den Code.

Para ver este prospecto en otro idioma, escanee el código

<https://dentsplysirona.com/NEW-Cartridge-System>

1. Comparaison des recharges d'embouts mélangeurs actuelles de Dentsply Sirona avec les nouvelles recharges d'embouts mélangeurs

2. Comparaison du matériau d'empreinte à faible viscosité de Dentsply Sirona dans le nouvel embout mélangeur rouge avec l'ancien embout mélangeur sarcelle.

3. Uniquement avec le système 50 mL ML780103F (10-11-21)