

HAMAROSAN

Új, korszerűsített adagolórendszer. Új, olcsóbb keverőhegy-utántöltők!¹



Ugyanaz a nagyszerű anyag.

Kevesebb hulladék. Jobb keverés. Egyszerű használat.

FŐBB RENDSZERVÁLTOZÁSOK:

Új innovatív keverőhegyek

- Piros keverőhegyek alacsony viszkozitású anyagokhoz

- Kék keverőhegyek magas viszkozitású anyagokhoz

- Új, alacsonyabb költségű keverőhegy-utántöltők¹

- Új keverőhegy tételszámok

- CSAK az új patron-rendszerrel kompatibilis

Új patronok

- Új színkódolt patron

PIROS - alacsony viszkozitás
KÉK - magas viszkozitás


- Használja a jelenlegi adagolóval

Anyag












- Változatlan

- Ugyanaz a nagyszerű anyag

- Azonos újrarendelési számok




További információért forduljon a Dentsply Sirona képviselőjéhez.

Régi keverőhegyek rendelési számai		Új keverőhegyek rendelési számai		
Tétel #	Jellemzés	USA, Kanada és Európa	Ázsia, Ausztrália, Új-Zéland, Kelet-Európa, FÁK, Afrika és Latin-Amerika.	Jellemzés
<i>alacsony viszkozitású anyaghoz (mosóanyag) XLV, LV</i>				
678212	Kékeszöld keverőhegyek 	778215M	778217V	PIROS keverőhegyek 
605.78.121	Sárga keverőhegyek 			
626382	Áttetsző intraorális keverőhegyek 	626383		PIROS intraorális keverőhegyek 
605.78.122	Sárga intraorális keverőhegyek 			
<i>magas viszkozitású anyagokhoz (tálcás anyag) Középnehéz, nehéz, merev és gittes anyagokhoz</i>				
678212	Kékeszöld keverőhegyek 	778213M	778216V	KÉK keverőhegyek 
678950, 605.78.400	Dynamic keverőhegyek (Kék) 	778951M	778953V	Dynamic keverőhegyek 
605.78.340	Dynamic keverőhegyek (Sárga) 			

Új, patronos adagoló-rendszer

A megszokott veszteség **akár 64%-át** is kiküszöbölheti.²

Ráadásul a patron élettartama alatt csak egyszer kell légteleníteni.³



Ha ezt a szórólapot más nyelven szeretné megtekinteni, kérjük, olvassa be a kódot.

Pour consulter ce dépliant dans une autre langue, merci de scanner le code.

Per visualizzare questo opuscolo in un'altra lingua, scansionare il codice.

Um diese Broschüre in einer anderen Sprache anzuzeigen, scannen Sie bitte den Code.

Para ver este prospecto en otro idioma, escanee el código

<https://dentsplysirona.com/NEW-Cartridge-System>

1. A jelenlegi Dentsply Sirona keverőhegy-utántöltők és az új keverőhegy-utántöltők összehasonlításakor

2. A Dentsply Sirona alacsony viszkozitású lenyomatanyag összehasonlítása az új piros keverőhegyben és a régi kékeszöld keverőhegyben.

3. Csak az ML780101F (6-7-21) 50 ml-es rendszerrel.