

# JAU VISAI NETRUKUS

Nauja patobulinta pristatymo sistema Nauji pigesni maišymo antgalių užpildai!



## Tos pačios puikios medžiagos.

Mažiau atliekų. Geresnis maišymas. Paprasta naudoti.

### PAGRINDINIAI SISTEMOS POKYČIAI:

Nauji inovatyvūs maišymo antgaliai

- **RAUDONI** maišymo antgaliai mažo klampumo medžiagoms

- **MĒLYNI** maišymo antgaliai didelio klampumo medžiagoms

- Nauji pigesni maišymo antgalių užpildai!

- Nauji maišymo antgalių dalių numeriai

- Suderinami TIK su naująja kasečių sistema

Naujos kasetės

- Naujos spalvomis pažymėtos kasetės

**RAUDONA** - mažo klampumo

**MĒLYNA** - didelio klampumo

- Naudokite su turimu dozatoriumi

Medžiaga












- Jokių pasikeitimų

- Ta pati puiki medžiaga

- Tie patys pakartotinio užsakymo numeriai




Norėdami išsamesnės informacijos susisieki su „Dentsply Sirona“ atstovu

Senųjų maišymo antgalių užsakymo numeris		Naujų maišymo antgalių užsakymo numeris		
Gaminio Nr.	Aprašymas	JAV, Kanadai ir Europai	Azijos, Australijai, Naujajai Zelandijai, Rytų Europai, NVS, Afrikai ir Lotynų Amerikai	Aprašymas
<i>skirta mažo klampumo medžiagoms (plovimo medžiagoms) XLV, LV</i>				
678212	Žalsvai mėlyni maišymo antgaliai 	778215M	778217V	RAUDONI maišymo antgaliai 
605.78.121	Geltoni maišymo antgaliai 			
626382	Skaidrūs intraoraliniai maišymo antgaliai 	626383		RAUDONI maišymo antgaliai 
605.78.122	Geltoni intraoraliniai maišymo antgaliai 			
<i>aukšto klampumo medžiagoms (šaukšto medžiagos) vidutinėms, sunkioms, kietoms ir glaistui</i>				
678212	Žalsvai mėlyni maišymo antgaliai 	778213M	778216V	MĒLYNI maišymo antgaliai 
678950, 605.78.400	Dinamiški maišymo antgaliai (mėlyni) 	778951M	778953V	Dinamiški maišymo antgaliai 
605.78.340	Dinamiški maišymo antgaliai (geltoni) 			

# Nauja kasečių tiekimo sistema

Galite sutaupyti **iki 64 %** jums įprasto atliekų kiekio.<sup>2</sup>

Be to, kasetę nuorinti reikės tik vieną kartą per visą jos naudojimo laiką.<sup>3</sup>



Norėdami peržiūrėti šį lankstinuką kita kalba nuskenaukite kodą.

Pour consulter ce dépliant dans une autre langue, merci de scanner le code.

Per visualizzare questo opuscolo in un'altra lingua, scansionare il codice.

Um diese Broschüre in einer anderen Sprache anzuzeigen, scannen Sie bitte den Code.

Para ver este prospecto en otro idioma, escanee el código

<https://dentsplysirona.com/NEW-Cartridge-System>

1. Lyginant dabartinius „Dentsply Sirona“ maišymo antgalių užpildus su naujaisiais maišymo antgalių užpildais

2. Lyginant „Dentsply Sirona“ žemo klampumo atspaudų medžiagą naujajame raudoname maišymo antgalyje su senuoju žalsvai mėlynu maišymo antgaliu.

3. Tik su 50 ml sistema ML780101F (6-7-21)