

DRĪZUMĀ

Jauna uzlabota piegādes sistēma. Jauni, rentablāki maisīšanas uzgaļu iepakojumi.¹



Tikpat lielisks materiāls.

Mazāk atkritumu. Uzlabota maisīšana. Viegli lietojami.

GALVENĀS SISTĒMAS IZMAIŅAS:

Jauni, novatoriski maisīšanas uzgaļi

- **SARKANIE** maisīšanas uzgaļi **zemas viskozitātes materiālam**

- **ZILIE** maisīšanas uzgaļi **augstas viskozitātes materiālam**

- Jauni, rentablāki maisīšanas uzgaļu iepakojumi¹

- Jauni maisīšanas uzgaļu preču numuri

- Saderīgi TIKAI ar jauno kasetņu sistēmu

Jaunas kasetnes

- Jauna kasetne ar krāsu marķējumu

SARKANS — zema viskozitāte
ZILS — augsta viskozitāte


- Lietojiet ar pašreizējo dozatoru

Materiāls












- Bez izmaiņām

- Tikpat lielisks materiāls

- Tie paši atkārtotas pasūtīšanas numuri



Lai saņemtu sīkāku informāciju, sazinieties ar Dentsply Sirona pārstāvi

| Pasūtīšanas numuri vecajiem maisīšanas uzgaļiem | | Pasūtīšanas numuri jaunajiem maisīšanas uzgaļiem | | |
|---|--|--|--|--|
| Preces Nr. | Apraksts | ASV, Kanāda un Eiropa | Āzija, Austrālija, Jaunzēlande, Austrumeiropa, NVS, Āfrika un Latīņamerika | Apraksts |
| <i>zemas viskozitātes materiālam (mazgājamam materiālam) XLV, LV</i> | | | | |
| 678212 | Zilganzaļie maisīšanas uzgaļi  | 778215M | 778217V | SARKANIE maisīšanas uzgaļi |
| 605.78.121 | Dzeltenie maisīšanas uzgaļi  | | |  |
| 626382 | Caurspīdīgie intraorālie maisīšanas uzgaļi  | 626383 | | SARKANIE, intraorālie uzgaļi  |
| 605.78.122 | Dzeltenie, intraorālie maisīšanas uzgaļi  | | | |
| <i>augstas viskozitātes materiālam (paplātes materiālam), vidējs, īpaši izturīgs, stingrs un gēlveidīgs</i> | | | | |
| 678212 | Zilganzaļie maisīšanas uzgaļi  | 778213M | 778216V | ZILIE maisīšanas uzgaļi  |
| 678950, 605.78.400 | Dinamiskie maisīšanas uzgaļi (zilie)  | 778951M | 778953V | Dinamiskie maisīšanas uzgaļi  |
| 605.78.340 | Dinamiskie maisīšanas uzgaļi (dzeltenie)  | | | |

Jaunā kasetnes piegādes sistēma

Ierasto atkritumu daudzumu var samazināt pat **par 64%**.²

Visā kasetnes kalpošanas laikā, izspiežot nelielu daudzumu, konsistence jāpārbauda tikai vienreiz.³



Lai skatītu šo reklāmlapu citā valodā, noskenējiet kodu.

Pour consulter ce dépliant dans une autre langue, merci de scanner le code.

Per visualizzare questo opuscolo in un'altra lingua, scansionare il codice.

Um diese Broschüre in einer anderen Sprache anzuzeigen, scannen Sie bitte den Code.

Para ver este prospecto en otro idioma, escanee el código

<https://dentsplysirona.com/NEW-Cartridge-System>

1. Pašreizējie Dentsply Sirona maisīšanas uzgaļu iepakojumi salīdzinājumā ar jaunajiem maisīšanas uzgaļu iepakojumiem

2. Dentsply Sirona zemas viskozitātes nospiedumu materiālu salīdzinājums jaunajā, sarkanajā maisīšanas uzgalī un vecajā, zilganajā maisīšanas uzgalī.

3. Tikai ar 50 ml sistēmu ML780101F (6-7-21)