

BINNENKORT VERKRIJGBAAR

Nieuw verbeterd toedieningssysteem. Nieuwe goedkopere navullingen voor mengtips.¹



Hetzelfde geweldige materiaal.

Minder afval. Verbeterde menging. Gebruiksvriendelijk.

BELANGRIJKE WIJZIGINGEN IN HET SYSTEEM:

nieuwe innovatieve mengtips

- **RODE** mengtips voor materiaal met lage viscositeit

- **BLAUWE** mengtips voor materiaal met hoge viscositeit

- Nieuwe goedkopere navullingen voor mengtips¹

- Itemnummers nieuwe mengtips

- ALLEEN geschikt voor nieuw cartridgesysteem

Nieuwe cartridges

- Nieuwe cartridge met kleurcode

ROOD - lage viscositeit

BLAUW - hoge viscositeit

- Gebruik met uw huidige dispenser

Materiaal












- Geen wijzigingen

- Hetzelfde geweldige materiaal

- Dezelfde bestelnummers voor nabestellen




Neem voor meer informatie contact op met uw vertegenwoordiger van Dentsply Sirona

Bestelnummers voor oude mengtips		Bestelnummers voor nieuwe mengtips		
Itemnr.	Beschrijving	VS, Canada en Europa	Azië, Australië, Nieuw-Zeeland, Oost-Europa, GOS, Afrika en Latijns-Amerika	Beschrijving
<i>voor materiaal met lage viscositeit (wasmateriaal) XLV, LV</i>				
678212	Groenblauwe mengtips 	778215M	778217V	RODE mengtips
605.78.121	Gele mengtips 			
626382	Transparante intraorale mengtips 	626383		RODE intraorale tips
605.78.122	Gele intraorale mengtips 			
<i>voor materiaal met hoge viscositeit (lepelmateriaal) medium, zwaar, vast en putty</i>				
678212	Groenblauwe mengtips 	778213M	778216V	BLAUWE mengtips 
678950, 605.78.400	Dynamische mengtips (blauw) 	778951M	778953V	Dynamische mengtips
605.78.340	Dynamische mengtips (geel) 			

Toedieningsysteem met nieuwe cartridges

Kan **tot 64%** van het afval elimineren dat u gewend bent.²

Bovendien hoeft u maar één keer te ontlichten voor de levensduur van de cartridge.³



Scan de code om deze brochure in een andere taal te bekijken.

Pour consulter ce dépliant dans une autre langue, merci de scanner le code.

Per visualizzare questo opuscolo in un'altra lingua, scansionare il codice.

Um diese Broschüre in einer anderen Sprache anzuzeigen, scannen Sie bitte den Code.

Para ver este prospecto en otro idioma, escanee el código

<https://dentsplysirona.com/NEW-Cartridge-System>

1. Bij het vergelijken van de huidige navullingen van mengtips van Dentsply Sirona met nieuwe navullingen voor mengtips

2. Bij het vergelijken van afdruk materiaal van Dentsply Sirona met lage viscositeit in de nieuwe rode mengtip versus de oude groenblauwe mengtip.

3. Alleen met het systeem met 50 ml ML780101F (6-7-21)