

# WKRÓTCE

Nowy, lepszy system dostarczania. Nowe, tańsze, zamienne końcówki mieszające.<sup>1</sup>



## Ten sam doskonały materiał.

Mniej odpadów. Lepsze mieszanie. Łatwość użycia.

### NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W SYSTEMIE:

Nowe, innowacyjne końcówki mieszające

- CZERWONE końcówki mieszające do materiału o niskiej lepkości
- NIEBIESKIE końcówki mieszające do materiału o wysokiej lepkości
- Nowe, tańsze, zamienne końcówki mieszające.<sup>1</sup>
- Nowe numery katalogowe końcówek mieszających
- Zgodne TYLKO z nowym systemem wkładów

Nowe wkłady












- Nowe wkłady kodowane kolorami CZERWONY - niska lepkość NIEBIESKI - wysoka lepkość
- Do stosowania z obecnie używanym dozownikiem

Materiał

- Żadnych zmian
- Ten sam doskonały materiał
- Te same numery do ponownego zamawiania




Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy Dentsply Sirona.

Numery zamówieniowe starych końcówek mieszających		Numery zamówieniowe nowych końcówek mieszających		
Nr elementu	Opis	USA, Kanada i Europa	Azja, Australia, Nowa Zelandia, Europa Wschodnia, WNP, Afryka i Ameryka Łacińska	Opis
<i>do materiału o niskiej lepkości (materiał zmywalny) XLV, LV</i>				
678212	Turkusowe końcówki mieszające 	778215M	778217V	CZERWONE końcówki mieszające
605.78.121	Żółte końcówki mieszające 			
626382	Przezroczyste, wewnętrzne końcówki mieszające 	626383		CZERWONE końcówki wewnętrzne
605.78.122	Żółte, wewnętrzne końcówki mieszające 			
<i>do materiału o wysokiej lepkości (materiał do używania z tyżką) średniego, ciężkiego, sztywnego i gęstego</i>				
678212	Turkusowe końcówki mieszające 	778213M	778216V	NIEBIESKIE końcówki mieszające 
678950, 605.78.400	Dynamiczne końcówki mieszające (niebieskie) 	778951M	778953V	Dynamiczne końcówki mieszające
605.78.340	Dynamiczne końcówki mieszające (żółte) 			

# Nowy system dostarczania z wkładami

Pozwala na wyeliminowanie **do 64%** wcześniej produkowanych odpadów.<sup>2</sup>

Dodatkowo wkład wystarczy odpowietrzyć tylko raz przez cały okres eksploatacji.<sup>3</sup>



Aby wyświetlić tę ulotkę w innym języku, proszę zeskanować kod.

Pour consulter ce dépliant dans une autre langue, merci de scanner le code.

Per visualizzare questo opuscolo in un'altra lingua, scansionare il codice.

Um diese Broschüre in einer anderen Sprache anzuzeigen, scannen Sie bitte den Code.

Para ver este prospecto en otro idioma, escanee el código

<https://dentsplysirona.com/NEW-Cartridge-System>

1. Porównując obecnie używane zamiennie końcówki mieszające firmy Dentsply Sirona z nowymi końcówkami mieszającymi

2. Porównując masę wyciskową firmy Dentsply Sirona o niskiej lepkości w nowej czerwonej końcówce mieszającej ze starą turkusową końcówką mieszającą.

3. Wyłącznie z systemem 50 ml ML780101F (6-7-21)