

# Brevemente

Novo sistema de administração melhorado. Novas recargas para ponta de mistura com custos reduzidos.<sup>1</sup>



## O excelente material de sempre.

Menos desperdício. Mistura melhorada. Fácil utilização.

### PRINCIPAIS ALTERAÇÕES DO SISTEMA:

#### Novas Pontas de Mistura Inovadoras

- Pontas de mistura vermelhas para material com Baixa Viscosidade
- Pontas de mistura azuis para material com Alta Viscosidade
- Novas pontas de mistura com custos reduzidos<sup>1</sup>
- Referências das novas pontas de mistura
- APENAS compatível com o novo sistema de cartuchos

#### Novos Cartuchos












- Novo cartucho com código de cores VERMELHO - Baixa Viscosidade AZUL - Alta Viscosidade
- Use com o seu dispensador atual

#### Material

- Sem alterações
- O excelente material de sempre
- As mesmas referências de encomenda




Contacte o seu Representante da Dentsply Sirona para mais informações

Referências das Pontas de Mistura antigas		Referências das Pontas de Mistura novas		
Item n.º	Descrição	EUA, Canadá e Europa	Ásia, Austrália, Nova Zelândia, Europa de Leste, CEI, África e América Latina	Descrição
<i>para Material com Baixa Viscosidade (Material de Lavagem) XLV, LV</i>				
678212	Pontas de Mistura Verde-azuladas 	778215M	778217V	Pontas de Mistura VERMELHAS 
605.78.121	Pontas de Mistura Amarelas 			
626382	Pontas de Mistura Intraorais Transparentes 	626383		Pontas de Mistura Intraorais VERMELHAS 
605.78.122	Pontas de Mistura Intraorais Amarelas 			
<i>para Material com Alta Viscosidade (Material de Bandeja) Médio, Pesado, Rígido, e Massa</i>				
678212	Pontas de Mistura Verde-azuladas 	778213M	778216V	Pontas de Mistura AZUIS 
678950, 605.78.400	Pontas de Mistura Dinâmicas (Azul) 	778951M	778953V	Pontas de Mistura Dinâmicas 
605.78.340	Pontas de Mistura Dinâmicas (Amarelo) 			

# Novo Sistema de Administração em Cartucho

Pode eliminar **até 64%** do desperdício a que está habituado.<sup>2</sup>

Só tem de misturar uma vez durante a vida do cartucho.<sup>3</sup>



Para ver este folheto noutra idioma, digitalize o código.

Pour consulter ce dépliant dans une autre langue, merci de scanner le code.

Per visualizzare questo opuscolo in un'altra lingua, scansionare il codice.

Um diese Broschüre in einer anderen Sprache anzuzeigen, scannen Sie bitte den Code.

Para ver este prospecto en otro idioma, escanee el código

<https://dentsplysirona.com/NEW-Cartridge-System>

1. Comparando as atuais recargas para pontas Dentsply Sirona com as novas recargas para pontas

2. Comparando o material de impressão de baixa viscosidade Dentsply Sirona na nova ponta de mistura vermelha com a anterior ponta de mistura verde-azulada.

3. Apenas com o Sistema de 50mL ML780101F (6-7-21)