

SE VA LANSA ÎN CURÂND

Un nou sistem de livrare îmbunătățit. Un nou cost mai scăzut pentru reumpleri ale vârfurilor de amestecare.¹



Același material extraordinar.

Mai puține deșeuri. Amestecare îmbunătățită. Ușor de folosit.

SCHIMBĂRI ESENȚIALE ÎN CADRUL SISTEMULUI:

Vârfuri de amestecare noi și inovatoare

- vârfuri de amestecare ROȘII pentru materialele cu vâscozitate scăzută

- vârfuri de amestecare ALBASTRE pentru materiale cu vâscozitate ridicată

- un nou cost mai scăzut pentru reumpleri ale vârfurilor de amestecare¹

- numere de articol noi pentru vârfurile de amestecare

- compatibile NUMAI cu noul sistem de cartușe

Cartușe noi

- cartuș nou cu cod de culoare

ROȘU - vâscozitate scăzută
ALBASTRU - vâscozitate ridicată

- se poate folosi cu aplicatorul dumneavoastră actual

Material












- fără modificări

- același material extraordinar

- aceleași numere de repetare a comenzilor




Contactați reprezentantul dumneavoastră Dentsply Sirona pentru informații suplimentare

Numere de comandă pentru vârfuri de amestecare vechi		Numere de comandă pentru vârfuri de amestecare noi		
Nr. articol	Descriere	SUA, Canada și Europa	Asia, Australia, Noua Zeelandă, Europa de Est, CIS, Africa și America Latină	Descriere
<i>pentru materiale cu vâscozitate scăzută (materiale de spălare) XLV, LV</i>				
678212	Vârfuri de amestecare pentru acvamarin 	778215 M	778217 V	Vârfuri de amestecare pentru roșu 
605.78.121	Vârfuri de amestecare pentru galben 			
626382	Vârfuri de amestecare intraorale incolore 	626383		Vârfuri intraorale roșii 
605.78.122	Vârfuri de amestecare intraorale galbene 			
<i>pentru materiale cu vâscozitate ridicată (materiale pentru lingură) medii, grele, rigide și chituri</i>				
678212	Vârfuri de amestecare pentru acvamarin 	778213 M	778216 V	Vârfuri de amestecare albastre 
678950, 605.78.400	Vârfuri de amestecare dinamice (albastre) 	778951 M	778953 V	Vârfuri de amestecare dinamice 
605.78.340	Vârfuri de amestecare dinamice (galbene) 			

Sistem nou de livrare al cartușelor

Poate reduce cu **până la 64%** cantitatea de deșeuri cu care erați obișnuiți până acum.²

În plus, trebuie să scurgeți o singură dată pentru durata de viață a cartușului.³



Pentru a vizualiza acest prospect în altă limbă, vă rugăm să scanați codul.

Pour consulter ce dépliant dans une autre langue, merci de scanner le code.

Per visualizzare questo opuscolo in un'altra lingua, scansionare il codice.

Um diese Broschüre in einer anderen Sprache anzuzeigen, scannen Sie bitte den Code.

Para ver este prospecto en otro idioma, escanee el código.

<https://dentsplysirona.com/NEW-Cartridge-System>

1. Când comparați reumplerile actuale pentru vârful de amestecare Dentsply Sirona cu reumplerile noi pentru vârful de amestecare

2. Când comparați materialele de malaj cu vâscozitate scăzută Dentsply Sirona din vârful de amestecare roșu nou față de vârful de amestecare acvamarin vechi.

3. Numai cu sistemul ML780101F (6-7-21) de 50 ml