

UŽ ČOSKORO

Nový vylepšený systém dodávok. Nové a lacnejšie náplne do miešacích špičiek.¹



Rovnaký skvelý materiál.

Menej odpadu. Zlepšené miešanie. Jednoduché použitie

HLAVNÉ ZMENY SYSTÉMU

Nové inovatívne miešacie špičky

- ČERVENÉ miešacie špičky pre nízkoviskózný materiál
- MODRÉ miešacie špičky pre materiál s vysokou viskozitou
- Nové a lacnejšie náplne do miešacích špičiek¹
- Nové a lacnejšie náplne do miešacích špičiek
- Kompatibilné IBA s novým kazetovým systémom

Nové kazety












- Nové farebné označovanie kaziet
ČERVENÁ - nízka viskozita
MODRÁ - vysoká viskozita
- Váš súčasný dávkovač môžete používať

Materiál

- Nezmenené
- Rovnaký skvelý materiál
- Rovnaké čísla pre budúce objednávky




Viac informácií Vám poskytne zástupca spoločnosti Dentsply Sirona

Objednávacie čísla starých miešacích špičiek		Objednávacie čísla nových miešacích špičiek		
Č. položky	Opis	USA, Kanada, a Európa	Ázia, Austrália, Nový Zéland, východná Európa, Spoločenstvo nezávislých štátov, Afrika a Latinská Amerika	Opis
<i>nízko viskózneho materiálu (odtlakový materiál) XLV, LV</i>				
678212	Tyrkysové miešacie špičky 	778215M	778217V	ČERVENÉ miešacie špičky
605.78.121	Žlté miešacie špičky 			
626382	Priehľadné intraorálne miešacie špičky 	626383		ČERVENÉ intraorálne špičky 
605.78.122	Žlté intraorálne miešacie špičky 			
<i>pre vysokoviskózný materiál (materiál na tvorbu násad) stredný, ťažký, tuhý a tmelový</i>				
678212	Tyrkysové miešacie špičky 	778213M	778216V	MODRÉ miešacie špičky 
678950, 605.78.400	Dynamické miešacie špičky (Modré) 	778951M	778953V	Dynamické miešacie špičky 
605.78.340	Dynamické miešacie špičky (Žlté) 			

Nový kazetový systém dodávania

Eliminuje **až 64 %** doposiaľ vznikajúceho odpadu.²

Navyše, kazetu stačí odvzdušniť len raz počas jej životnosti.³



Ak si chcete tento leták prečítať v inom jazyku, naskenujte kód.

Pour consulter ce dépliant dans une autre langue, merci de scanner le code.

Per visualizzare questo opuscolo in un'altra lingua, scansionare il codice

Um diese Broschüre in einer anderen Sprache anzuzeigen, scannen Sie bitte den Code.

Para ver este prospecto en otro idioma, escanee el código

<https://dentsplysirona.com/NEW-Cartridge-System>

1. Pri porovnaní súčasných náplní miešacích špičiek Dentsply Sirona s novými náplňami miešacích špičiek

2. Pri porovnaní odtlačkového nízkoviskózneho materiálu Dentsply Sirona v novej červenej miešacej špičke so starou tyrkysovou miešacou špičkou.

3. Iba s 50 ml systémom ML780101F (6-7-21)