

YAKINDA

Yeni geliştirilmiş dağıtım sistemi. Yeni düşük maliyetli yedek karıştırma uçları.¹



Aynı harika malzeme.

Daha az atık. İyileştirilmiş karışım. Kullanımı kolay.

ÖNEMLİ SİSTEM DEĞİŞİKLİKLERİ:

Yeni Yenilikçi Karıştırma Uçları

- Düşük Viskoziteli malzemeler için kırmızı karıştırma uçları

- YÜKSEK Viskoziteli malzemeler için mavi karıştırma uçları

- Yeni düşük maliyetli yedek karıştırma uçları¹

- Yeni karıştırma ucu ürün numaraları

- SADECE yeni kartuş sistemiyle uyumludur


Yeni Kartuşlar

- Yeni renk kodlu kartuş
KIRMIZI - Düşük Viskozite
MAVİ - Yüksek Viskozite












- Mevcut dispenserinizle kullanın

Malzeme İçeriği

- Değişiklik yok
- Aynı harika malzeme
- Aynı tekrar sipariş numaraları



[Daha fazla bilgi için Dentsply Sirona Temsilcinizle iletişime geçin](#)

Eski Karıştırma Uçları için Sipariş Numaraları		Yeni Karıştırma Uçları için Sipariş Numaraları		
Ürün #	Açıklama	ABD, Kanada ve Avrupa	Asya, Avustralya, Yeni Zelanda, Doğu Avrupa, BDT, Afrika ve Latin Amerika	Açıklama
<i>Düşük Viskoziteli Malzemeler için (Yıkama Malzemesi) XLV, LV</i>				
678212	Deniz Mavisi Karıştırma Uçları 	778215M	778217V	KIRMIZI Karıştırma Uçları
605.78.121	Sarı Karıştırma Uçları 			
626382	Şeffaf İntraoral Karıştırma Uçları 	626383		KIRMIZI İntraoral Uçları
605.78.122	Sarı İntraoral Karıştırma Uçları 			
<i>Yüksek Viskoziteli Malzemeler için (Ölçü Kaşığı Malzemesi) Orta, Yoğun, Sert & Silikon Ölçü Maddesi</i>				
678212	Deniz Mavisi Karıştırma Uçları 	778213M	778216V	MAVİ Karıştırma Uçları 
678950, 605.78.400	Dinamik Karıştırma Uçları (Mavi) 	778951M	778953V	Dinamik Karıştırma Uçları
605.78.340	Dinamik Karıştırma Uçları (Sarı) 			

Yeni Kartuş Dağıtım Sistemi

Alıştığınız atıkların **%64'e kadarını** ortadan kaldırabilir.²

Ayrıca, kartuşu ömrü boyunca yalnızca bir kez boşaltmanız yeterlidir.³

%64'e Kadar Daha Az Atık*

•Daha Kısa Uç

Dahili Konfor
Döner Kanatlı

İyileştirilmiş karışım kalitesi
Karıştırma Küpü Teknolojili

**İyileştirilmiş Karışım Kalitesi,
Daha Homojen Karışım**
Stonehenge Karıştırma
Haznesi Teknolojili. Baştan
sona doğru karışım elde
etmenizi sağlar

Basit ve Sezgisel Montaj Sistemi
Hizalama pimli

Daha Az Çapraz Kontaminasyon;
Hizalama Pimi, A/B
kontaminasyonunu önlemeye
yardımcı olur.

Orijinallik Mührü
Dört bağlantılı

Renk Kodlu Plaka
Kartuş üzerinde kalır

5:1 Kartuşlar için
Süngü Halkasına
Gerek Duyulmaz



Bu broşürü başka bir dilde görüntülemek için lütfen kodu tarayın.

Pour consulter ce dépliant dans une autre langue, merci de scanner le code.

Per visualizzare questo opuscolo in un'altra lingua, scansionare il codice.

Um diese Broschüre in einer anderen Sprache anzuzeigen, scannen Sie bitte den Code.

Para ver este prospecto en otro idioma, escanee el código

<https://dentsplysirona.com/NEW-Cartridge-System>

1. Mevcut Dentsply Sirona yedek karıştırma uçları, yeni yedek karıştırma uçlarıyla karşılaştırıldığında

2. Dentsply Sirona'nın düşük viskoziteli ölçü maddesi kullanılarak yeni kırmızı karıştırma ucu, eski deniz mavisi karıştırma ucuyla karşılaştırıldığında.

3. Sadece 50ml Sistemle ML780101F (6-7-21)