

El nuevo software Sirona Connect 4.5 perfecciona la impresión digital para la consulta y el laboratorio

Desde sus inicios, Sirona Connect ha sido sinónimo de cómoda impresión digital intraoral en la consulta del odontólogo y de su transferencia rápida y segura al laboratorio dental. Todo ello con creciente éxito: hasta el año 2016, se fabricaron más de un millón de restauraciones dentales a través de Sirona Connect. Dentsply Sirona amplía ahora la herramienta de comunicación digital más importante de conexión con el laboratorio gracias a la actualización 4.5. del software Sirona Connect. Las prestaciones adicionales de software y las nuevas funciones del portal ofrecen ventajas para el odontólogo y el técnico dental.

Bensheim/Salzburgo, 10 de octubre de 2017. El número de impresiones digitales intraorales en la consulta aumenta de forma continua. Cada vez son más los usuarios de la consulta y del laboratorio que usan Sirona Connect para la transmisión de los datos de impresión al laboratorio dental. De esta forma, los odontólogos ofrecen a sus pacientes un concepto de consulta moderna, gracias al escaneado intraoral, a la impresión rápida y cómoda y al proceso de tratamiento, en general más rápido. El laboratorio dental se beneficia de Sirona Connect con conexión directa a la consulta y la transmisión rápida y segura de los datos de la impresión digital y los datos del encargo. Además, con Sirona Connect, la consulta y el laboratorio se garantizan un ahorro de tiempo considerable gracias al intercambio inmediato de información, incluso durante la sesión con el paciente.

Software Sirona Connect 4.5 con funciones ampliadas

Con la nueva herramienta de análisis de color, Shade Detection para CEREC Omnicam, el software Sirona Connect actual analiza el escaneado e indica el color del diente en forma de VITA* Classic o VITA* 3D Master. Esta función ayuda a los usuarios a la hora de seleccionar el color adecuado para la restauración.

Para obtener aún más flexibilidad, se pueden realizar impresiones digitales intraorales de todos los sistemas de implantes de Dentsply Sirona y terceros, así como usar diferentes cuerpos de escaneado. El software Sirona Connect 4.5. permite además exportar libremente en la consulta el escaneado de los datos del modelo al formato STL para la transmisión directa al software CAD del laboratorio.

Otra de las ampliaciones resulta interesante para los laboratorios con Sirona Connect. Por primera vez tienen la posibilidad de crear un perfil propio del laboratorio en el portal Sirona Connect y mostrar de forma personalizada las propuestas de fechas, los materiales, los grados de

Contacto de prensa

Marion Par-Weixlberger
Director Corporate Communications
and Public Relations
Sirona Straße 1
5071 Wals bei Salzburg, Austria
T +43 (0) 662 2450-588
F +43 (0) 662 2450-540
marion.par-weixlberger@dentsplysirona.com

SOBRE DENTSPLY SIRONA:

Dentsply Sirona es el mayor fabricante del mundo de productos dentales y tecnologías para profesionales, con una trayectoria de 130 años en innovación y servicio a la industria dental y a los pacientes a nivel mundial. Dentsply Sirona desarrolla, fabrica y comercializa una amplia gama de soluciones que abarcan productos dentales y de salud bucodental así como otros productos sanitarios consumibles bajo una sólida cartera de marcas de categoría mundial. Como The Dental Solutions Company, los productos de Dentsply Sirona ofrecen soluciones innovadoras, efectivas y de alta calidad para impulsar el cuidado del paciente y practicar una odontología de mejor calidad, más segura y más rápida. La sede global de Dentsply Sirona está ubicada en York, Pensilvania, y la sede internacional, en Salzburgo, Austria. Las acciones de la empresa cotizan en el NASDAQ de Estados Unidos con el símbolo XRAY.

Visite www.dentsplysirona.com para obtener información sobre Dentsply Sirona y sus productos.

perfeccionamiento, las prestaciones especiales y demás. De esta forma, los odontólogos que utilicen Sirona Connect obtienen una visión general óptima y orientada al cliente sobre el abanico de prestaciones y ahorran tiempo durante la solicitud al laboratorio.

El nuevo software Sirona Connect 4.5 está disponible de forma gratuita para los usuarios de Sirona Connect con CEREC Omnicam, CEREC Bluecam y APOLLO DI mediante actualización automática o como descarga en www.dentsplysirona.com. *Debido a los plazos de certificación y registro, no todos los productos están disponibles inmediatamente en todos los países.*

*VITA es una marca registrada propiedad de VITA Zahnfabrik H. Rauter & Co. KG, Bad Säckingen

MATERIAL ILUSTRATIVO

Disponible en la página web para su [> descarga](#).



Fig. 1: Con la última versión del software Sirona Connect 4.5 se amplían las posibilidades de la impresión digital para la consulta y el laboratorio.

