

La nueva solución Endo: rendimiento ilimitado con ProTaper Ultimate

Dentsply Sirona presenta ProTaper Ultimate, una solución que combina la última generación de limas ProTaper, una desinfección mejorada y una obturación específica que funciona a la perfección. Este sistema está diseñado específicamente para profesionales clínicos que llevan a cabo con frecuencia procedimientos de endodoncia y desean ampliar la gama de tratamientos anatómicos que ofrecen a sus pacientes. Como solución completa, ProTaper Ultimate incluye limas, puntas de papel absorbente, puntas de gutapercha Conform Fit, y se lanza conjuntamente con un sellador de próxima generación, el cemento sellador biocerámico AH Plus. Cuenta con una serie de Slider-Shaper-Finishers para cubrir una amplia gama de situaciones anatómicas, una mejora del 25 % en la eficacia de limpieza y obturación con un ajuste ideal en todas las aplicaciones.

Charlotte, 17 de enero de 2022. Con los avances en el tratamiento de la endodoncia, los dentistas permiten a los pacientes mantener sus dientes naturales durante muchos años; lo ideal sería durante toda la vida. Esto hace que sea aún más importante contar con un conjunto completo de productos que puedan ayudar a garantizar el éxito, desde el tratamiento del conducto radicular hasta la restauración. Desde su primera introducción hace 20 años, cada generación de ProTaper de Dentsply Sirona ha sido sinónimo de un método de preparación fiable y predecible que permite excelentes resultados clínicos para pacientes de todo el mundo.

Con ProTaper Ultimate, Dentsply Sirona presenta ahora un sistema de cuarta generación impulsado por la tecnología. El concepto de tratamiento se basa en tres pilares: el moldeado, la limpieza 3D y el relleno de los sistemas de conductos radiculares. La secuencia estándar del pilar de modelado incluye tres tipos de limas: concretamente, slider, shaper y finishers. Estas limas con características específicas están diseñadas para preparar de forma segura una gama completa de anatomía de la endodoncia. Hay nuevas limas auxiliares disponibles para conductos más grandes y rectos y todas las limas están disponibles para la preparación tanto mecánica como manual.

ProTaper Ultimate ofrece amplias opciones: el pilar de limpieza se centra en eliminar la pulpa, las bacterias, los restos y la descomposición de los productos, cuando están presentes. Para facilitar la limpieza, una cánula de polímero altamente flexible con un canal de flujo apical bífido puede administrar solución de irrigación profundamente en la porción apical de la preparación de manera segura. Con un conducto lleno de líquido, es posible intercambiar un reactivo de la elección del profesional clínico, tanto en la parte instrumentable y no instrumentable del espacio del conducto radicular, utilizando el novedoso SmartLite Pro EndoActivator,

Contacto de prensa

Anna Bruns
Senior Corporate Communications
Manager
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim, Germany
T +49 (0) 6251 16-2293
anna.bruns@dentsplysirona.com

Tina Asbach
Edelman GmbH
Schöneberger Straße 15
10963 Berlin, Deutschland
T +49 (0) 30 2218290-19
dentsplysirona@edelman.com
www.edelman.com

Marion Par-Weixlberger
Vice President Public Relations &
Corporate Communications
Sirona Straße 1
5071 Wals bei Salzburg, Austria
T +43 (0) 662 2450-588
F +43 (0) 662 2450-540
marion.par-weixlberger@dentsplysirona.com

Sobre Dentsply Sirona

Dentsply Sirona es el mayor fabricante del mundo de productos dentales y tecnologías para profesionales, con una trayectoria de más de un siglo en innovación y servicio a la industria dental y a los pacientes a nivel mundial. Dentsply Sirona desarrolla, fabrica y comercializa una amplia gama de soluciones que abarcan productos dentales y de salud bucodental así como otros productos sanitarios consumibles bajo una sólida cartera de marcas de categoría mundial. Los productos de Dentsply Sirona ofrecen soluciones innovadoras, efectivas y de alta calidad para impulsar el cuidado del paciente y practicar una odontología de mejor calidad y más segura. La sede social de Dentsply Sirona está ubicada en Charlotte, North Carolina. Las acciones de la empresa cotizan en el NASDAQ de Estados Unidos con el símbolo XRAY.

Visite www.dentsplysirona.com para obtener información sobre Dentsply Sirona y sus productos.

que se lanzará en los próximos meses. La plataforma SmartLite Pro ofrece tres accesorios: la lámpara de polimerización SmartLite Pro, el transiluminador y el EndoActivator. Por último, el pilar de la obturación permitirá a los dentistas rellenar y sellar con éxito el sistema de conductos radiculares gracias a un moldeado y limpieza predecibles. La solución ProTaper Ultimate también incluye puntas de gutapercha específicas basadas en el concepto y la tecnología Conform Fit. Utilizado juntamente con una punta de gutapercha Conform Fit, el nuevo cemento sellador biocerámico AH Plus ayudará a garantizar el relleno de los sistemas de conductos radiculares en los que el sellador se adhiere a las paredes de la dentina limpia para garantizar la curación.

"Desde sus inicios hace tantos años, nuestros pensamientos siempre han ido en la dirección de la mejora continua", comenta el Dr. Clifford Ruddle, endodoncista y uno de los inventores de ProTaper Ultimate, desde Santa Bárbara, EE. UU. "ProTaper Ultimate ha sido diseñado para ofrecer confianza y previsibilidad tanto al profesional clínico como al paciente. Este completo sistema de limas equilibra la seguridad y la eficacia a la hora de preparar conductos, desde los sencillos hasta los grandes y abiertos, o que presentan curvaturas y recurvaturas complicadas".

Fijación de una nueva agenda para la endodoncia

"En el pasado, las propias limas fijaban principalmente la agenda de la endodoncia", explica Greg Sheehan, Vice President Global Endodontics Procedure de Dentsply Sirona. "Con la solución ProTaper Ultimate, ahora nos centramos más en todo el proceso de tratamiento, en el que los pasos y los detalles están coordinados entre sí con precisión. Esto simplifica el tratamiento en sí, ahorra tiempo y ofrece al usuario la certeza de que cada paso del procedimiento se implementará con éxito".

Las puntas maestras ProTaper Ultimate, Conform Fit y el sellador biocerámico AH Plus están disponibles a partir de ahora.

Más información acerca de ProTaper Ultimate en:

www.dentsplysirona.com/protaperultimate

IMÁGENES

disponibles en la página web para su [> descarga](#).



Fig. 1: ProTaper Ultimate es la cuarta generación del sistema flexible de limas para endodoncia de Dentsply Sirona con las puntas de papel absorbente ProTaper-Ultimate, el cemento biocerámico AH-Plus, la lima manual Protaper-Ultimate y las puntas de gutapercha ProTaper-Ultimate (de arriba hacia abajo).




Fig. 2: La solución ProTaper Ultimate incluye todos los componentes, desde la lima hasta la obturación, que se coordinan entre sí.




Fig 3: El Dr. Clifford Ruddle, endodoncista de Santa Bárbara, EE. UU., está convencido de que ProTaper Ultimate ampliará aún más las opciones de tratamiento.



Fig 4: Greg Sheehan, Vice President Global Endodontics Procedure de Dentsply Sirona: "Con ProTaper Ultimate, el enfoque está claramente en el flujo de trabajo, que se convierte en sencillo y predecible con esta solución".

