

Dentsply Sirona Implants presenta dos innovaciones en la implantología dental —Azento y Acuris

Azento y Acuris, dos nuevas soluciones revolucionarias de Dentsply Sirona Implants que ahora están disponibles en Europa, ayudan a los profesionales de la implantología dental con una de sus indicaciones más habituales: el reemplazo de un solo diente.

Colonia, 15 de marzo de 2019. Dentsply Sirona Implants, desde su base de ciencia e innovación, lleva lo último en implantología dental a IDS, la mayor feria odontológica del mundo, que se celebra en Colonia, Alemania. Las innovaciones se han desarrollado alrededor de sistemas de implantes bien documentados y clínicamente probados —Astra Tech Implant System, Ankylos y Xive— que proporcionan soluciones funcionales y estéticas a largo plazo para muchas situaciones clínicas y pacientes de todo el mundo.

"Cuando desarrollamos nuevas soluciones de terapia con implantes, es importante que satisfagan las necesidades clínicas de los profesionales dentales. Estamos encantados de estar aquí en IDS para mostrar a la comunidad dental cómo Azento y Acuris pueden ampliar las fronteras de la implantología dental y cómo nuestras soluciones de implantes, probadas e innovadoras, marcan realmente la diferencia. Con nuestras soluciones, los equipos clínicos y de laboratorio pueden resolver los retos que se presentan cada día", afirma Gene Dorff, el recientemente nombrado vicepresidente del grupo Dentsply Sirona Implants.

Azento: agilizar el flujo de trabajo con implantes

Azento es la solución más reciente de flujo de trabajo digital con implantes de Dentsply Sirona Implants, que optimiza la planificación, la adquisición y la entrega de implantes para el reemplazo de dientes únicos. Para el clínico, esta solución para implantes personalizada aumenta la comodidad, se conecta de manera sencilla y eficaz con los laboratorios cualificados y ofrece resultados uniformes y excelentes a los pacientes.

El clínico escanea al paciente y carga el pedido. A continuación, recibe un plan de tratamiento digital, preciso y personalizado, que se basa en los escaneados digitales del paciente enviados a través del portal de gestión de casos Azento. Tras la aprobación del plan de tratamiento de Azento, se entregan directamente en su clínica todos los componentes y los instrumentos necesarios para completar el tratamiento con implantes, incluidos una guía quirúrgica, un implante dental (Astra Tech Implant System o Xive) y un pilar de cicatrización personalizado.

El portal de gestión de casos Azento, entonces, permite cargar fácilmente los archivos básicos necesarios para que los socios de laboratorio creen restauraciones definitivas personalizadas sin necesidad de escanear los casos. Este flujo de trabajo digital

Contacto de prensa

Global

Kerstin Wettby
Directora ejecutiva
Comunicación de marketing global y relaciones públicas

Dentsply Sirona Implants
Aminogatan 1
SE-43121 Mölndal, Suecia
Teléfono: +46 705 16 32 02
kerstin.wettby@dentsplysirona.com

Acerca de Dentsply Sirona Implants

Dentsply Sirona Implants ofrece soluciones completas para todas las fases del tratamiento con implantes, incluidas las líneas de implantes Ankylos®, Astra Tech Implant System® y Xive®, tecnologías digitales como las soluciones CAD/CAM Atlantis® específicas para cada paciente y la cirugía guiada Simplant®, soluciones regeneradoras Symbios® y programas de desarrollo profesional y empresarial, como STEPPS™. Dentsply Sirona Implants crea valor para los profesionales dentales y ofrece unos resultados predecibles y duraderos de los tratamientos con implantes, lo que mejora la calidad de vida de los pacientes.

Acerca de Dentsply Sirona

Dentsply Sirona es el mayor fabricante del mundo de productos y tecnologías dentales profesionales, con 130 años de historia de innovación y servicio al sector dental y a pacientes de todo el mundo. Dentsply Sirona desarrolla, fabrica y comercializa una completa oferta de soluciones, incluidos productos dentales y de salud bucal, así como otros dispositivos médicos consumibles en un sólido portfolio de marcas de primer nivel.

Al ser The Dental Solutions Company™, los productos de Dentsply Sirona aportan soluciones innovadoras, de alta calidad y efectivas para mejorar la asistencia a los pacientes y ofrecer una odontología mejor, más segura y más rápida. La sede mundial de Dentsply Sirona se encuentra situada en York, Pennsylvania, Estados Unidos, y la sede internacional en Salzburgo, Austria. La empresa cotiza en el índice NASDAQ de Estados Unidos, con el símbolo XRAY. Visite www.dentsplysirona.com para obtener más información sobre Dentsply Sirona y sus productos.

mejora la eficacia y la capacidad de proporcionar restauraciones de calidad.

Con Azeno, Dentsply Sirona Implants aprovecha las posibilidades de la odontología digital para ofrecer una solución de implantes ágil y personalizada, que ofrece ventajas y excelentes resultados al clínico, al laboratorio y, lo más importante, al paciente.

Acuris: la retención, redefinida

Acuris representa lo mejor de dos mundos: una retención removible para el dentista, pero fija para el paciente. Acuris se basa en un concepto conométrico, que emplea la fricción en lugar de un tornillo o cemento para fijar la corona y el casquillo al pilar en la parte protésica definitiva del tratamiento con implantes. Tras su lanzamiento para Ankylos, ahora está disponible para Astra Tech Implant System y Xive.

Esta nueva solución ahorra tiempo, mejora la predictibilidad y garantiza resultados finales de alta calidad en la clínica, al mismo tiempo que mejora el flujo de trabajo en el laboratorio. Con Acuris, colocar la corona definitiva lleva segundos, en lugar de minutos: solo es necesario hacer clic una vez para colocar la corona con la herramienta de fijación exclusiva. Otras ventajas son la reducción del riesgo de complicaciones y un mantenimiento más fácil.

Estudios de I+D han demostrado que la conexión conométrica de las muestras probadas mantiene la estabilidad a lo largo del tiempo con carga cíclica, sin que se haya detectado ningún efecto de desgaste. Por otro lado, Acuris y el modo conométrico de retención puede soportar las fuerzas laterales que se estima que se producirán principalmente en la región anterior (incisivos).

Acuris incluye pilares con distintas angulaciones, está disponible para los tres sistemas de implantes de Dentsply Sirona Implants —Ankylos, Astra Tech Implant System y Xive— y se puede utilizar en todas las posiciones de la boca.

Debido a los distintos plazos de homologación y registro, no todos los productos y tecnologías estarán disponibles de forma simultánea en todos los países.



IMÁGENES

Disponible para > [descargar](#) en el sitio web.



Fig. 1: Azento es una solución de flujo de trabajo digital que optimiza la planificación, la adquisición y la entrega de implantes para el reemplazo de dientes únicos.



Fig. 2: Acuris se basa en un concepto conométrico que emplea la fricción en lugar de un tornillo o cemento para fijar la corona y el casquillo al pilar en la parte protésica definitiva del tratamiento con implantes.

