



















Harmonized Symbols	Title
	<p>Consult Instructions for use</p> <p>Indicates the need for the user to consult the instructions for use and may have a url where the electronic instructions for use (eIFU) and symbols glossary can be found.</p>
	<p>Manufacturer</p> <p>This symbol is accompanied by the name and address of the medical device manufacturer.</p>
	<p>Date of Manufacture</p> <p>Indicates the date when the medical device was manufactured. Date format: YYYY-MM-DD</p>
	<p>European conformity (CE) mark for Class I medical devices</p>
	<p>European conformity (CE) mark with Notified Body identification number for Class IIa, IIb, III medical devices</p> <p>Notified Body No. 0123: TÜV SÜD Product Service GmbH, Germany</p>
	<p>Authorized representative in the European Community</p> <p>This symbol is accompanied by the name and address of the authorized representative in the European community.</p>
	<p>Do not re-use</p> <p>Indicates a medical device that is intended for one use, or for use on a single patient during a single procedure</p>
	<p>Lot number</p> <p>Indicates the manufacturer's batch code so that the batch or lot can be identified.</p>
	<p>Catalog number</p> <p>Indicates the manufacturer's catalog number so that the medical device can be identified.</p>

	<p>Keep away from sunlight</p> <p>Indicates a medical device that needs protection from light sources.</p>
	<p>Temperature limit</p> <p>Indicates the temperature limits to which the medical device can be safely exposed.</p>
	<p>Upper limit of temperature</p> <p>Indicates the upper limit of temperature to which the medical device can be safely exposed.</p>
	<p>Lower limit of temperature</p> <p>Indicates the lower limit of temperature to which the medical device can be safely exposed.</p>
	<p>Use By / Expiration Date</p> <p>Indicates the date after which the medical device is not to be used. Date format: YYYY-MM-DD</p>
	<p>Caution / Warning</p> <p>Indicates the need for the user to consult the instructions for use for important cautionary information such as warnings and precautions that, for a variety of reasons, cannot be presented on the medical device itself.</p>
	<p>Prescription use only</p> <p>Indicates that the product is only available via prescription from a qualified medical or dental professional. Additionally, this symbol replaces the need to add “CAUTION: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a licensed dentist or physician” as required by the US FDA.</p>
	<p>Serial number</p> <p>Indicates the manufacturer’s serial number so that a specific medical device can be identified.</p>
	<p>Contains or presence of natural rubber latex</p> <p>Indicates the presence of natural rubber or dry natural rubber latex as a material of construction within the medical device or the packaging of a medical device.</p>

Non-Harmonized Symbols	Title		
QTY	ENG	Quantity	This symbol indicates the quantity of product included in the package.
	ESP	Cantidad	Este símbolo indica la cantidad de producto incluida en el paquete.
	POR	Quantidade	Este símbolo indica a quantidade de produto contida na embalagem.
	FRA	Quantité	Ce symbole indique le nombre de produits que contient l'emballage.
	ITA	Quantità	Questo simbolo indica la quantità di prodotto inclusa nella confezione.
	DEU	Menge	Dieses Symbol gibt die Menge der in diesem Paket enthaltenen Produkte an.
	DUT	Hoeveelheid	Dit symbool geeft de hoeveelheid aan van de in de verpakking opgenomen producten.
	NOR	Antall	Dette symbolet angir antallet produkter inkludert i pakningen.
	DAN	Antal	Dette symbol betegner produktmængden i pakken.
	HUN	Mennyiség	Ez a szimbólum jelzi a csomagban foglalt termékek mennyiségét.
	CZE	Množství	Tento symbol značí, jaké množství výrobku obsahuje balení.
	POL	Ilość	Ten symbol wskazuje ilość produktu zawartego w opakowaniu.
	SWE	Antal	Denna symbol anger antal produkter i förpackningen.
	GRE	Ποσότητα	Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει την ποσότητα του προϊόντος που περιλαμβάνεται στη συσκευασία.
	ROM	Cantitate	Acest simbol precizează cantitatea de produs inclusă în pachet.
	CRO	Količina	Ovaj simbol označava količinu proizvoda uključen u pakiranje.
SLO	Množstvo	Tento symbol udáva množstvo výrobkov obsiahnutých v balení.	
MD	ENG	Medical Device	This symbol indicates that the product is a medical device.
	ESP	Dispositivo médico	Este símbolo indica que el producto es un dispositivo médico.
	POR	Dispositivo médico	Este símbolo indica que o produto consiste num dispositivo médico.
	FRA	Dispositif médical	Ce symbole indique que le produit est un dispositif médical.
	ITA	Dispositivo medico	Questo simbolo indicata che il prodotto è un dispositivo medico.
	DEU	Medizinprodukt	Dieses Symbol gibt an, dass es sich bei diesem Produkt um ein Medizinprodukt handelt.
	DUT	Medisch hulpmiddel	Dit symbool geeft aan dat het product een medisch hulpmiddel is.
	NOR	Medisinsk enhet	Dette symbolet angir at produktet er en medisinsk enhet.
	DAN	Medicinsk udstyr	Dette symbol angiver, at produktet er medicinsk udstyr.
	HUN	Orvostechnikai eszköz	Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék orvostechnikai eszköz.
	CZE	Zdravotnický prostředek	Tento symbol značí, že se jedná o zdravotnický prostředek.
	POL	Urządzenie medyczne	Ten symbol oznacza, że produkt jest wyrobem medycznym.
	SWE	Medicinsk enhet	Denna symbol anger att produkten är en medicinsk enhet.
	GRE	Ιατροτεχνολογικό προϊόν	Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι το προϊόν είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν.
	ROM	Dispozitiv medical	Acest simbol indică faptul că produsul este un dispozitiv medical.
	CRO	Medicinski uređaj	Ovaj simbol označava da je proizvod medicinski uređaj.
SLO	Zdravotniška pomočka	Tento symbol znamená, že výrobok je zdravotníckou pomôckou.	

	ENG	Translation	This symbol alerts the user that additional translations exist on the website.
	ESP	Traducción	Este símbolo alerta al usuario de que existen traducciones adicionales en el sitio web.
	POR	Tradução	Este símbolo alerta o utilizador para a existência de traduções adicionais no website.
	FRA	Traduction	Ce symbole signale à l'utilisateur que d'autres traductions sont disponibles sur le site Internet.
	ITA	Traduzione	Questo simbolo avvisa l'utente che sul sito web esistono traduzioni.
	DEU	Übersetzung	Dieses Symbol macht den Benutzer darauf aufmerksam, dass weitere Übersetzungen auf der Website verfügbar sind.
	DUT	Vertaling	Dit symbol wijst de gebruiker erop dat er op de website aanvullende vertalingen staan.
	NOR	Oversettelse	Dette symbolet varsler brukeren om at ytterligere oversettelser finnes på nettsiden.
	DAN	Oversættelse	Dette symbol gør brugeren opmærksom på, at der findes yderligere oversættelser på hjemmesiden.
	HUN	Fordítás	Ez a szimbólum arról tájékoztatja a felhasználót, hogy további fordítások elérhetőek a weboldalon.
	CZE	Překlad	Tento symbol uživatele upozorňuje, že na webových stránkách jsou k dispozici další jazykové verze.
	POL	Tłumaczenie	Ten symbol ostrzega użytkownika, że na stronie istnieją dodatkowe tłumaczenia.
	SWE	Översättning	Denna symbol uppmärksammar användaren på att det finns ytterligare översättningar på webbplatsen.
	GRE	Μετάφραση	Το σύμβολο αυτό ειδοποιεί τον χρήστη ότι υπάρχουν πρόσθετες μεταφράσεις στην τοποθεσία web.
	ROM	Traducere	Acest simbol avertizează utilizatorul că pe site-ul web există traduceri suplimentare.
	CRO	Prijevod	Ovaj simbol upozorava korisnika da postoje dodatni prijevodi na mrežnoj stranici.
SLO	Preklad	Tento symbol upozorjuje uporabnika na to, da na spletni strani obstajajo dodatni prevodi.	
	ENG	Country of origin	This symbol indicates the product's country of origin
	ESP	País de origen	Este símbolo indica que el país de origen del producto.
	POR	País de origem	Este símbolo indica o país de origem do produto.
	FRA	Pays d'origine	Ce symbole indique le pays d'origine du produit.
	ITA	Paese d'origine	Questo simbolo indica il paese d'origine del prodotto.
	DEU	Herkunftsland	Dieses Symbol gibt das Herkunftsland dieses Produkts an.
	DUT	Land van herkomst	Dit symbool geeft het land van herkomst van het product aan.
	NOR	Opphavsland	Dette symbolet angir produktets opphavsland
	DAN	Oprindelsesland	Dette symbol angiver produktets oprindelsesland.
	HUN	Származási ország	Ez a szimbólum jelzi a származási országát
	CZE	Země původu	Tento symbol značí, z jaké země výrobek pochází.
	POL	Kraj pochodzenia	Ten symbol wskazuje kraj pochodzenia produktu
	SWE	Ursprungsland	Denna symbol anger produktens ursprungsland.
	GRE	Χώρα προέλευσης	Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει τη χώρα προέλευσης του προϊόντος
	ROM	Țara de origine	Acest simbol indică țara de origine a produsului
	CRO	Zemlja podrijetla	Ovaj simbol označava državu podrijetla proizvoda.
SLO	Krajina pōvodu	Tento symbol udāva krajiny pōvodu výrobku	



ENG	Contains nickel and may cause allergic reactions	This symbol is a warning that the product contains nickel and should not be used on patients with an allergy to nickel.
ESP	El dispositivo contiene níquel y puede producir reacciones alérgicas.	Este símbolo es una advertencia de que el producto contiene níquel y no debe usarse en pacientes con alergia al níquel.
POR	O dispositivo contém níquel e pode causar reacções alérgicas.	Este símbolo avverte que o produto contém níquel e, como tal, nunca deve ser utilizado em doentes com alergia ao níquel.
FRA	Ce dispositif contient du nickel et peut provoquer des réactions allergiques.	Ce symbole avertit que le produit contient du nickel et qu'il ne doit pas être utilisé chez les patients allergiques au nickel.
ITA	Il dispositivo contiene nichel che può causare reazioni allergiche.	Questo simbolo avverte che il prodotto contiene nichel e che non deve essere utilizzato su pazienti allergici al nichel.
DEU	Dieses Produkt enthält Nickel, das allergische Reaktionen auslösen können.	Dieses Symbol warnt, dass das Produkt Nickel enthält und nicht an Patienten mit einer Nickelallergie eingesetzt werden soll.
DUT	Dit product bevat nikkel en kan daardoor allergische reacties veroorzaken.	Dit symbool is een waarschuwing dat het product nikkel bevat en niet mag worden gebruikt bij patiënten met een nikkelallergie.
NOR	Enheter inneholder nikkel og kan føre til allergiske reaksjoner.	Dette symbolet er en advarsel om at produktet inneholder nikkel og ikke skal brukes på pasienter med nikkelallergi.
DAN	Indeholder nikkel, som kan give allergiske reaktioner.	Dette symbol er en advarsel om, at produktet indeholder nikkel og ikke bør bruges til patienter med nikkelallergi.
HUN	Az eszköz nikkelt tartalmaz és allergiás reakciókat válthat ki.	Ez a szimbólum arra figyelmeztet, hogy a termék nikkelt tartalmaz, így nem használható nikkellelre allergiás pácienseknél.
CZE	Výrobek obsahuje nikel a může vyvolat alergickou reakci.	Tento symbol varuje, že výrobek obsahuje nikel, a nesmí být tedy používán u pacientů alergických na nikel.
POL	Urządzenie zawiera nikiel i może powodować reakcje alergiczne.	Ten symbol jest ostrzeżeniem, że produkt zawiera nikiel i nie powinien być stosowany u pacjentów z alergią na nikiel.
SWE	Innehåller nickel och kan orsaka allergiska reaktioner	Denna symbol varnar för att produkten innehåller nickel och att den inte får användas till patienter som är nickelallergiker.
GRE	Περιέχει νικέλιο και μπορεί να προκαλέσει αλλεργικές αντιδράσεις.	Το σύμβολο αυτό είναι μια προειδοποίηση ότι το προϊόν περιέχει νικέλιο και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με αλλεργία στο νικέλιο.
ROM	Conține nichel și poate provoca reacții alergice	Acest simbol este un avertisment că produsul conține nichel și nu trebuie utilizat la pacienții alergici la nichel.
CRO	Sadrži nikal i može izazvati alergijske reakcije.	Ovaj je simbol upozorenje da proizvod sadrži nikal i da se ne smije upotrebljavati kod pacijenata alergičnih na nikal.
SLO	Obsahuje nikel a može spôsobiť alergické reakcie	Tento symbol je upozornením na to, že výrobok obsahuje nikel a nemal by sa používať u pacientov s alergiou na nikel.



ENG	HIBC UDI Barcode symbol	This symbol indicates that the UDI is a HIBC UDI.
ESP	Símbolo de código de barras de identificador único de dispositivo (UDI) de HIBC	Este símbolo indica que el UDI es un UDI de HIBC.
POR	Símbolo de código de barras HIBC UDI	Este símbolo indica que a identificação única do dispositivo (IUD) está em conformidade com as normas internacionais de Códigos de Barras para a Indústria da Saúde (HIBC UDI).
FRA	Symbole code-barres UDI HIBC	Ce symbole indique que le code UDI est un code-barres HIBC.
ITA	Simbolo codice a barre UDI HIBC	Questo simbolo indicata che l'UDI è un UDI HIBC
DEU	HIBC UDI Barcode	Dieses Symbol gibt an, dass es sich bei dieser eindeutigen Produktnummer (UDI) um eine HIBC UDI handelt.
DUT	Symbol HIBC UDI-streepjescode	Dit symbool geeft aan dat de UDI een HIBC UDI is.
NOR	HIBC UDI strekkode symbol	Dette symbolet angir at UDIn er en HIBC UDI.
DAN	HIBC UDI-stregkodesymbol	Dette symbol angiver, at UDI er en HIBC UDI.
HUN	HIBC UDI vonalkód szimbólum	Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az UDI egy HIBC UDI.
CZE	Symbol čárového kódu HIBC UDI	Tento symbol značí, že jedinečná identifikace výrobku (UDI) je ve formátu HIBC UDI.
POL	Symbol kodu kreskowego HIBC UDI	Ten symbol wskazuje, że UDI to UDI HIBC.
SWE	HIBC UDI-streckkodssymbol	Denna symbol anger att UDI är HIBC UDI.
GRE	Σύμβολο γραμμικού κωδικού HIBC UDI	Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι ο μοναδικός κωδικός αναγνώρισης ιατροτεχνολογικών προϊόντων (UDI) είναι ένας κωδικός HIBC.
ROM	Simbol cod de bare HIBC UDI	Acest simbol indică faptul că UDI este un HIBC UDI.
CRO	Simbol HIBC UDI barkoda	Ovaj simbol označava da je UDI HIBC UDI.
SLO	Symbol čiarového kódu HIBC UDI	Tento symbol udáva, že UDI je HIBC UDI.



ENG	Single patient - multiple use	When a medical device is intended by the manufacturer for reuse on a single patient.
ESP	Para varios usos en un único paciente	Cuando un producto sanitario está indicado por el fabricante para reutilizarse en un único paciente.
POR	Paciente único - múltiplas utilizações	Quando um dispositivo médico se destina, pelo fabricante, para ser reutilizado num paciente único.
FRA	Patient unique - usage multiple	Lorsqu'un dispositif médical est conçu par le fabricant pour être réutilisé sur un seul patient.
ITA	Uso multiplo monopaziente	Indica quando il produttore ha previsto il riutilizzo di un dispositivo medico su un singolo paziente.
DEU	Einzelner Patient - mehrfache Verwendung	Wenn ein Medizinprodukt vom Hersteller für die Wiederverwendung bei einem einzigen Patienten vorgesehen ist.
DUT	Meervoudig gebruik bij één patiënt	Het medische hulpmiddel is door de fabrikant bedoeld voor meervoudig gebruik bij één patiënt.
NOR	Gjenbruk på én pasient	Når et medisinsk utstyr er tiltenkt av produsenten til gjenbruk på én enkelt pasient.
DAN	Enkelt patient - flergangsbrug	Når medicinsk udstyr er tilsigtet af producenten til genanvendelse på en enkelt patient.
HUN	Egy betegnél - többször felhasználható	Amikor egy orvostechikai eszközt a gyártó egyetlen betegnél újra felhasználhatóként tervezi.
CZE	Jeden pacient - více použití	V případě, že výrobce povoluje použití zdravotnický prostředek opakovaně na jednom pacientovi.
POL	Jeden pacjent — wielokrotne użycie	Informuje, że według producenta wyrobu medycznego jest on przeznaczony do wielokrotnego używania przez jednego pacjenta.
SWE	Flergångsbruk för enskild patient	När en medicinteknisk produkt är avsedd av tillverkaren att återanvändas av en enskild patient.
GRE	Για έναν μόνο ασθενή - πολλαπλών χρήσεων	Όταν ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν προορίζεται από τον κατασκευαστή για επαναχρησιμοποίηση σε έναν μόνο ασθενή.
ROM	Destinat unui singur pacient - utilizare multiplă	Atunci când dispozitivul medical este conceput de către producător pentru a fi reutilizat la un singur pacient.
CRO	Jedan pacijent - višekratna uporaba	Kada je proizvođač medicinsku napravu namijenio ponovnoj uporabi na jednom pacijentu.
SLO	Večkratna uporaba na posameznem bolniku	Ko proizvajalec predvideva ponovno uporabo medicinskega pripomočka na posameznem bolniku.