

CEREC Premium SW 4.5: CEREC MC XL Premium Package, CEREC MC XL, CEREC MC X

Motoren Set	Links	Rechts	Kombination
Set1 (oder Set2**)	Step Bur 12S	Cylinder Pointed Bur 12S	1
Set1 (oder Set2**)	Step Bur 12	Cylinder Pointed Bur 12S	2
Set1 (oder Set2**)	Step Bur 20	Cylinder Pointed Bur 20	3
Set1	Shaper 25 RZ	Finisher 10	4 * Nassfräsen
Set1	Cylinder Bur 12 EF	Cylinder Pointed Bur 12 EF	5 ** Extrafein
Set1	Shaper 25	Finisher 10	6 *** Trockenfräsen
Set1 (oder Set2**)	Step Bur 20	Cylinder Pointed Bur 12S	7


* Nur mit Schleif-/ Fräseinheiten ab folgenden Seriennummern: inLab MC XL 129001, CEREC MC XL 129001, CEREC MC XL Premium Package 302001, CEREC MC X 231001 oder Austausch des linken Motors bei 2-motorigen Maschinen oder des linken Motors in Motorset 1 bei 4-motorigen Maschinen.

** Nur für 4-motorige Schleif-/ Fräseinheiten

*** Setzt CEREC Schleif-/ Fräseinheit mit Trockenfräskonfiguration und CEREC Absaugung voraus.

**** USA/Japan

Bezeichnung	Abbildung	REF.
Step Bur 12S	1	62 40 167
Step Bur 12	2	62 60 025
Cylinder Pointed Bur 12S	3	62 40 159
Cylinder Bur 12 EF	4	65 35 186
Cylinder Pointed Bur 12 EF	5	65 35 178
Step Bur 20	6	62 59 597
Cylinder Pointed Bur 20	7	62 59 589
Shaper 25 RZ	8	64 33 440
Finisher 10	9	62 99 387
Shaper 25	10	62 99 395



Hersteller	Material	Kombination
Sirona	CEREC Blocs C / CEREC Blocs	1 2 5
	CEREC Blocs C PC / CEREC Blocs PC	1 2 5
	CEREC Blocs C In	1 2 5
	CEREC Guide Blocs (für CEREC Guide 1)	3
	CEREC Guide Blocs (für CEREC Guide 2)	4
	CEREC Zirconia	3 4 6
	CEREC Zirconia meso	3 4 6
	inCoris TZI C	3 4 6
	inCoris TZI	3 4 6
	inCoris ZI	3 4 6
	inCoris ZI meso	3 4 6
	inCoris CC	3 4
	Dentsply	CELTRA® Duo
3M	Lava™ Ultimate	1 2 5
	Paradigm™ MZ 100 ****	1 2 5
COLTENE	BRILLANT Crios	1 2 5
GC	CERASMART™	1 2 5
	Initial™ LRF	1 5
MERZ DENTAL	artBloc® Temp	3 4
SHOFU	BLOCK HC	1 2 5
	BLOCK HC (2L)	1 2 5

Hersteller	Material	Kombination
VITA	VITABLOCS® MarkII	1 2 5
	VITABLOCS® TriLuxe	1 2 5
	VITABLOCS® TriLuxe forte	1 2 5
	VITABLOCS RealLife®	1 2 5
	VITA ENAMIC®	1 2 5
	VITA ENAMIC® IS	1
	VITA ENAMIC® multiColor	1 2 5
	VITA SUPRINITY® PC	1 2 5
	VITA SUPRINITY® FC	1 2 5
	VITA CAD-Temp® monoColor	3 4
	VITA CAD-Temp® multiColor	3 4
	VITA CAD-Temp® IS	3 4
	VITA YZ HT	3 4 6
	VITA YZ T	3 4 6
	VITA CAD-Waxx	3 4
IVOCLAR VIVADENT	IPS Empress® CAD	1 2 5
	IPS Empress® CAD Multi	1 2 5
	IPS e.max® CAD	1 2 5 7
	IPS e.max® CAD (Abutment Solutions)	1
	IPS Telio® CAD	3 4
	IPS Telio® CAD (Abutment Solutions)	3 4
	IPS e.max® ZirCAD LT	3 4 6
	IPS e.max® ZirCAD MO	3 4 6

Bestell-Nr. 66 16 127, Ä.-Nr.: 123988