

Sirona Connect SW 4.5

Update-Beschreibung

Die Sirona Connect SW 4.5 ist eine Vollversion, die von CEREC Omnicam, CEREC Bluecam und Apollo DI unterstützt wird.

Die Sirona Connect SW 4.5 beinhaltet die folgenden Änderungen. Für eine detaillierte Beschreibung der Neuheiten lesen Sie bitte das Handbuch oder fragen Ihren CAD/CAM Spezialisten.

- Allgemeine Bugfixes und Qualitätsverbesserungen
 - Mehr Details in der Aufnahme
 - Realistischere Modelldarstellung
 - Reduzierung der notwendigen Rechenleistung
- Farbanalyse: Die Farbanalyse ermöglicht Ihnen, auf Basis des Scans mit der Omnicam die Zahnfarbe eines beliebigen Zahnes zu analysieren. Dadurch erhalten Sie eine objektive Unterstützung und mehr Sicherheit bei der Auswahl der passenden Restaurationsfarbe.
- Open Scan Export: Digitale Abformungen der CEREC Omnicam können als STL exportiert werden. Das bedeutet, dass die Daten der digitalen Abformung auch für Softwareprodukte anderer Hersteller nutzbar werden. Daraus ergeben sich für Sie neue Optionen für die Digitalisierung Ihrer Praxis
- Integration von M.I.S TiBases und Thommen Scanposts
- Auswahl „andere Scanbody“ bei der Implantatversorgung
- Separater Bildkatalog für Scanposts und TiBases sowie andere Scanbodys
- Laborprofile und individuelle Bestellinformationen: Parallel zur Einführung der Sirona Connect SW 4.5 bietet das Sirona Connect Portal Laboren die Möglichkeit, individuelle Profile und Bestellinformationen anzugeben, die in der Administrations- und Bestellphase der Sirona Connect SW 4.5 angezeigt werden
- Vereinfachte Anbindung an Atlantis® über das Sirona Connect Portal

Wir empfehlen allen Anwendern die Sirona Connect SW 4.5 zu installieren.